

BACTICID AF WIPES

Chusteczki impregnowane mieszaniną alkoholi do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy EN 16615:2015
- o bezpieczne substancje aktywne, nie wywołujące podrażnień skóry
- o szerokie spektrum działania i bardzo krótki czas ekspozycji pozwala na zastosowanie do wyrobów, które należy szybko zdezynfekować przed ponownym użyciem
- o nie pozostawia plam, smug i osadów na dezynfekowanych powierzchniach
- o konfekcjonowane w praktyczne i wygodne opakowania umożliwiające bezproblemową aplikację
- o chusteczki posiadają badania w warunkach brudnych

WŁAŚCIWOŚCI BIOBÓJCZE:

| Spektrum | Czas działania |
|--|-----------------------|
| EN 13727, EN 14561 Bakteriobójczy (w tym MRSA, VRE) | 30 sekund |
| EN 13624, EN 14562 Drożdżakobójczy EN 14562 Grzybobójczy | 30 sekund 2 minuty |
| EN 14348, EN 14563 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy) | 30 sekund |
| EN 14476 HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno Polio | 30 sekund 2 minuty |
| EN 16615:2015 (bakteriobójcze i drożdżakobójcze) | 1 minuta |

SPOSÓB UŻYCIA:

Bacticid AF Wipes są gotowe do użycia. Należy dokładnie przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię chusteczką, zapewniając całe jej pokrycie. Czas ekspozycji w zależności od oczekiwanego spektrum powinien wynosić co najmniej 15 sekund. Po użyciu należy natychmiast zamknąć pokrywę, aby zapobiec wysuszeniu chusteczek.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Etanol 57g/100g, Propan-2-ol 6g/100g,

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Bacticid AF Wipes jest produktem na bazie alkoholu etylowego i może być używany do wszystkich powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Należy zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu do powierzchni z niektórych tworzyw sztucznych, powłok z farb i lakierów. Na wypadek niepewności co do odporności danej powierzchni zaleca się indywidualną ocenę materiału przed użyciem preparatu, poprzez wykonanie miejscowej próby.

CERTYFIKATY I ATESTY:

Wyrób Medyczny kl.IIa
Znak CE 0537

KONFEKCYJONOWANIE:

| Opakowanie | Pojemność | Karton |
|--------------|-----------------|--------|
| Wiaderko | 400 szt (17x25) | 4 |
| Tuba | 100 szt (14x18) | 12 |
| Tuba | 150 szt (20x20) | 12 |
| Tuba | 200 szt (20x20) | 12 |
| Uzupełnienie | 100 szt (14x18) | 12 |
| Uzupełnienie | 100 szt (20x20) | 12 |

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9
15-528 Sowłany
Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Tanassilma tee 11,
Tanassilma kula, Saku vald,
Harju maakond 76406
ESTONIA