

CYTOFIX® 150ml

CYTOFIX® jest aerozolowym preparatem do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną.

Pobrany materiał biologiczny, po użyciu CYTOFIX®, zostaje pokryty cienką, przezroczystą powłoką polimerową, chroniącą przed wpływem warunków otoczenia w czasie przechowywania i transportu.

Zakres stosowania CYTOFIX®

- rozmazy ginekologiczne
- rozmazy z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.)
- rozmazy z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów : tarczycy, prostaty, sutka, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich, itp.
- rozmazy z osadów płynów z jam ciała i moczu, rozmazy z płwociny

Zalety CYTOFIX®

- wykluczenie pomyłek diagnostycznych - każdy preparat utrwalony jest indywidualnie, nie istnieje więc możliwość przenoszenia komórek z jednego szkiełka na drugie, jak to nierzadko zdarzało się przy stosowaniu płynnego utrwalacza "spirytus-eter". Wszystkie komórki znajdujące się na szkiełku przed utrwaleniem, pozostają na nim również po utrwaleniu.
- pełne utrwalenie pobranego materiału - nie obserwuje się pól nieutrwalonych, czy też zmian utrudniających późniejszą ocenę materiału
- możliwość barwienia rozmazów, bez obawy o wypłukanie czy zniekształcenia komórek
- zabezpieczenie materiału przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu do ośrodków diagnozowania
- możliwość przechowywania utrwalonych rozmazów przez co najmniej 30 dni bez utraty ich właściwości
- wygoda stosowania i wydajność (średnio 300 rozmazów)

Sposób użycia

Na szkiełko z pobranym rozmazem rozpylić krótko (ok. 0,5 sek.) CYTOFIX®, z odległości ok. 30 cm. Odłożyć szkiełko na poziomą powierzchnię i odczekać do wyschnięcia.

Po kilku minutach preparat jest właściwie utrwalony i zabezpieczony - może być barwiony, diagnozowany bądź przygotowany do transportu.

Rekomendacje

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego / Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej
- Komisja do spraw Aparatury, Sprzętu i Preparatów Diagnostycznych przy Departamencie Techniki Medycznej i Farmacji, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
- Polskie Towarzystwo Patologów
- Centralny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej
- Zespoły Opieki Zdrowotnej
- Poradnia Cytologiczna Polikliniki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
- Instytut Medycyny Pracy - Łódź

CYTOFIX® ZOSTAŁ PRZEBADANY I UZYSKAŁ REKOMENDACJĘ DO POWSZECHNEGO STOSOWANIA

Opakowanie i trwałość

- Opakowanie aerozolowe - 100 g (150 ml) preparatu
- W opakowaniu zbiorczym - 12 sztuk preparatu (4 zgrzewki po 3 sztuki preparatu)
- trwałość produktu - 2 lata

nr katalogowy: SMO CYT-150

