

Waciki Neurochirurgiczne

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opis produktu:

Waciki neurochirurgiczne są przeznaczone do stosowania podczas zabiegów neurochirurgicznych. Są one wytwarzane z materiałów o wysokiej jakości i są dostarczane sterylne. Rzeczywisty rozmiar wacików może nieznacznie różnić się od rozmiaru przedstawionego na etykiecie. Wszystkie neurochirurgiczne waciki są jednorazowego użytku i nigdy nie powinny być ponownie używane.

Wskazania:

Waciki neurochirurgiczne są wskazane do stosowania w ochronie tkanki nerwowej podczas operacji.

Ostrzeżenia

Nie używaj wacików u pacjentów, którzy mogą być wrażliwi na materiały gąbczaste.
Nie używaj wacików otrzymanych w otwartym lub uszkodzonym opakowaniu. Nie używaj wacików, jeśli minęła data ważności.
Nie używaj wacików, które są uszkodzone, odbarwione lub narażone na zanieczyszczenia.
Nie zostawiaj wacików na miejscu. Nieusunięcie ich może spowodować reakcję ciała obcego.
Nie kroić wacików. Fragmenty bez pasków wykrywalnych przez promieniowanie rentgenowskie mogą dostać się do miejsca operacji. Nieusunięcie tych fragmentów może spowodować reakcję na ciało obce.
Policz wszystkie waciki przed umieszczeniem w środowisku operacyjnym i ponownie po usunięciu ze środowiska operacyjnego. Niewykonanie obliczeń może skutkować dodatkowymi procedurami.
Nici dołączone do wacików służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych. Unikaj używania nici do usuwania wacików. Wyrzuć wszystkie niewykorzystane waciki, które nie znajdują się w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
Nie poddawaj ponownej sterylizacji.
Ten produkt jest jednorazowy i nigdy nie powinien być ponownie używany, aby zapobiec zanieczyszczeniu lub zanieczyszczeniu krzyżowemu z poprzedniego użycia.

Otwarcie opakowania:

Otwierając zewnętrzną torebkę, aby odsłonić waciki, przestrzegaj standardowych praktyk aseptycznych zatwierdzonych przez twoją instytucję.

Kontrola materiałów:

Policz wszystkie waciki, aby zapewnić kontrolę. Policz wszystkie waciki przed zabiegiem i ponownie po zabiegu przed chirurgicznym zamknięciem.
Waciki z dołączonymi sznurkami są dostarczane z karbowanymi uchwytami, aby pomóc w ostatecznym liczeniu. Jeśli istnieje wątpliwość dotycząca liczby, można użyć zdjęcia rentgenowskiego do zlokalizowania wacików za pomocą ich wykrywalnych pasków rentgenowskich. Ustal siłę i czas prześwietlenia rentgenowskiego poprzez wcześniejsze testy na sprzęcie, który będzie używany.

Przygotowanie do użycia:

Wszystkie waciki muszą być dokładnie namoczone w sterylnej wodzie lub roztworze soli fizjologicznej i dokładnie wyciśnięte przed użyciem. Biorąc pod uwagę, że waciki mogą początkowo być odporne na zwilżanie, moczenie i ściskanie zwiększa chłonność i zmiękcza waciki. Nie umieszczaj suchego wacika ani nie pozwól, aby wacik wyschł. Nie przecinaj szwów wacika.

Warunki przechowywania

Zalecane warunki przechowywania: 4 °C - 30 °C, z dala od wilgoci i bezpośredniego ciepła. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Opakowanie

Wacik neurochirurgiczny Betamix jest dostępny w saszetce. 10 wacików w jednej saszetce, 20 saszetek w jednym opakowaniu.

Tabela:1 Zakres

Material	Produkt
Wiskoza	Betamix Soft
Bawełna	Betamix Cot
Bawełna	Betamix UltraCot
Bawełna	Betamix PureCotton

Symbole używane na etykiecie

	Jednostka notyfikowana		EO sterylizowane
	Rozmiar/Model		Numer partii
	Jednorazowego użytku		Data produkcji
	Zobacz instrukcję użytkowania		Data ważności
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Przechowywać z dala od światła słonecznego
	Producent		Przechowywać w stanie suchym
	Numer referencyjny		Nie sterylizować ponownie
	Kod kreskowy		



Betatech Medikal Ltd.Şti.
İkitelli Org.San.Bolg.Ataturk Oto San.Sit.22.Sok.Unal Is Merkezi, No:9
İkitelli-İstanbul TURCJA
info@betatechmedical.com
www.betatechmedical.com
Tel:+90 212 6710683
Fax:+90 212 6710684



Przedstawiciel europejski
CMC Medical Devices & Drugs S.L.C/
Horacio Lengo No 18, CP 29006,
Malaga, HISZPANIA
Tel.: +34 951 214 054
E-mail: iinfo@cmcmedicaldevices.com