



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Lp.	Asortyment	Parametry	Jednostka miary	Ilość szacunkowa
1	Manekin ewakuacyjny	<p>Specyfikacja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Zdolność do pracy w trudnych warunkach terenowych, w każdych warunkach atmosferycznych, duża odporność na urazy mechaniczne <input type="checkbox"/> Wykonany z odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wodoodpornych certyfikowanych materiałów technicznych z elastycznym wypełnieniem imitujących ciało człowieka podczas transportu lub zaopatrywania urazów <input type="checkbox"/> Wzmocnione miejsc narażonych na uszkodzenia (stawy łokciowe i kolanowe) poliamidowymi taśmami o wytrzymałości na zerwanie > 1000 kg <input type="checkbox"/> W stawach kolanowych i łokciowych wszyte regulowane taśmy umożliwiające układanie kończyn w różnych pozycjach symulujących patologiczne ułożenie kończyn po urazie <input type="checkbox"/> Możliwość odpięcia dwóch podudzi oraz dwóch przedramion w celu zasymulowania amputacji <input type="checkbox"/> Możliwość zginania stawów biodrowych i kolanowych w celu ułożenia manekina w pozycji siedzącej <input type="checkbox"/> Możliwość założenia na głowę manekina hełmów, kasków, masek pełnotwarzowych <input type="checkbox"/> Możliwość założenia na szyję manekina kołnierza ortopedycznego <input type="checkbox"/> Lekko usztywniona konstrukcja korpusu odzwierciedlająca tułów człowieka <input type="checkbox"/> Możliwość zalania górnych dróg oddechowych płynem symulującym treść pokarmową lub płyny ustrojowe, które w trakcie ćwiczeń można odessać za pomocą ssaka. <input type="checkbox"/> Drogi oddechowe umożliwiające użycie rurki nosowo-gardłowej, maski twarzowej, przyrządów nadgłośniowych (maska I-Gel, rurka kraniowa, maska kraniowa), worka samorozprężalnego, prowadzenie oddechów ratowniczych metodą usta-usta <input type="checkbox"/> Możliwość uciskania klatki piersiowej z widoczną relaksacją podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej <input type="checkbox"/> Przewód techniczny w głowie manekina umożliwiający wstrzyknięcie zabarwionego płynu, który może symulować wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego podczas złamania podstawy czaszki <input type="checkbox"/> Możliwość wyczyszczenia i umycia górnych dróg oddechowych z piasku, kamieni, zabrudzeń za pomocą wody wprowadzonej pod ciśnieniem przez otwór techniczny w uchu <input type="checkbox"/> Kieszon w okolicy dołu pachowego umożliwiająca podawanie sztucznej krwi w celu przeprowadzenia procedury pakowania 	Szt.	1

		<p>rany</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kombinezon ochronny posiadający zamki na rękawach, nogawkach, plecach i klatce piersiowej umożliwiający ekspozycje ran celem ich zaopatrzenia <input type="checkbox"/> Możliwość przymocowania sztucznych ran na powierzchni manekina za pomocą rzepów <input type="checkbox"/> W zestawie głośnik umożliwiający połączenie bluetooth <input type="checkbox"/> Możliwość pobrania aplikacji oraz plików dźwiękowych symulujących odgłosy środowiskowe (np. krzyki, sygnały alarmowe, odgłosy wystrzałów, wybuchów) oraz oddechowe, którymi można zarządzać w czasie rzeczywistym z poziomu aplikacji <input type="checkbox"/> Aplikacja zawierająca listy kontrolne dające możliwość instruktorowi odznaczania czynności wykonywanych przez osobę ćwiczącą <input type="checkbox"/> Dodatki – nosze transportowe, kieszonka montażowa na głośnik, którą można przymocować do manekina za pomocą rzepu, zestaw ran symulacyjnych, które można przymocować na manekinie za pomocą rzepów, wysokie obuwie oraz nakładki na kończyny górne zapobiegające przetarciom <input type="checkbox"/> Możliwość serwisowania manekina <input type="checkbox"/> Waga 80kg, wzrost 180 - 190cm 		
2	Zestaw do pozoracji ran i urazów	<p>Specyfikacja:</p> <p>Możliwość przymocowania ran do pozoranta za pomocą pasek</p> <p>Rany krwawiące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 rana ssąca klatki piersiowej • 1 skaleczenie przedramienia • 1 złamany obojczyk • 1 rana postrzałowa ramienia wlotowa/wylotowa • 1 rana kłuta dolnej części nogi • 1 zmiądzona stopa • 1 rana szczęki • 1 skaleczenie czoła • 1 złożone złamanie kości ramiennej • 1 złożone złamanie kości udowej • 1 złożone złamanie kości piszczelowej • 1 rana brzucha z wystającymi jelitami • 1 paczka proszku do sporządzenia 4,5 litra symulowanej krwi <p>Rany niekrwawiące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oparzenie klatki piersiowej 2. i 3. stopnia • oparzenie pleców 2. i 3. stopnia • oparzenie dłoni 2. i 3. stopnia • oparzenie przedramienia 2. i 3. stopnia • 1 poparzenie twarzy <p>- dodatkowo w zestawie: torba, zbiornik na krew z pompką, proszek do sporządzania sztucznej krwi</p>	Szt.	1

TECHNIK
Szkoleniowy
Wydziału Zaopatrzenia KSP
Dawid MRÓZEK

KIEROWNIK
Szkoleniowy
Szkoleniowy
Komendy Stołecznej Policji
Agata KUREK