

**Zestawienie badań skuteczności mikrobiologicznej dla produktu
thermosept[®] NDR przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach**

Skuteczność	Warunki	Stężenie	Czas kontaktu
bakteriobójczo	wysokie obciążenie	1% (10 ml/l) 55°C	2 min.
drożdżakobójczo	wysokie obciążenie	1% (10 ml/l) 55°C	2 min.
wirusy osłonkowe (w tym: vaccinia, HIV, HBV, HCV)	wysokie obciążenie	1% (10 ml/l) 55°C	2 min.

Niezbędne raporty dotyczące preparatu są dostępne na życzenie.

