

IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO

typ Pencil-Point

Elementy zestawu:

- igła prowadząca
- igła podpażczynówkowa, typ Pencil-Point (ostrze typ WHITACRE)




Numer katalogowy:	Rozmiar igły prowadzącej	Rozmiar igły podpażczynówkowej PENCIL-POINT	Długość igły podpażczynówkowej PENCIL-POINT [mm]	Kolor nasadki
IPPW22G90	- - -	22G	90	czarny
IPPW24G90	20G	24G	90	fioletowy
IPPW25G90	20G	25G	90	pomarańczowy
IPPW25G120	20G	25G	120	pomarańczowy
IPPW26G90	20G	26G	90	brązowy
IPPW26G120	20G	26G	120	brązowy
IPPW27G90	22G	27G	90	szary
IPPW27G120	22G	27G	120	szary

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: IPPW27G90.



Specjalistyczne wyroby medyczne




Katalog produktów medycznych cz.2

Spinocan®, Pencan®, Atraucan® – igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, punkcji lędźwiowej i biopsji tkanek

Spinocan®

- igła ze szlifem Quinke, przezroczysty uchwyt lock z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowo-rdzeniowego
- uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów



Pencan®

- igła typu Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock z pryzmatem ułatwiającym identyfikację płynu mózgowo-rdzeniowego
- wyraźnie odczuwalne przejście igły przez oponę twardą
- uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów

Atraucan®

- igła o atraumatycznym szlifie do znieczuleń podpajęczynówkowych, przezroczysty uchwyt lock
- dwupłaszczyznowy szlif
- uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów

Średnica	Kolor	Rozmiar		Numer katalogowy			Jedn. handl. (szt.)
		G/cale	mm	Spinocan®	Pencan®	Atraucan®	
G18	różowy	G18 x 3"	1,3 x 75	4501373-13			25
		G18 x 31/2"	1,3 x 88	4501390-01			
G19	kość słoniowa	G19 x 11/2"	1,1 x 40	4501144-13			
		G19 x 31/2"	1,1 x 88	4501195-13			
G20	żółty	G20 x 3"	0,9 x 75	4509757-13			
		G20 x 31/2"	0,9 x 88	4509900-01			
G22	czarny	G22 x 11/2"	0,7 x 40	4507401-13			
		G22 x 3"	0,7 x 75	4507754-13			
		G22 x 31/2"	0,77 x 88	4507908-01	4502035-13 (0,7 x 88)		
		G22 x 43/4"	0,7 x 120	4506090-13			
G25	pomarańczowy	G25 x 1"	0,53 x 25		4502167-13		
		G25 x 2"	0,53 x 50		4502159-13		
		G25 x 3"	0,53 x 75	4505751-01			
		G25 x 31/2"	0,53 x 88	4505905-01	4502019-01		
		G25 x 43/4"	0,53 x 120	4505913-13	4502120-13		
		G25 x 61/4"	0,53 x 156,5		333877-05		
G26	brązowy	G26 x1"	0,47 x 25			4504771	
		G26 x 2"	0,47 x 50			4504763	
		G26 x 31/2"	0,47 x 88	4502906-01			
		G26 x 43/4"	0,47 x 120	4504917-13			
G27	szary	G27 x 2"	0,42 x 50		4502175-13		
		G27 x 31/2 "	0,42 x 88	4503902-01	4502027-01		
		G27 x 43/4"	0,42 x 120	4502140-13	4502132-13		
G29	czerwony	G29 x 31/2"	0,35 x 88	4501900-13			
		G29 x 43/4"	0,35 x 120	4501918-13			
Igły podpajęczynówkowe pakowane razem z prowadnicami							
G25	pomarańczowy	G25 x 31/2"	0,53 x 88		4502043-13		
		G25 x 4"	0,53 x 103		4502116-13		
G26	brązowy	G26 x 31/2"	0,47 x 88			4504739	
G27	szary	G27 x 31/2"	0,42 x 88		4502051-13		
		G27 x 4"	0,42 x 103		4502124-13		
Prowadnice do igieł podpajęczynówkowych							
Nr kat.	Rozmiar	Opis					
4505000-13	G20 x 13'8"	Prowadnica dla Spinocan, Pencan , Atraucan i innych igieł podpajęczynówkowych 25G i 26G					
4500059-13	G22 x 13'8"	Prowadnica dla Spinocan i Pencan oraz igieł podpajęczynówkowych 27G i 29G					

IGŁA DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZYNÓWKOWEGO

typ Standard (ostrze typu QUINCKE)

Elementy zestawu:

- igła prowadząca
- standardowa igła podpajęczynówkowa (ostrze typ Quincke)



Numer katalogowy:	Rozmiar igły prowadzącej	Rozmiar igły podpajęczynówkowej STANDARD	Długość igły podpajęczynówkowej STANDARD [mm]	Kolor nasadki
IPPS18G50	---	18G	50	różowy
IPPS18G90	---		90	
IPPS19G50	---	19G	50	kremowy
IPPS19G90	---		90	
IPPS20G50	---	20G	50	żółty
IPPS20G75	---		75	
IPPS20G90	---		90	
IPPS21G50	---	21G	50	zielony
IPPS21G90	---		90	
IPPS22G50	---	22G	50	czarny
IPPS22G75	---		75	
IPPS22G90	---		90	
IPPS23G90	---	23G	90	niebieski
IPPS24G90	20G	24G	90	fioletowy
IPPS25G50		25G	50	pomarańczowy
IPPS25G75			75	
IPPS25G90			90	
IPPS26G50		26G	50	brązowy
IPPS26G90			90	
IPPS26G130			130	
IPPS27G90	22G	27G	90	szary
IPPS27G130		27G	130	
IPPS29G90		29G	90	czerwony

Przy zamawianiu należy podać nr katalogowy wyrobu, np.: IPPS27G90.



DOCUMENT
CREATED
WITH



PDF
COMBINER

PDF Combiner is a free application that you can use to combine multiple PDF documents into one.

Three simple steps are needed to merge several PDF documents. First, we must add files to the program. This can be done using the Add files button or by dragging files to the list via the Drag and Drop mechanism. Then you need to adjust the order of files if list order is not suitable. The last step is joining files. To do this, click button Combine PDFs.

Main features:

secure PDF merging - everything is done on your computer and documents are not sent anywhere

simplicity - you need to follow three steps to merge documents

possibility to rearrange document - change the order of merged documents and page selection

reliability - application is not modifying a content of merged documents.

Visit the homepage to download the application:

www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

To remove this page from your document, please donate a project.