



Zestawy z prostym popychaczem



Zestawy ze sterownym popychaczem

Ch/Fr	Długość	O/O							
		Prowadnica z nieruchomym rdzeniem	Prowadnica z nieruchomym rdzeniem + Flush ACP2	Prowadnica z ruchomym rdzeniem	Ruchomy rdzeń + Flush ACP6	Prowadnica Terumo®	Prowadnica Orchestra®	Bez prowadnicy	Bez prowadnicy + Flush ACP2
Stent 4.8 Ch/Fr + Popychacz 4.8 Ch/Fr 75 cm	12 cm	ACB150				ACB1B0	ACBS40		
	16 cm	ACB151				ACB1B1	ACBS41		
	20 cm	ACB152				ACB1B2	ACBS42		
	22 cm	ACB157				ACB1B7	ACBS47		
	24 cm	ACB153	ACB253			ACB1B3	ACBS43		
	26 cm	ACB154	ACB254			ACB1B4	ACBS44		ACB454
	28 cm	ACB155	ACB255			ACB1B5	ACBS45		ACB455
	30 cm	ACB156	ACB256				ACBS46		
Stent 4.8 Ch/Fr + Popychacz 6 Ch/Fr 40 cm	12 cm	ACB1C0					ACBS50		
	16 cm	ACB1C1					ACBS51		
	20 cm	ACB1C2				ACB1G2	ACBS52		
	22 cm	ACB1C7				ACB1G7	ACBS57		
	24 cm	ACB1C3	ACB2C3			ACB1G3	ACBS53		ACB4C3
	26 cm	ACB1C4	ACB2C4			ACB1G4	ACBS54		ACB4C4
	28 cm	ACB1C5	ACB2C5			ACB1G5	ACBS55		ACB4C5
	30 cm					ACB1G6	ACBS56		ACB4C6
6	20 cm	ACB162					ACBS62		
	22 cm	ACB167				ACB1D7	ACBS67	ACBM67	
	24 cm	ACB163	ACB263	ACB363		ACB1D3	ACBS63	ACBM63	ACB463
	26 cm	ACB164	ACB264	ACB364		ACB1D4	ACBS64	ACBM64	ACB464
	28 cm	ACB165	ACB265	ACB365		ACB1D5	ACBS65	ACBM65	ACB465
	30 cm	ACB166	ACB266	ACB366		ACB1D6	ACBS66	ACBM66	
7	20 cm	ACB172					ACBS72		
	22 cm	ACB177				ACB1E7	ACBS77		
	24 cm	ACB173	ACB273	ACB373		ACB1E3	ACBS73	ACBM73	ACB473
	26 cm	ACB174	ACB274	ACB374	ACB3C4	ACB1E4	ACBS74	ACBM74	ACB474
	28 cm	ACB175	ACB275	ACB375	ACB3C5	ACB1E5	ACBS75	ACBM75	ACB475
	30 cm	ACB176	ACB276	ACB376		ACB1E6	ACBS76	ACBM76	ACB476
8	24 cm	ACB183	ACB283				ACBS83		
	26 cm	ACB184	ACB284			ACB1F4	ACBS84		
	28 cm	ACB185	ACB285			ACB1F5	ACBS85		
	30 cm	ACB186				ACB1F6	ACBS86		

Czas
stosowania
implantu:
od 12 miesięcy


Vortek

Stenty moczowodowe z podwójną pętlą

Struktura podwójnej warstwy ułatwia aplikację po przewodnicy, sztywność stentu w każdym rozmiarze pozwala zachować jego mechaniczne właściwości.



- Skład zestawu: każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem (zwykłym lub sterowalnym), z lub bez przewodnicy oraz z lub bez cewnika płuczącego Flush, zależnie od modelu.
- Ø przewodnicy: 0.035".
- Sterowalny popychacz: z lub bez pierścienia widocznego w RTG.
- Pakowany pojedynczo (z przewodnicą), sterylne.
- Opakowanie 5 szt. (bez przewodnicy), sterylne.
- Pakowany pojedynczo (z wyjątkiem ACB6 - op. 5 sztuk, sterylne).



Zestawy z prostym
popychaczem

Ch/Fr	Długość	O/O			O/Z
		Prowadnica z nieruchomym rdzeniem	Bez przewodnicy	Prowadnica Terumo® + Flush ACP6	Prowadnica z nieruchomym rdzeniem
Stent 4.8 Ch/Fr + Popychacz 4.8 Ch/Fr 75cm	12cm	ACB550			ACBC50
	16cm	ACB551			ACBC51
	24cm	ACB553			ACBC53
	26cm	ACB554			ACBC54
	28cm	ACB555			ACBC55
	30cm	ACB556			ACBC56
6	24cm	ACB563	ACB663		ACBC63
	26cm	ACB564	ACB664		ACBC64
	28cm	ACB565	ACB665		ACBC65
	30cm	ACB566	ACB666		ACBC66
7	24cm	ACB573			ACBC73
	26cm	ACB574	ACB674	ACBG74	ACBC74
	28cm	ACB575	ACB675	ACBG75	ACBC75
	30cm	ACB576	ACB676		ACBC76
8	26cm	ACB584			
	28cm	ACB585			
	30cm	ACB586			

