

**KARTA TECHNICZNA**  
**JEDNORAZOWEGO UŻYTKU SERWETA NA STOLIK MAYO**  
**30100002291**

**1. KARTA TECHNICZNA MATERIAŁU**

Włóknina laminowana wykonana z folii PE połączonej z tkaniną typu Spunbond.

Materiał	Surowiec	Kolor	Gramatura	Właściwości
Włóknina medyczna Tkanina bilaminowana	Poliptypylen typu spunbond + Czerwona folia PE + Klej	Czerwony	83 g/m <sup>2</sup>	Antystatyczna Nieprzezroczysta Hydrofobowa Nieprzepuszczalna dla płynów Wolna od metali Nieprzepuszczalna dla mikroorganizmów Certyfikat OEKO-TEX ISO 9001 Antyalergiczna

Wszystkie tkaniny Bayteks są wolne od metali i nie zawierają żadnych radioaktywnych elementów ani produktów biologicznych. Wszystkie tkaniny Bayteks są certyfikowane przez Oeko-tex Standard 100 i produkowane pod ścisłą kontrolą ISO 9001.



Serweta na stół Mayo o wymiarach 80 x 145cm (folia PE + włóknina) służy do obłożenia stołu Mayo. Obszar wzmocnienia na obłożeniu ma wymiary 50x145 cm i wykonany jest z hydrofilnej, nietkanej tkaniny Spunbond.



TEKNİK TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
DISPOSABLE SURGICAL GOWNS AND SURGICAL DRAPES



**CMS Polska**  
Complex Medical Service

## 2.1. KATEGORIA

Jednorazową serwetę na stolik Mayo marki Baymed firmy Bayteks klasyfikujemy do kategorii sterylnych.

## 2.2. ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Wszystkie nasze produkty posiadają oznaczenie CE i są zgodne z wymogami dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.

Serwety na stoliki Mayo firmy Baymed są produkowane z tkanin Bayteks, które są wytwarzane zgodnie z wytycznymi jakości Oeko tex i ISO 9001.

## 3. PAKOWANIE

Jednorazowa serweta na stolik Mayo jest pakowana w torebki sterylizacyjne, a następnie jest podwójnie pakowana w celu zmniejszenia ryzyka, jakie może napotkać podczas transportu.

Podwójnie zapakowana serweta na stolik Mayo jest umieszczona w standardowym kartonie firmy Baymed, którego wymiary to: Wysokość = 44 cm; Długość = 40 cm i Szerokość = 60 cm.

## 4. DOSTĘPNE OPCJE

- Wymiary niestandardowe
- Obszar wzmocnień
- Owinięcie

## 5. TERMIN PRZYDATNOŚCI

Jednorazowa serweta na stolik Mayo ma 5-letni okres przydatności do użycia..



TEKNİK TEKSTİL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.  
DISPOSABLE SURGICAL GOWNS AND SURGICAL DRAPES

## 6. PROCES STERYLIZACJI

Odpowiednio zapakowane serwety na stolik Mayo są sterylizowane przy użyciu tlenku etylenu (EO Sterilisation). Wszystkie dane są następnie zapisywane w systemie SAP w celu zapewnienia identyfikowalności.

## 7. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze otoczenia i w suchym miejscu.

## 8. REGULACJE

Klasa IS Reguła 1 MDD 93/42/ECC Załącznik / IX MDD 93/42/ECC  
ISO 9001  
ISO 13485:2016  
OEKO-TEX STANDARD 100  
EN 13795

## 9. KRAJ POCHODZENIA

Serweta na stolik Mayo jest w całości wyprodukowany w TURCJI.