

**vyaire**<sup>™</sup>  
M E D I C A L



**Infant Flow<sup>™</sup>**

**System LP nCPAP dla niemowląt**

Dostarczamy rozwiązania nCPAP dla najcenniejszych pacjentów

## Mocowanie paskowe na głowę Infant Flow LP

| Numer katalogowy | Opis   | Obwód głowy | Jednostka opak.    |
|------------------|--|-------------|--------------------|
| 777040XS         | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, bardzo małe  | 17-21 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777040S          | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, małe         | 21-26 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777040SM         | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, średnio małe | 24-28 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777040M          | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, małe         | 26-32 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777040L          | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, duże         | 32-37 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777040XL         | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, bardzo duże  | 37-42 cm    | Opakowanie 10 szt. |

## Czapeczki Infant Flow LP

| Numer katalogowy | Opis                                  | Obwód głowy | Jednostka opak.    |
|------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 777010           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 000 | 18-20 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777012           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 00  | 20-22 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777014           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 0   | 22-24 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777016           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 1   | 24-26 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777018           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 2   | 26-28 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777020           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 3   | 28-30 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777022           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 4   | 30-32 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777024           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 5   | 32-34 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777026           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 6   | 34-36 cm    | Opakowanie 10 szt. |
| 777028           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 7   | 36-38 cm    | Opakowanie 10 szt. |

## Zestawy Infant Flow LP nCPAP generator / układy

| Numer katalogowy | Opis  | Jednostka opak.    |
|------------------|---|--------------------|
| 7772011          | Zestaw Infant Flow LP nCPAP generator/układ (nawilżacze F&P MR 730 i 850) | Opakowanie 10 szt. |
| 7772021          | Zestaw Infant Flow LP nCPAP generator/układ (nawilżacze F&P MR 730 i 850) | Opakowanie 20 szt. |

## Zestaw startowy Infant Flow LP nCPAP

| Numer katalogowy | Opis                                 | Jednostka opak. |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 7772010          | Zestaw startowy Infant Flow LP nCPAP | pojedynczo      |

## Kaniule donosowe Infant Flow LP

| Numer katalogowy | Opis                          | Jednostka opak.    |
|------------------|-------------------------------|--------------------|
| 777000XS         | Kaniule donosowe, bardzo małe | Opakowanie 10 szt. |
| 777000S          | Kaniule donosowe, małe        | Opakowanie 10 szt. |
| 777000M          | Kaniule donosowe, średnie     | Opakowanie 10 szt. |
| 777000L          | Kaniule donosowe, duże        | Opakowanie 10 szt. |
| 777000XL         | Kaniule donosowe, bardzo duże | Opakowanie 10 szt. |

## Maski nosowe Infant Flow LP

| Numer katalogowy | Opis                      | Jednostka opak.    |
|------------------|---------------------------|--------------------|
| 777002XS         | Maski nosowe, bardzo małe | Opakowanie 10 szt. |
| 777002S          | Maski nosowe, małe        | Opakowanie 10 szt. |
| 777002M          | Maski nosowe, średnie     | Opakowanie 10 szt. |
| 777002L          | Maski nosowe, duże        | Opakowanie 10 szt. |
| 777002XL         | Maski nosowe, bardzo duże | Opakowanie 10 szt. |

## Maska nosowa Infant Flow LP

Opracowana z myślą o maksymalnej efektywności terapeutycznej i wygodzie pacjenta. Elastyczny "nosek" pozwala umieścić maskę w naturalnym położeniu nad nosem pacjenta, minimalizując nieszczelności w celu utrzymania stałego poziomu nCPAP. Okienko kontrolne umożliwia podgląd nozdrzy i przegrody nosowej niemowlęcia. Maski oznaczone są pięcioma różnymi kolorami, co ułatwia dobranie właściwego rozmiaru. Pakowane indywidualnie po 10 sztuk w opakowaniu.



| Numer katalogowy | Opis                      |
|------------------|---------------------------|
| 777002XS         | Maski nosowe, bardzo małe |
| 777002S          | Maski nosowe, małe        |
| 777002M          | Maski nosowe, średnie     |
| 777002L          | Maski nosowe, duże        |
| 777002XL         | Maski nosowe, bardzo duże |

## Kaniule donosowe Infant Flow LP


Opracowane z myślą o maksymalnej efektywności terapeutycznej i wygodzie pacjenta, kaniule donosowe są wyprofilowane tak, aby zminimalizować kontakt ze skórą pacjenta i zapewnić wzrokową weryfikację prawidłowego ich umiejscowienia. Delikatne rozchylenie kaniul tworzy skuteczne uszczelnienie i zapobiega przeciekom. Kaniule oznaczone są pięcioma różnymi kolorami, co ułatwia dobranie właściwego rozmiaru. Pakowane indywidualnie po 10 sztuk w opakowaniu.



| Numer katalogowy | Opis                          |
|------------------|-------------------------------|
| 777000XS         | Kaniule donosowe, bardzo małe |
| 777000S          | Kaniule donosowe, małe        |
| 777000M          | Kaniule donosowe, średnie     |
| 777000L          | Kaniule donosowe, duże        |
| 777000XL         | Kaniule donosowe, bardzo duże |

## Zestaw Infant Flow LP nCPAP generator / układy

Nowy generator w którym zastosowano technologię podwójnego strumienia o zmiennej prędkości przepływu, skutecznie zmniejsza pracę oddechową (WOB) w celu utrzymania stałego poziomu CPAP. Niższe ciśnienie sterujące obniża ciśnienie wsteczne do systemu automatycznego nawilżania. Zestaw powiększony składa się z zestawu Generators Infant Flow LP nCPAP i jednoramiennych ogrzewanych układów oddechowych.



| Numer katalogowy | Opis  |
|------------------|---|
| 7772011          | Zestaw Infant Flow LP nCPAP generator/układ Nawilżacz F&P MR 730 i 850, opak. 10 szt. |
| 7772021          | Zestaw Infant Flow LP nCPAP generator/układ Nawilżacz F&P MR 730 i 850, opak. 20 szt. |

## Zestaw startowy Infant Flow LP nCPAP

Zestaw startowy Infant Flow LP nCPAP umożliwia klientowi ocenę zamocowania pasków mocujących na głowę. W skład zestawu wchodzi:

- 5 zestawów Generators Infant Flow LP zawierających generator Infant Flow LP nCPAP, wskazówki dotyczące rozmiarów oraz po jednej małej, średniej i dużej kaniuli donosowej
- 2 bardzo duże kaniule donosowe
- 2 bardzo małe kaniule donosowe
- po 2 z każdego rozmiaru masek (bardzo mała, mała, średnia, duża, bardzo duża)
- po 2 z każdego rozmiaru pasków mocujących na głowę (bardzo mały, mały, średnio mały, średni, duży i bardzo duży)




| Numer katalogowy | Opis                                 |
|------------------|--------------------------------------|
| 7772010          | Zestaw startowy Infant Flow LP nCPAP |

## Pasek mocujący na głowę Infant Flow LP

Unikalna konstrukcja pasków mocujących na głowę zapewnia odpowiednie dopasowanie do obwodu głowy i bezpieczne zamocowanie generatora. Intuicyjne szybkie założenie opaski nie wymaga obsługi przez więcej niż jedną osobę. Mocowanie paskowe na głowę dostępne jest w sześciu rozmiarach zależnie od obwodu głowy od 17 cm do 42 cm. Pakowane indywidualnie w kartonikach po 10 sztuk.

| Numer katalogowy | Opis   |
|------------------|--|
| 777040XS         | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, bardzo małe  |
| 777040S          | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, małe         |
| 777040SM         | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, średnio małe |
| 777040M          | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, średnie      |
| 777040L          | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, duże         |
| 777040XL         | Mocowanie paskowe Infant Flow LP, bardzo duże  |



## Czapeczka Infant Flow LP

Tradycyjne miękkie bawełniane czapeczki dostępne są w 10 rozmiarach pasujących do obwodów głowy od 18 cm do 38 cm. Podkładka w środkowej części czapeczki zabezpiecza mocowanie generatora do czapeczki. Oznaczony różnymi kolorami brzeg czapeczki umożliwia łatwą identyfikację rozmiaru. Czapeczki pakowane są po 10 sztuk w opakowaniu.

| Numer katalogowy | Opis                                  |
|------------------|---------------------------------------|
| 777010           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 000 |
| 777012           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 00  |
| 777014           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 0   |
| 777016           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 1   |
| 777018           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 2   |



| Numer katalogowy | Opis                                |
|------------------|-------------------------------------|
| 777020           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 3 |
| 777022           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 4 |
| 777024           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 5 |
| 777026           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 6 |
| 777028           | Czapeczka Infant Flow LP, rozmiar 7 |

## Paski do mocowania generatora Infant Flow LP

Szare paski służą do przymocowania generatora Infant Flow LP do czapeczki i zastępują paski mocujące, jeżeli utraciły one swój pierwotny kształt. Dostępne są w opakowaniach po 20 sztuk.



| Numer katalogowy | Opis                                      |
|------------------|---|
| 775728           | Paski do mocowania generatora Infant Flow |

---



## SIEDZIBA GŁÓWNA

Vyairē Medical, Inc.  
26125 North Riverwoods Blvd  
Mettawa, IL 60045  
USA



Vyairē Medical, Inc.  
26125 North Riverwoods Blvd  
Mettawa, IL 60045  
USA

EC REP

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Vyairē Medical Pty Ltd  
Level 5, 7 Eden Park Drive  
Macquarie Park, NSW, 2113  
Australia

[vyaire.com](http://vyaire.com)

**Do dystrybucji wyłącznie na terytorium Ameryki Łacińskiej, Kanady, UE, Szwajcarii, Afryki Południowej, Australii, Rosji oraz Azji Pacyficznej.**

Znaki towarowe stanowią własność ich właścicieli.

© 2019 Vyairē Medical, Inc. lub jeden z jej podmiotów zależnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Logo Vyairē i Vyairē Medical oraz Infant Flow LP nCPAP System są zarejestrowanymi znakami towarowymi Vyairē Medical, Inc. lub jednego z jej podmiotów zależnych. Wyroby medyczne klasy I i IIa zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/WE. Proszę zapoznać się z Instrukcją Użytkowania dołączonej do wyrobu lub postępować zgodnie ze wskazówkami na etykiecie produktu.

VYR-INT-1900251