

INTUITIVE



Da Vinci X/Xi Katalog instrumentów i akcesoriów

Wrzesień 2022

Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Intuitive w celu uzyskania informacji o dostępności produktów w danym regionie.

Zadzwoń do przedstawicieli Synektik, aby
uzyskać więcej informacji:

Magdalena Sierszyńska - tel. +48 669 572 300

Marek Szeliski - tel. +48 505 040 065

www.synektik.pl

Niniejszy katalog został stworzony z największą starannością, jednakże Intuitive nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji podanych w tym katalogu. Roszczenia wobec Intuitive z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne wynikające z dostępu, wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji są wykluczone.

Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Intuitive w celu uzyskania informacji o dostępności produktów w danym regionie.

Spis treści

Instrumenty EndoWrist 8 mm

- 4 EndoWrist: Monopolarne instrumenty do kauteryzacji
- 4 EndoWrist: Bipolarne instrumenty do kauteryzacji
- 6 EndoWrist: Klipsownice
- 7 EndoWrist: Imadła
- 8 EndoWrist: Graspery
- 9 EndoWrist: Nożyce
- 10 EndoWrist: Instrumenty specjalne
- 10 Ultradźwiękowy instrument energetyczny
- 11 Irygacja ssąca
- 11 Vessel Sealer Extend
- 11 SynchroSeal

Stapler: Komponenty

- 12 Stapler SureForm: Instrumenty
- 12 Stapler SureForm: Magazynki
- 13 Stapler EndoWrist: Instrumenty
- 13 Stapler EndoWrist: Magazynki
- 14 Stapler 12 mm: Akcesoria
- 14 Stapler: Akcesoria

Akcesoria

- 15 Da Vinci X: Obłożenia
- 15 Da Vinci Xi: Obłożenia
- 15 Stożek Hasson
- 15 Akcesoria wielokrotnego użytku
- 16 Kaniule 8 mm, obturatory i uszczelki
- 16 Akcesoria 8 mm jednorazowego użytku
- 16 Akcesoria specjalistyczne

Sprzęt wizyjny

- 17 Endoskopy 8 mm
- 17 Kosze do sterylizacji i zestaw złączy
- 17 Kamera ręczna - komponenty

Akcesoria energetyczne

- 18 Przewody do aktywacji energetycznej
- 18 Przewody do instrumentów energetycznych
- 18 Da Vinci: Energia
- 18 Da Vinci: Symulacja
- 18 Da Vinci Xi: Zintegrowany Stół
- 19 Wyposażenie szkoleniowe
- 21 Zalecane części zamienne i wyposażenie
- 21 Dokumentacja systemowa
- 22 Wsparcie techniczne i obsługa klienta

Instrumenty 8 mm

EndoWrist: Monopolarne instrumenty do kauteryzacji

Kod produktu



Monopolar curved scissors (Hot shears)

10 użyć

470179

Pokazane z

Ośłonę końcówki jednorazowego użytku


400180



Permanent cautery spatula

10 użyć

470184




Permanent cautery hook

10 użyć

470183

EndoWrist: Bipolarne instrumenty do kauteryzacji

Kod produktu



Maryland bipolar forceps

14 użyć

471172



Curved bipolar dissector


14 użyć

471344


Instrumenty 8 mm

EndoWrist: Bipolarne instrumenty do kauteryzacji (cd.)

Kod produktu

**Long bipolar grasper**

14 użyć

471400**Fenestrated bipolar forceps**

14 użyć

471205**Micro bipolar forceps**

14 użyć

471171**Force bipolar**

12 użyć

471405

Instrumenty 8 mm

EndoWrist: Klipsownice

Kod produktu

**Medium-large clip applicator¹**

100 zamknięć

(Pokazane z klipsem polimerowym Weck Hem-o-lok o średniej szerokości)

Zatwierdzony do użytku wyłącznie Weck Hem-o-lock średni-duży klips polimerowy.

Kod produktu Weck:**470327**

544230

**Large clip applicator²**

100 zamknięć

(Pokazane z klipsem polimerowym Weck Hem-o-lock-dużej szerokości)

Zatwierdzony do użytku wyłącznie z dużym klipsem polimerowym Weck Hem-o-lok.

Kod produktu Weck:**470230**

544240

**Small clip applicator³**

100 zamknięć

(Pokazane z tytanowym klipsem Weck Horizon o małej szerokości)

Zatwierdzony do użytku wyłącznie z klipsem Weck Horizon o małej szerokości - klips tytanowy.

Kod produktu Weck:**470401**001201
001205

1 Klips polimerowy Weck Hem-o-lok o średniej szerokości (kod produktu Weck 544230) jest jedynym kompatybilnym klipsem używanym z tym urządzeniem. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z firmą Teleflex Medical (www.teleflex.com) lub lokalnym dystrybutorem.

2 Duży klips polimerowy Weck Hem-o-lok (kod produktu Weck 544240) jest jedynym kompatybilnym klipsem używanym z tym urządzeniem. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z firmą Teleflex Medical (www.teleflex.com) lub lokalnym dystrybutorem.

3 Klips tytanowy Weck Horizon o małej szerokości (kod produktu Weck 001201 lub 001205) jest jedynym kompatybilnym klipsem używanym z tym instrumentem. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z firmą TeleflexMedical (www.teleflex.com) lub lokalnym dystrybutorem.

Instrumenty 8 mm

EndoWrist: Imadła

Kod produktu



Large needle driver
15 użyć

471006




Mega needle driver
10 użyć

470194



Mega SutureCut needle driver
15 użyć

471309




Large SutureCut needle driver
15 użyć

471296

Instrumenty 8 mm


EndoWrist: Graspery

Kod produktu



ProGrasp forceps
18 użyć

471093



Long tip forceps
18 użyć

471048



**Small grasping retractor
(small graptor)**
10 użyć

470318



Cobra grasper
18 użyć

471190



Tenaculum forceps
10 użyć

470207

Instrumenty 8 mm


EndoWrist: Graspery (cd.)

Kod produktu



Tip-Up fenestrated grasper
10 użyć

470347




Cadiere forceps
18 użyć

471049

EndoWrist: Nożyce

Kod produktu



Potts scissors
10 użyć

470001




Round tip scissors
10 użyć

470007

Instrumenty 8 mm

EndoWrist: Instrumenty specjalne

Kod produktu




Resano forceps
10 użyć

470181



Dual blade retractor
10 użyć

470249



Black diamond micro forceps
15 użyć

470033




DeBakey forceps
10 użyć

470036

Ultradźwiękowy instrument energetyczny

Kod produktu



Harmonic ACE curved shears
opak. 6 szt.
jednorazowego użytku

480275

Instrumenty 8 mm

Irygacja ssąca

Kod produktu



Irygator ssący
opak. 6 szt.
jednorazowego użytku

480299

Vessel Sealer Extend

Kod produktu



Vessel Sealer Extend
opak. 6 szt.
jednorazowego użytku

480422

SynchroSeal

Kod produktu



SynchroSeal
opak. 6 szt.
jednorazowego użytku










480440

Stapler: Komponenty

Stapler SureForm: Instrumenty



	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Stapler SureForm 60	6	1	480460
	Stapler SureForm 45	6	1	480445
	SureForm 45 zakrzywiona końcówka instrumentu	6	1	480545

Stapler SureForm: Magazyneki

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	SureForm 60 biały magazynek (2,5 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48360W
	SureForm 60 niebieski magazynek (3,5 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48360B
	SureForm 60 zielony magazynek (4,3 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48360G
	SureForm 60 czarny magazynek (4,6 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48360T
	SureForm 45 szary magazynek (2,0 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48345M
	SureForm 45 biały magazynek (2,5 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48345W
	SureForm 45 niebieski magazynek (3,5 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48345B
	SureForm 45 zielony magazynek (4,3 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48345G
	SureForm 45 czarny magazynek (4,6 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48345T

Stapler: Komponenty

Stapler EndoWrist: Instrumenty









	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	EndoWrist stapler 30	1	50	470430
	EndoWrist stapler 30 zakrzywiona końcówka	1	50	470530

Stapler EndoWrist 30: Magazyneki



	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Stapler 30 szary magazynik (2,0 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48630M
	Stapler 30 biały magazynik (2,5 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48630W
	Stapler 30 niebieski magazynik (3,5 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48630B
	Stapler 30 zielony magazynik (4,3 mm, 6 rzędów)	12	1 strzał	48630G

Stapler: Komponenty

Stapler 12 mm: Akcesoria

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Stapler 12 mm: Kaniula (100 mm)	1	nd.	470375
	Stapler 12 mm: Tępy obturator	1	nd.	470376
	Stapler 12 mm: Kaniula długa (150 mm)	1	nd.	470389
	Stapler 12 mm: Tępy obturator długi 1		nd.	470390
	Stapler 12 mm: Uszczelka kaniuli (w pudełku 10 szt.)	10	1 procedura	470380
	12- 8mm reduktor (w pudełku 6 szt.)	6	1 procedura	470381
	Stapler 12 mm: Obturator bez ostrza	1	nd.	470395
	Stapler 12 mm: Obturator bez ostrza, długi	1	nd.	470396

Stapler: Akcesoria

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Stapler osłona (opak.10 szt.)	10	1 procedura	410370
	Stapler release kit ¹	1	nd.	381215

¹ Dokumentacja jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. W przypadku innych języków należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub lokalnym dystrybutorem. Dokumentacja może nie być dostępna we wszystkich językach.

Akcesoria



Da Vinci X: Obłożenia

Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
Obłożenie ramienia (opak. 20 szt.)	20	1 procedura	470015
Ramię-4 wydłużone obłożenie (opak. 20 szt.)	20	1 procedura	470473

Da Vinci Xi: Obłożenia

Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
Obłożenie ramienia (opak. 20 szt.)	20	1 procedura	470015
Obłożenie kolumny (opak. 20 szt.)	20	1 procedura	470341

Stożek Hasson

Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
 Stożek Hasson 8 mm	1	nd.	470398
 Stożek Hasson 12 mm	1	nd	470399

Akcesoria wielokrotnego użytku


Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
Instrument release kit (IRK)	1	nd.	381216
Gage pin (opak. 3 szt.)	3	nd.	470397
Niebieski kabel światłowodowy zestaw	1	nd.	380989
Instrument introducer	1	nd.	342562

Akcesoria



Kaniule 8 mm, obturatory i uszczelki

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Uszczelka kaniuli 5 mm - 8 mm (opak. 10 szt.)	10	1 procedura	470361
	Kaniula 8 mm	1	nd.	470002
	Kaniula 8 mm, długa	1	nd.	470004
	Kaniula z uziemieniem/flared 8 mm	1	nd.	470319
	Tępy obturator 8 mm	1	nd.	470008
	Tępy obturator 8 mm, długi	1	nd.	470009
	Obturator 8 mm bez ostrza (optyczny) (opak. 6 szt.)	6	1 procedura	470359
	Obturator 8 mm bez ostrza, długi (optyczny) (opak. 6 szt.)	6	1 procedura	470360

Akcesoria 8 mm jednorazowego użytku


	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Ośłona nożyc monopolarnych (opak. 10 szt.)	10	1 procedura	400180

Akcesoria specjalistyczne



	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Kaniula 8 mm z kamerą	1	nd.	478263
	Tępy obturator 8 mm	1	nd.	478008
	Wenflony kaniuli 5 mm-10 mm (opak. 10 szt.)	10	1 procedura	478161

Sprzęt wizyjny

Endoskopy 8 mm

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Endoskop 8 mm plus, 0°	1	nd.	470056
	8 mm endoskop plus, 30°	1	nd.	470057

Kosze do sterylizacji i zestaw złączy



	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Kosz do sterylizacji endoskopu 8 mm	1	nd.	400498
	Zestaw złączy myjki/dezynfektora do endoskopów 8 mm	1	nd.	400482

Kamera ręczna - komponenty



	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Kamera ręczna	1	nd.	470035
	Kabel światłowodowy kamery ręcznej	1	nd.	470042
	Adapter światłowodowy do kamery ręcznej	1	nd.	470051
	Kosz do reprocessingu kamery ręcznej	1	nd.	400499

Akcesoria energetyczne


Przewody do aktywacji energetycznej

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Kabel aktywacji energetycznej, Covidien, Force Triad	1	nd.	371716
	Kabel aktywacji energetycznej, Ethicon, Gen 11	1	nd.	371870

Przewody do instrumentów energetycznych

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Monopolarny przewód zasilający (4 m)	1	nd.	470383
	Bipolarny przewód zasilający (5 m)	1	nd.	470384


Da Vinci: Energia

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	E-100 generator	1	nd.	378848

Da Vinci: Symulacja

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	Da Vinci SimNow symulator ¹	1	nd.	377773
	Licencja dostępowa SimNow (roczna)	1	nd.	600092
	Niebieski kabel światłowodowy, symulator (1 m)	1	nd.	381129
	Trenażer do ćwiczeń praktycznych Simulator Skills Drills	1	nd.	372363

Da Vinci Xi: Zintegrowany Stół

	Opis produktu	Szt.	Użycia	Kod produktu
	„Zintegrowany ruch stołu” - sprzęt i aktualizacja oprogramowania dostępu do stołu TAM ²	1	nd.	600062

¹ Symulator da Vinci SimNow wymaga rocznej opłaty serwisowej (PN 600092). Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Intuitive lub autoryzowanego przedstawiciela na rynku polskim.

² Stół TS 7000dV i pilot zdalnego sterowania dV są sprzedawane i serwisowane przez firmę Hillrom. Aby złożyć zamówienie, należy skontaktować się z firmą Hillrom lub lokalnym dystrybutorem (<https://www.hill-rom.com/international/Our-Company/Contact-Us/Hill-Rom-Office-Locations/>).

Wyposażenie szkoleniowe

Instrumenty treningowe

Opis produktu	Użycia	Kod produktu
Large needle driver	30	470006-T
ProGrasp forceps	30	470093-T
Tip-Up fenestrated grasper	30	470347-T
Long bipolar grasper	30	470400-T
Maryland bipolar forceps	30	470172-T
Monopolar curved scissors ^{1,2}	30	470179-T
Permanent cautery hook	30	470183-T
Permanent cautery spatula	30	470184-T
Fenestrated bipolar forceps	30	470205-T
Force bipolar	30	470405-T
Mega SutureCut needle driver	30	470309-T
Large clip applier ³	200 zamknięć	470230-T
Small grasping retractor (small graptor)	30	470318-T
Curved bipolar dissector	30	470344-T
Medium-large clip applier ⁴	200 zamknięć	470327-T
Cadiere forceps	30	470049-T
Large SutureCut needle driver	30	470296-T
Mega needle driver	30	470194-T
Small clip applier ⁵	200 zamknięć	470401-T

Wyposażenie
szkoleniowe

Instrumenty treningowe (cd.)

Opis produktu	Użycia	Kod produktu
EndoWrist stapler 30	125 strzałów	470430-T
EndoWrist stapler 30 curved-tip	125 strzałów	470530-T
SureForm 60 stapler (opak. 6 szt.)	24 strzały	480460-T
SureForm 45 stapler (opak. 6 szt.)	24 strzały	480445-T
SureForm 45 curved-tip stapler (opak. 6 szt.)	24 strzały	480545-T
EndoWrist stapler 30 demo reload (opak. 20 szt.)	1	382051-T

- 1 Wymaga akcesorium Tip Cover (PN 400180) do użycia.
- 2 Wymaga obsługi przed pierwszym użyciem, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Intuitive lub Synektik.
- 3 Kompatybilne z dużymi klipsami polimerowymi Hem-o-lok firmy Weck. Kod produktu Weck 544240. Aby zamówić klipsy Weck, należy skontaktować się z firmą Teleflex Medical (www.teleflex.com) lub lokalnym dystrybutorem.
- 4 Kompatybilne z klipsami polimerowymi Weck Hem-o-lock medium-large. Kod produktu Weck 544230. Aby zamówić klipsy Weck, należy skontaktować się z firmą Teleflex Medical (www.teleflex.com) lub lokalnym dystrybutorem.
- 5 Kompatybilny z tytanowym klipsiem Weck Horizon o małej szerokości. Kod produktu Weck 001201 lub 001205. Aby zamówić klipsy Weck, należy skontaktować się z firmą Teleflex Medical (www.teleflex.com) lub z lokalnym dystrybutorem.

Uwagi: (a) Instrumenty treningowe nie są zatwierdzone do stosowania u ludzi. (b) Instrumenty treningowe można łatwo rozpoznać po czerwonej obudowie instrumentu. (c) Czerwone ikony urządzeń są wyświetlane na monitorach, gdy urządzenie treningowe jest załadowane do systemu. (d) Gwarancja na instrumenty treningowe obejmuje wyłącznie wady produkcyjne. Gwarancja wygasa z chwilą pierwszego użycia.

Zalecane części zamienne i wyposażenie

Dokumentacja systemowa

Opis produktu	Nr strony	Kod produktu
Endoskopy	17	Różne
Zestaw niebieskiego kabla światłowodowego	15	380989
Instrumenty EndoWrist	4-9	Różne
Kaniula do instrumentów	14, 16	Różne
Instrument release kit (IRK) (produkt dostarczony nieodpłatnie)	15	381216
Gage pin (opak. 3 szt.) (produkt dostarczony nieodpłatnie)	15	470397

Opis produktu	Kod produktu
Zestaw dokumentacji systemowej - zawiera: • Podręczniki użytkownika • Skrócone przewodniki (QRG)	381227*
Zestaw dokumentacji reprocowania - zawiera: • Instrukcje reprocowania dla instrumentów, akcesoriów i endoskopów	470601*
Uniwersalny zestaw sprzętu do reprocowania - zawiera: • Piktogram demontażu Tip Cover • Złącze Luer do płukania • Adapter rura - wąż • Szczotka z miękkim, nylonowym włosiem • Narzędzie do zakładania/zdejmowania osłony końcówki do nożyczek monopolarnych zakrzywionych, opak. 5 szt.	470629

*Dokumentacja jest podana wyłącznie w języku angielskim. W przypadku innych języków należy skontaktować się z działem obsługi klienta Intuitive. Dokumentacja może nie być dostępna we wszystkich językach.

Uwaga: Zawartość i numery części zestawów mogą się różnić. Więcej dokumentacji jest dostępne na żądanie u dystrybutora w formacie PDF. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielami firmy Synektik.

Wsparcie techniczne i obsługa klienta

Skontaktuj się z nami telefonicznie

+800 0821 2020 (bezpłatny)

Można też użyć numeru lokalnego:

Austria +43 1 26 75 225	Finlandia +358 9 31579155	Irlandia +353 1 69 17 094	Słowacja +421 23 34 18 550
Belgia + 32 2 588 01 62	Francja +33 1 77 68 88 45	Niemcy +49 698 991 4175	Szwajcaria +41 21 821 2020
Czechy +420 22 888 16 17	Hiszpania +34 91 130 94 42	Norwegia +47 21 984147	Szwecja +46 40 6450546
Dania +45 7 877 25 14	Holandia +31 1 08 08 03 28	Polska + 48 669 572 300	Wielka Brytania +44 2 03 37 62 782

Opcje podczas połączenia

Opcja 1: Wsparcie techniczne

Pomoc techniczna w nagłych wypadkach

Problemy techniczne z produktami Intuitive przed lub w trakcie zabiegu.

24/7* dostępny

* W języku lokalnym**: Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 17:00 (CET), po godzinach wsparcie tylko w języku angielskim.

** Angielski, francuski, niemiecki, holenderski i hiszpański.

Opcja 2: Wsparcie techniczne

Pytania techniczne

Pytania związane z produktami i technologią Intuitive.

Dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 (CET).

Opcja 3: Obsługa klienta

Zamówienia i zwroty

- Zapytania dotyczące zamówień
- Status dostawy zamówienia
- Reklamacja
- Autoryzacja zwrotu produktu
- Wymiana endoskopów, głowic kamer i symulatorów

Dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 (CET).

Możesz uzyskać dostęp do tych usług również 24/7 na Portalu Klienta Intuitive (link). Jeśli chcesz konto użytkownika, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta przez e-mail

Austria:
Support.AT@intusurg.com

Belgia:
Support.BE@intusurg.com

Dania:
Support.DK@intusurg.com

Finlandia:
Support.FI@intusurg.com

Francja:
Support.FR@intusurg.com

Holandia:
Support.NL@intusurg.com

Irlandia:
Support.IE@intusurg.com

Luxemburg:
Support.LU@intusurg.com

Niemcy:
Support.DE@intusurg.com

Norwegia:
Support.NO@intusurg.com

Szwajcaria:
Support.CH@intusurg.com

Szwecja:
Support.SE@intusurg.com

Wielka Brytania:
Support.UK@intusurg.com

Pozostałe:
Support.Indirect@intusurg.com

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Intuitive:

+800 0821 2020 (bez opłat)/+41 21 821 2020

lub odwiedź stronę www.intuitive.com

Aby uzyskać nazwę lokalnego dystrybutora, należy zadzwonić lub odwiedzić stronę www.intuitive.com

Europejska siedziba

Siedziba europejska (Szwajcaria)

Intuitive Surgical Sàrl
1, chemin des Mûriers
1170 Aubonne, Suisse
Tel: +41 21 821 2000
Fax: +41 21 821 2001
VAT #: CHE-113.407.162 VAT

Francja

Intuitive Surgical SAS
Cité de la Photonique,
bâtiment Gienah
11 avenue de Canteranne
33600 Pessac, FR
TVA #: FR 64 417 889 177
SIREN 417 889 177
Capital Social 37000€
RCS Bordeaux Code APE 4646Z

Niemcy

Intuitive Surgical Deutschland GmbH
Am Flughafen 6
79108 Freiburg, DE
MWST #: DE200038727
Amtsgericht Freiburg, HRB 720585
Geschäftsführer: Dirk Barten,
Marshall Mohr,
Jean-Yves Raimon-Dacunha-Castelle,
Kara Andersen Reiter

Wielka Brytania

Intuitive Surgical Ltd
The Schrodinger Building
Oxford Science Park
Heatley Rd, Oxford, OX4 4GE, UK
VAT #: GB943 2213 49
Company registration
No 6727762

Światowa siedziba

USA

Intuitive Surgical, Inc.
1020 Kifer Road, Building 108
Sunnyvale, CA 94086-5304
Tel: +1.408.523.2100
Fax: +1.408.523.1390

Polski dystrybutor

Synektik SA

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3,
00-728 Warszawa
tel.: +48 (22) 327 09 00
fax: +48 (22) 849 80 55

Kontakt do przedstawicieli:

Magdalena Sierszyńska
tel. +48 669 572 300
Marek Szeliski
tel. +48 505 040 065

www.synektik.pl

Niniejszy katalog został stworzony z największą starannością. Jednakże Intuitive nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji podanych w tym katalogu. Roszczenia wobec Intuitive z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne wynikające z dostępu, wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji są wykluczone.

Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Intuitive w celu uzyskania informacji o dostępności produktów w danym regionie.

PN 1075017-EU RevD 12/2021/01/22/PL

Niektóre produkty, funkcje lub technologie mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Intuitive w celu ustalenia dostępności produktu w danym regionie.

Szczegółowe wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia i inne informacje o produkcie dostępne są w instrukcji użytkownika.

Informacja o ochronie prywatności firmy Intuitive jest dostępna pod adresem www.intuitive.com/privacy.

© 2022 Intuitive Surgical Operations, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy produktów i marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Intuitive Surgical lub ich odpowiednich właścicieli.