

**17-system leczenia wypadania macicy / system do krzyżowo-kolcowego mocowania pochwy**

<b>L. p</b>	<b>ASORTYMENT</b>	<b>jm</b>	<b>Il</b>	<b>Proponowany preparat/ Producent</b>	<b>Cena jedn netto</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>VA T</b>	<b>Wartość brutto</b>
1	System leczenia wypadania macicy w zabiegach naprawy <b>tylnego i szczytowego</b> wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy zabiegiem z pojedynczym nacięciem pochwy. System TAS precyzyjnie łączący implant z więzadłem kolcowo- krzyżowym kotwicami o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa niewchłaniająca, posiadająca 6 mm otwory w części centralnej, siatka grubości 0,5mm z porami wielkości 0,5-1 um, zestaw jednorazowy i sterylne	zestaw	15	Calistar P/ Promedon	2 250,00	33 750,00	8%	36 450,00

2	<p>System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy <b>przedniego i szczytowego</b> wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dla miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Innowacyjny system TAS (Tissue Anchoring System) polegający na precyzyjnym połączeniu implantu z więzadłem krzyżowo-kolcowym przy pomocy kotwic o 6 punktach mocowania i kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniająca o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej – gramatura 16 g/m<sup>2</sup>. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Instrumenty pozwalające na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz wewnętrznych mięśni zasłonionych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie napięcia przy wsparciu podcewkowym. Parametry techniczne: grubość siatki – 0,5 mm, wielkość porów – 0,5-1 um. System całkowicie jednorazowy, sterylny.</p>	zestaw	15	Calistar S/ Promedon	2 420,00	36 300,00	8%	39 204,00
---	--	--------	----	-------------------------	----------	-----------	----	-----------

3	System do krzyżowo-kolcowego mocowania pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Zestaw składa się z TAS (Tissue Anchoring System, systemu kotwiczenia tkanek) -3 kotwy wraz ze szwami , prowadnicy teleskopowej RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu. Zestaw zawiera :Implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia wykonany z polopropylenu monofilamentowego oraz 1 igłę.	zestaw	30	Splentis/ Promedon	1980,00	59 400,00	8%	64 152,00
	<b><u>SUMA</u></b>	X	X	X	X	<b>129 450,00</b>	<b>8 %</b>	<b>139 806,00</b>