

Dbanie o komfort pacjenta to nieodłączny element opieki medycznej

Leczenie pacjentów staje się prostsze dzięki nowej generacji kaniul Microstream™ Advance




Zdrowie pacjentów jest najwyższym priorytetem. Udoskonalone kaniule Microstream Advance z technologią Microstream zapewniają następujące korzyści:

- potencjalnie większy komfort pacjenta dzięki neutralnemu zapachowi i bardziej miękkim przewodom;
- niezawodne dostarczanie tlenu dzięki wykorzystaniu materiału odpornego na zginanie;
- łatwość stosowania dzięki dobrze oznaczonym opakowaniom i czytelnym etykietom.

Możliwość szybkiej identyfikacji i zastosowania właściwej kaniuli


Łatwe otwieranie

Wyraźna informacja o możliwości długotrwałego stosowania




Medtronic
Microstream™ Advance
Adult Oral-Nasal CO2 Filter Line
with O2 Tubing
2m/6.5ft

Extended Duration




REF MVAOH


Adult Oral-Nasal CO2 Filter Line with O2 Tubing, Extended Duration • Filter Line CO2 oro-nasale adulte avec tubulure O2, durée étendue • Oral-nasale CO2-Filterleitung für Erwachsene, mit O2-Gasschlauch, Langzeitanwendung • Orale-nasale CO2 FilterLine voor volwassenen, met O2-slang, langdurig gebruik • Línea de filtrado de CO2 oral-nasal para adultos con tubo de O2, duración prolongada • Línea di filtrazione CO2 orale-nasale Adulto con tubo per l'O2, durata prolungata • Linha de filtro de CO2 oral-nasal para adulto, com tubo de O2, duração estendida • Oral-nasal CO2-filterledning, voksen, med O2-slange, forlænget varighed • Oral-nasal CO2-filterslang, vuxen, med O2-slang, långtidsbruk • Voksen Oral-Nasal CO2 Filterline med O2-slange, langvarig bruk • Στοματικό-ρινικό Filter Line CO2 για ενήλικες με σωλήνα O2, Παρατεταμένη διάρκεια • 成人用口/鼻 CO2 フィルターライン、O2 チューブ付き、長期使用 • O2 Hortumu ile Yetişkin Oral-Nasal CO2 Filtre Hattı, Uzun Vadeli • Линия Filter Line орально-назальная CO2 для взрослых пациентов, с кислородной канюлей, для длительного использования




Single patient use




Rx ONLY




Caution, consult accompanying documents




Follow instructions for use




Humidity limitation




Temperature limit



Does not contain phthalates



Not made with natural rubber latex



Fire hazard

© 2019 Medtronic. Made in China.
Onidion Medical 1987 Ltd., 7 Hamarpe St.
P.O. Box 45025, Jerusalem 9777407 Israel
Medtronic BV, Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands
PT000643640

CE0482

O₂
≤5L/min

(01)20884521761664

Literowe kody produktu

Instrukcja krok po kroku

Oznaczenia kolorystyczne złączy ułatwiające składanie zamówień i identyfikację wyrobów

Kaniule Microstream Advance do krótkotrwałego stosowania



Pomarańczowy kolor złączy informuje, że wyrób jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Do użytku z monitorami do kapnografii z technologią Microstream oraz monitorami do pomiaru wielu parametrów wyposażonymi w technologię Microstream.



Kaniule dla pacjentów niezaintubowanych:

Dla dorosłych z O₂

MVAO (25 szt./opak., 200 cm)
MVAO100U (100 szt./opak., 200 cm)
MVAOL (25 szt./opak., 400 cm)

Dla dorosłych bez O₂

MVA (25 szt./opak., 200 cm)
MVA100U (100 szt./opak., 200 cm)

Dla dzieci z O₂

MVPO (25 szt./opak., 200 cm)

Dla dzieci bez O₂

MVP (25 szt./opak., 200 cm)



Kaniule dla pacjentów zaintubowanych:

Dla dorosłych/dzieci

MVAI (25 szt./opak., 200 cm)
MVAIL (25 szt./opak., 400 cm)
MVAI100U (100 szt./opak., 200 cm)

Kaniule Microstream Advance do długotrwałego stosowania



Żółty kolor złączy informuje, że wyrób jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Do użytku z monitorami do kapnografii z technologią Microstream oraz monitorami do pomiaru wielu parametrów wyposażonymi w technologię Microstream.



Kaniule dla pacjentów zaintubowanych:

Dla dorosłych/dzieci

MVAIH (25 szt./opak., 200cm)

Dla niemowląt/norodków
MVIIH (25 szt./opak., 200cm)

Zaufanie budowane przez lata

Współpracując ze swoimi klientami, firma Stryker opracowuje nowe technologie i urządzenia, które pomagają zespołom ratownictwa medycznego i szpitalom poradzić sobie nawet w najtrudniejszych chwilach. Bezkompromisowe podejście do jakości przekłada się na niezawodność naszych produktów, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze – ratowaniu ludzkiego życia.

W krytycznych momentach — w domu, na miejscu zdarzenia i w szpitalu — możesz na nas liczyć. Rozwiązania firmy Stryker pomogą Ci w zwiększeniu szans pacjenta na przeżycie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Stryker lub wejdź na stronę [stryker.com](https://www.stryker.com).

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Podejmując decyzję o zastosowaniu określonego produktu u danego pacjenta, personel medyczny zawsze musi polegać na własnej ocenie klinicznej. Firma Stryker nie udziela porad medycznych i zaleca przeszkolenie personelu medycznego przed rozpoczęciem użytkowania któregokolwiek produktu.

W broszurze przedstawiono informacje na temat asortymentu produktów firmy Stryker. Przed użyciem jakiegokolwiek produktu firmy Stryker personel medyczny musi zawsze zapoznać się z instrukcją obsługi zawierającą pełne informacje dotyczące wskazań do stosowania, przeciwwskazań, ostrzeżeń, ostrzeżeń oraz potencjalnych zdarzeń niepożądanych. Określone produkty mogą być niedostępne na niektórych rynkach, ponieważ ich dostępność jest zależna od obowiązujących na nich przepisów prawnych i/lub wytycznych medycznych. W razie pytań dotyczących dostępności produktów firmy Stryker w danej lokalizacji należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przedstawione produkty posiadają oznaczenie CE zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami i dyrektywami UE.

Firma Stryker lub jej podmioty stowarzyszone są właścicielami, użytkownikami lub wystąpiły o ochronę następujących znaków towarowych bądź usługowych: Stryker. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli albo posiadaczy odpowiednich praw. Brak nazwy produktu, funkcji, usługi bądź logo na tej liście nie jest równoznaczny ze zrzeczeniem się praw do znaków towarowych firmy Stryker ani innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy lub logo.

Wszelkie nazwy zawarte w niniejszym dokumencie stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe swoich odpowiednich właścicieli. Microstream™ to zastrzeżony znak towarowy firmy Medtronic. Nie wszystkie produkty i usługi są dostępne we wszystkich krajach.

09/2022

M0000008281 REV AA PL

Copyright © 2022 Stryker

Dystrybucja:

Stryker
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA
Numer bezpłatny 800 442 1142
[stryker.com](https://www.stryker.com)

Stryker European
Operations Ltd.
Herikerbergweg 110
1101 CM Amsterdam
Holandia
Tel.: +31 (0)43 3620008
Faks: +31 (0)43 3632001