


GANTNET Myjka do ciała jednostronnie nasączona mydłem - rękawica

PRODUCENT:	LAYERTEX, S.L. Cami dels francesos nr 4 08338 Premia de Dalt Barcelona				
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> • jednorazowa myjka do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy • wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny • nasączona jednostronnie środkiem myjącym o naturalnym PH 5,5 • do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody • rozmiar: 15 x 21 cm • gramatura: 90 g/m² • wyrób kosmetyczny, jednorazowy • produkt pozbawiony lateksu • termin ważności: 5 lat od daty produkcji • Wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania 				
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	GRAMATURA	TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE HANDLOWE
	01MA1552090-76	15 x 21 cm	90 g/m ²	folia	10 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: LAYERTEX, S.L. Cami dels francesos nr 4 08338 Premia de Dalt Barcelona				
INSTRUKCJA UŻYCIA:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjąć myjkę z opakowania. 2. Delikatnie zwilżyć myjkę wodą. 3. NIE ZANURZAĆ MYJKI CAŁKOWICIE. Może to spowodować wypłukanie substancji aktywnej. 4. Nawilżoną rękawicę ugniatać w dłoni aż do uzyskania odpowiedniej ilości piany. 5. Gdy pojawiła się wystarczająca ilość piany, produkt jest gotowy do użycia. 6. Przyłożyć myjkę bezpośrednio do miejsca, które ma zostać umyte. Należy myć delikatnie pocierając powierzchnię ciała. 7. Umyte ciało osuszyć ręcznikiem. 8. Zużytą myjkę wyrzucić. 				

Fartuch foliowy

PRODUCENT:	Zhangjiagang Huaxing Rubber-Plastic Products CO., LTD					
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> Wyrób przeznaczony dla personelu medycznego jako dodatkowe zabezpieczenie przy wykonywaniu mokrych zabiegów, takich jak przygotowywanie leków, mycie pacjenta, karmienie 					
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> wykonany z polietylenu przezroczysty zakładany na szyję, wiązany z tyłu na troki zarejestrowany jako wyrób medyczny pakowany indywidualnie po 1 szt. dostępne rozmiary: 71x116 cm, 71x180 cm niejałowy 					
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	GRUBOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	HXA0001	71x116 cm	20 μm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
	HXA0002	71x180 cm	20 μm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
	HXA0003	71x116 cm	30 μm	1 szt.	100 x 1 szt.	10 x 100 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Zhangjiagang Huaxing Rubber-Plastic Products CO., LTD					



ZESTAW SERWET DO PORODU 5 jąłowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-10-12

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795-1
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



114x150cm
1szt./pc.



30x30cm
2szt./pcs



75x85cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-DELS-SP	Wzmocniona serweta porodowa, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm	114cm x 150cm	1 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	2 szt.	1 zestaw	18 zestawów
	Serweta chłonna dla noworodka wykonana z włókniny typu spunlace	75cm x 85cm	1 szt.	folia-papier	karton
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		



Pakiet do znieczuleń 1

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych czy stacjach dializ wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych
- stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury znieczulenia np. lędźwiowego, miejscowego

WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z aktualną normą EN ISO 11135
- opakowanie: rękaw papierowo-foliowy

SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	L.P	ILOŚĆ	KOMPONENT	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-ZNI-00601	1.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm	1 pakiet
	2.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa, z warstwą celulozową	
	3.	10 szt.	Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm	
	4.	1 szt.	Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)	rękaw papierowo-foliowy
	5.	1 szt.	Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym, samoprzylepny, rozm. 5cm x 7,2cm	
	6.	1 szt.	Strzykawka 3-częściowa 2ml Luer	
	7.	1 szt.	Strzykawka 3-częściowa 5ml Luer	
	8.	1 szt.	Igła iniekcyjna (0,5 x 25 / 25G x 1"), pomarańczowa	
	9.	1 szt.	Igła iniekcyjna (1,2 x 40 / 18G x 1½"), różowa	



Pakiet do szycia 3

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych czy stacjach dializ wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych
- Stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku umożliwiających wykonanie procedury zakładania szwów

WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane twórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z aktualną normą EN ISO 11135
- opakowanie: rękaw papierowo-foliowy

SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	L.P	ILOŚĆ	KOMPONENT	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-SZY-00203	1.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 75 x 75 (niebieski SMS) (owinięcie zestawu)	1 pakiet
	2.	1 szt.	Serweta chirurgiczna 45cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 6cm	
	3.	1 szt.	Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm	
	4.	1 szt.	Pęseta anatomiczna metalowa 14cm	rękaw papierowo-foliowy
	5.	1 szt.	Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 15cm	
	6.	2 szt.	Kompres z gazy 17N 16W 10cm x 10cm	
	7.	1 szt.	Ostrze chirurgiczne z trzonkiem i osłonką nr 11	

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795-1
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Zintegrowane z organizatorami przewodów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę dwuwarstwową, celulozowo – foliową, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu



200x320cm
1szt./pc.

30x30cm
4szt./pcs

10x50cm
1szt./pcs

30x60cm
1szt./pc.

80x140cm
1szt./pc.

150x190cm
1szt./pc.

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	IŁOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-ART1-C	Wzmocniona serweta z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6cm x 8cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z organizatorami przewodów	200cm x 320cm	1 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.	1 zestaw	14 zestawów
	Elastyczna osłona na kończyne	30cm x 60cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 140cm	1 szt.	TYVEC	karton
Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.			



ZESTAW SERWET DO OPERACJI BARKU 1 jąłowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-09-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:


- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:


- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795-1
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Zintegrowane z organizatorami przewodów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę dwuwarstwową, celulozowo – foliową, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu



200x260cm
1szt./pc.



170x180cm
1szt./pc.



150x180cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pcs




10x50cm
1szt./pc.



30x60cm
1szt./pc.



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-SHLR1-C	Wzmocniona serweta samoprzylepna z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z organizatorami przewodów	200cm x 260cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta samoprzylepna, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	170cm x 180cm	1 szt.		
	Serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	150cm x 180cm	1 szt.	1 zestaw	8 zestawów
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.	TYVEC	karton
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Elastyczna osłona na kończynek	30cm x 60cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stolik Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 140cm	1 szt..		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		



ZESTAW SERWET DO OPERACJI BARKU 1 jąłowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-09-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:


- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:


- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy PN-EN 13795-1
- Nieprzemakalne na całej powierzchni
- Wyposażone w dodatkowe wzmocnienia chłonne w strefie krytycznej
- Zintegrowane z organizatorami przewodów
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę dwuwarstwową, celulozowo – foliową, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu



200x260cm
1szt./pc.



170x180cm
1szt./pc.



150x180cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pcs




10x50cm
1szt./pc.



30x60cm
1szt./pc.



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-SHLR1-C	Wzmocniona serweta samoprzylepna z wycięciem "U" o wymiarach 8,5cm x 85cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym, zintegrowana z organizatorami przewodów	200cm x 260cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta samoprzylepna, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS oraz włókniny wysokochłonnej w obszarze wzmocnionym	170cm x 180cm	1 szt.		
	Serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	150cm x 180cm	1 szt.	1 zestaw	8 zestawów
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.	TYVEC	karton
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Elastyczna osłona na kończynek	30cm x 60cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stolik Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 140cm	1 szt..		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		



ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH 5 jałowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Sterylne, jednorazowe obłożenia pola operacyjnego
- Stanowiące barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniające wymogi normy EN 13795-1
- Chłonne i nieprzemakalne na całej powierzchni (>200 ml/m²)
- Wytrzymałe na rozciąganie i wypychanie
- Wyposażone w piktogramy informujące o kierunku aplikacji
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



150x240cm
x1



180x180cm
x1



75x90cm
x2




30x30cm
x4



10x50cm
x1



80x145cm
x1



150x190cm
x1

SKŁAD I KOD ZESTAWU

NUMER KATALOGOWY	KOMPONENT	ROZMIAR	ILOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-S-UNIS-S	Serweta samoprzylepna zintegrowana z dwoma organizerami przewodów wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	150cm x 240cm	1 szt.	1 zestaw folia-papier	10 x 1 zestaw karton
	Serweta samoprzylepna zintegrowana z dwoma organizerami przewodów wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	180cm x 180cm	1 szt.		
	Serweta samoprzylepna zintegrowana z dwoma organizerami przewodów wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego	75cm x 90cm	2 szt.		
	Ręcznik chłonny wykonany z włókniny typu spunlace	30cm x 30cm	4 szt.		
	Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu spunlace	10cm x 50cm	1 szt.		
	Wzmocniona osłona na stół Mayo w postaci worka, wykonana z folii PE oraz dwuwarstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym; w kolorze czerwonym; składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania	80cm x 145cm	1 szt.		
	Wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu, wykonana z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej	150cm x 190cm	1 szt.		

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01



FARTUCH CHIRURGICZNY STANDARD jałowy

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Zapobieganie przenoszeniu czynników infekcyjnych z zespołu chirurgicznego do rany operacyjnej
- Zapobieganie rozproszeniu się cząstek złuszczonego naskórka w powietrzu sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Pełnobarierowy fartuch chirurgiczny
- Sterylny, jednorazowego użytku
- Wykonany z włókniny antystatycznej typu SMS o gramaturze 35 g/m²
- Duża odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- Oddychający i paroprzepuszczalny (przewiewny) materiał fartucha
- Hydrofobowy materiał fartucha o czasowej nieprzemakalności
- Kolorowe lamówki adekwatne do rozmiaru fartucha
- Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny
- Tylne części fartucha zachodzą na siebie
- Fartuch zapewnia swobodę ruchów
- Dwa troki wszyte w okolicy pasa, umieszczone w sztywnym kartoniku zapewniają aseptyczną aplikację, dodatkowo dwa troki wewnętrzne
- Zapięcie typu rzep w okolicy karku
- Szwy wykonane techniką ultradźwiękową
- Spełniający wymogi normy EN 13795-1
- Nie zawiera lateksu
- Niepalny
- Niepylący
- Wewnętrznie pakowany w serwetę zabezpieczającą wraz z dwoma ręcznikami chłonnymi
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR LAMÓWKI	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SGS-M 1	M	Żółta	1 szt. + 2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 x 1 szt.
AT-SGS-L 1	L	Zielona	1 szt. + 2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 x 1 szt.
AT-SGS-XL 1	XL	Fioletowa	1 szt. + 2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 x 1 szt.
AT-SGS-XXL 1	XXL	Czarna	1 szt. + 2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 x 1 szt.
AT-SGS-XXXL 1	XXXL	Szara	1 szt. + 2 ręczniki chłonne 30cm x 30cm	25 x 1 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: K.I. – Product Manager ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

rev.2023.01



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA
Z CENTRALNYM OTWOREM PRZYLEPNYM
jałowa
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 40 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Otwór ułatwia aplikację serwety, umożliwi dokładniejsze dopasowanie serwety do miejsca zabiegu, co wpływa na zwiększenie efektywności zabezpieczenia pola operacyjnego i ergonomii pracy personelu medycznego
- Otwór otoczony taśmą samoprzylepną
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OTWÓR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFFA-S 1 E	45cm x 45cm	∅ 5cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 2 E	45cm x 75cm	6cm x 8cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 3 E	50cm x 60cm	∅ 6cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NFFA-S 4 E	75cm x 90cm	∅ 7cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 5 E	75cm x 90cm	6cm x 8cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NFFA-S 6 E	90cm x 120cm	∅ 8cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA Z CENTRALNYM OTWOREM PRZYLEPNYM

jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2020-11-01

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 60 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Otwór ułatwia aplikację serwety, umożliwi dokładniejsze dopasowanie serwety do miejsca zabiegu, co wpływa na zwiększenie efektywności zabezpieczenia pola operacyjnego i ergonomii pracy personelu medycznego
- Otwór otoczony taśmą samoprzylepną
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OTWÓR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NFFA-S 1	45cm x 45cm	Ø 6cm	1 szt.	200 x 1 szt.	2 x 200 szt.
AT-NFFA-S 11	50cm x 60cm	6cm x 8cm	1 szt.	200 x 1 szt.	2 x 200 szt.
AT-NFFA-S 2	50cm x 75cm	6cm x 8cm	1 szt.	120 x 1 szt.	2 x 120 szt.
AT-NFFA-S 3	50cm x 75cm	Ø 7cm	1 szt.	120 x 1 szt.	2 x 120 szt.
AT-NFFA-S 4	75cm x 90cm	Ø 7cm	1 szt.	100 x 1 szt.	2 x 100 szt.
AT-NFFA-S 5	75cm x 90cm	6cm x 8cm	1 szt.	100 x 1 szt.	2 x 100 szt.
AT-NFFA-S 6	90cm x 120cm	Ø 10cm	1 szt.	60 x 1 szt.	2 x 60 szt.
AT-NFFA-S 7	120cm x 150cm	Ø 7cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NFFA-S 8	120cm x 150cm	Ø 10cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2019-08-09

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 60 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzylepna
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NF-S 1	45cm x 45cm	1 szt.	240 x 1 szt.	2 x 240 szt.
AT-NF-S 2	50cm x 50cm	1 szt.	200 x 1 szt.	2 x 200 szt.
AT-NF-S 3	50cm x 60cm	1 szt.	280 x 1 szt.	2 x 280 szt.
AT-NF-S 4	50cm x 75cm	1 szt.	160 x 1 szt.	2 x 160 szt.
AT-NF-S 5	75cm x 75cm	1 szt.	150 x 1 szt.	2 x 150 szt.
AT-NF-S 8	80cm x 90cm	1 szt.	150 x 1 szt.	2 x 150 szt.
AT-NF-S 9	75cm x 90cm	1 szt.	150 x 1 szt.	2 x 150 szt.
AT-NF-S 10	90cm x 120cm	1 szt.	80 x 1 szt.	2 x 80 szt.
AT-NF-S 12	75cm x 140 cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 13	100cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 14	120cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	2 x 50 szt.
AT-NF-S 15	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 16	150cm x 200cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 19	160cm x 220cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 20	150cm x 240cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.
AT-NF-S 22	170cm x 300cm	1 szt.	20 x 1 szt.	2 x 20 szt.



SERWETA CHIRURGICZNA 2 WARSTWOWA jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-02-01

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Serweta dwuwarstwowa laminowana o gramaturze 40 g/m²
- Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Nieprzylepna
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-NF-S 1 E	45cm x 45cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NF-S 21 E	37cm x 45cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NF-S 3 E	45cm x 60cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NF-S 4 E	45cm x 75cm	1 szt.	100 x 1 szt.	4 x 100 szt.
AT-NF-S 5 E	75cm x 75cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NF-S 9 E	75cm x 90cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NF-S 13 E	100cm x 150cm	1 szt.	50 x 1 szt.	4 x 50 szt.
AT-NF-S 15 E	150cm x 180cm	1 szt.	20 x 1 szt.	4 x 20 szt.



SERWETA NA STOLIK MAYO
WZMOCNIONA, CZERWONA
jałowa
TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2017-10-19

zmiana: 2023-05-31

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów
- Pochłaniają nadmiar płynów podczas zabiegów chirurgicznych
- Eliminacja pylenia dzięki zastosowaniu materiałów niezawierających bawełny

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wzmocniona serweta wykonana z nieprzemakalnej folii PE w kolorze czerwonym wzmocnionej niebieską chłonną włókninową warstwą wiskozowo-poliestrową
- Warstwa włókniny pochłania wilgoć i płyny, warstwa folii zapobiega przemakaniu
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Serweta w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, co umożliwia aseptyczną aplikację
- Spełniająca wymogi normy EN 13795-1
- Nie zawiera lateksu
- Niepalna
- Niepyląca
- Opakowanie papier-folia
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SD-S 1 RED	80cm x 145cm	1 szt.	80 x 1 szt.
AT-SD-S 2 RED	80cm x 140cm	1 szt.	80 x 1 szt.

Raucodrape® System obłożeń pola operacyjnego


Ginekologia, urologia

Raucodrape® Zestaw ginekologiczny I

sterylny

Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zb (zestawy)
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190	33 364	14
2 ręczniki	30 x 40		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145		
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów	2,5 x 20/24		
1 serweta samoprzylepna (folia PE)	50 x 50		
1 serweta ginekologiczna I, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w okolicy odbytu	240/260 x 230		
	10 x 15		

Obłożenie z jedną serwetą, przeznaczone do interdyscyplinarnych większych zabiegów chirurgicznych w pozycji litotomijnej pacjenta.



Foliodrape® Protect

Foliodrape® Protect Plus

Położnictwo

POŁOŻNICTWO

	Nazwa produktu	Rozmiar cm	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze	
	Zestaw do cięcia cesarskiego I wzmocniony		5 zestawów	938736	1	
	Skład zestawu:					
	1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190				
	1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145				
	1 serweta do cięcia cesarskiego z padem chłonnym (okno 19 x 24 cm)	270 x 250				
	1 taśma samoprzylepna	10 x 50				
	4 ręczniki celulozowe	30 x 33				
	Zestaw do cięcia cesarskiego IV, z legginsami		4 zestawy	938711	1	
	Skład zestawu:					
	1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190				
	1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145				
	1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 24 cm – folia na brzegach)	250/260 x 300				
	1 serweta dla noworodka	90 x 105				
	1 serweta nieprzylepna	90 x 100				
	1 taśma samoprzylepna	10 x 50				
	4 ręczniki celulozowe	30 x 33				
	Zestaw do cięcia cesarskiego III		5 zestawów	938720	1	
	Skład zestawu:					
	1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190				
	1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145				
	1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 24 cm)	315 x 250/200				
	1 serweta dla noworodka	90 x 105				
	1 taśma samoprzylepna	10 x 50				
	4 ręczniki celulozowe	30 x 33				
	Zestaw do cięcia cesarskiego I		4 zestawy	938904	1	
	Skład zestawu:					
	1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190				
	1 serweta do cięcia cesarskiego z workiem na płyny (okno 19 x 24 cm – folia na brzegach). Wbudowany uchwyt Velcro	315 x 250/200				
	1 serweta dla noworodka	90 x 105				
	1 taśma samoprzylepna	10 x 50				
	2 ręczniki celulozowe	30 x 33				
	Papier krepowany					



SANViflon S

Kaniuła dożylna bez portu

TD-15

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2020-10-08

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84**ZASTOSOWANIE:**

do kaniulacji naczyń dożylnych, obwodowych w celu:

- wielokrotnej iniekcji leków dożylnych
- dożylniej infuzji roztworów
- utrzymania nawodnienia pacjenta i/lub zmniejszenia odwodnienia w przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie przyjmować doustnie odpowiedniej ilości płynów
- zapewnienia dostępu naczyniowego w przypadku konieczności szybkiego podania leków, szczególnie podczas zabiegów diagnostycznych oraz leczniczych

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z teflonu (FEP), wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG
- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka mocujące, bez portu górnego
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer lock
- dostępna w dwóch rozmiarach: 24 G i 26 G
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka – twarde blister (PVC + lakierowany papier) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR [G]	ROZMIAR [mm]	KOLOR	PRZEPŁYW [ml/min]	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KDFS-06-19	26 x 3/4"	0,6 x 19	fioletowy	17	100 sztuk	10 x 100 sztuk
KDFS-07-19	24 x 3/4"	0,7 x 19	żółty	23	100 sztuk	10 x 100 sztuk



PORT BEZIGŁOWY sterylny TD-48

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2019-03-05

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób stosuje się do zamknięcia portów infuzyjnych
- Przeznaczony jest do wielokrotnych, bezigłowych iniekcji (podaży płynnych leków, pobrania próbek krwi)
- Zabezpiecza linię infuzyjną przed zanieczyszczeniem i infekcją podczas dożylniej terapii infuzyjnej
- Nie wymaga zastosowania koreczków zabezpieczających
- Dedykowany dla standardowych złączy luer i luer lock



WŁAŚCIWOŚCI:

- Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt.

KOD

NUMER KATALOGOWY	TYP	OPAKOWANIE
PB-N	niebieski	100 szt
PB-T	transparentny	100 szt

Igła multiadapter systemowy bezpieczny

BD Vacutainer Eclipse, 21G (0,8x32mm),



Igła dwuostrzowa typu luer do pobierania krwi w systemie próżniowym, opakowanie 100szt.

- Wyjątkowo zaostrome krawędzie oraz końcówka igły ułatwia wkłucie, penetrację tkanki. W porównaniu ze zwykłą igłą uraz spowodowany bólem u pacjenta jest w znacznie mierze zmniejszony.
- Specjalnie zakończony punktowo koniec ostrza skutkuje minimalnym zniszczeniem tkanki i infiltracją płytek krwi, trombocytów.
- Specjalnie zaprojektowana gumowa osłona-membrana eliminuje ryzyko zakażenia, dalszy koniec igły jest natychmiast szczelnie zamknięty membraną, co chroni przed następującym po zabiegu wypływem krwi.
- Powłoka igły zapewnia gładką i łagodną penetrację, kiedy igła wbijana jest w żyłę pacjenta. Kolorowa nasadka na igłę-multiadapter zwiększa optycznie rozpoznawalność różnych rodzajów igieł.
- Zwiększona średnica nasadki na igłę w multiadapterze minimalizuje szansę uszkodzenia końcówki igły podczas otwierania.
- Długości igły 32mm (1")
- Liczba sztuk w opakowaniu/kartonie 48/480
- Igły bezpiecznie BD zostały zaprojektowane w celu ochrony przed przypadkowym zakłuciem.
- Osłona zabezpieczająca jest zintegrowana z igłą, a dodatkową ochronę zapewnia szersza ścianka boczna.
- Ergonomicznie zaprojektowana igła Eclipse zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania przy minimalnej zmianie techniki wkłucia.

Kod produktu: 368609

Producent: Becton Dickinson Opakowanie - 48szt

HOLDER UCHWYT VACUTAINER

Producent: Becton Dickinson

ref 364815

a' 250 szt



Uchwyt BD Vacutainer jest kompatybilny tylko z igłą BD Vacutainer.

Stosuje się go do ciśnieniowego pobierania krwi. Stanowi zamknięty system do pobierania próbek krwi żyłnej. Mechanizm zabezpieczający jest zaprojektowany w taki sposób, aby chronić przed przypadkowym zakłuciem. Wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego, pozwalają kontrolować przepływ krwi podczas pobierania.

Adapter luer BD VACUTAINER,

Becton Dickinson


Ref 367300

100szt/op



Jednorazowe, zabezpieczone adaptory typu Luer przeznaczone do pobierania krwi z cewników lub do połączenia z kaniulami typu Luer z zaworem.

Szkiełka mikroskopowe, podstawowe

WYTWÓRCA:	Jiangsu Benoy Lab Instrument Co.,Ltd., Chiny			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> Wyrób przeznaczony do umieszczenia na nim materiału obserwowanego za pomocą mikroskopu 			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> Wykonane z wysokiej jakości przeziernego szkła Gładka powierzchnia Wymiar szkiełka dostosowany do międzynarodowych standardów Płaska, jednolita i trwała powierzchnia Równomierne rozmazy, dobre wybarwienie preparatów Każde szkiełko przełożone bibułą, całość również owinięta bibułą Opakowanie zabezpieczone folią chroniącą przed wilgocią Rozmiar: 76 mm x 26 mm x 1 mm Nie zawierają lateksu Nie zawierają ftalanów Jednorazowego użytku Niesterylne Pakowanie: 50 sztuk / tekturowe pudełko 			
ROZMIAR I KOD:	NUMER KATALOGOWY	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	GCE127101	SZLIFOWANE BRZEGI	50 szt.	50 x 50 szt.
	GCE127102	CIĘTE BRZEGI	50 szt.	50 x 50 szt.
	GCE127107	SZLIFOWANE BRZEGI, Z OBUSTRONNYM MATOWYM POLEM DO OPISU	50 szt.	50 x 50 szt.
	GCE127109	SZLIFOWANE BRZEGI, „SUPER FROST” Z BIAŁĄ LINIĄ	50 szt.	50 x 50 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Jiangsu Benoy Lab Instrument Co.,Ltd., Chiny			



EC Declaration of Conformity



Regarding In Vitro Diagnostic Directive (98/79/EC)

Manufacturer

Manufacturer: Jiangsu Benoy Lab Instrument Co., Ltd

Address: No.16 Wer'er Road,Shanggang Industrial Zone,Jianhu District,Yancheng City,
Jiangsu Province, CHINA

EC Representative

Name: SUNGO Europe B.V.

Address: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam,Netherlands

Product

Name: Microscope Slide, Cover Glass, Slide Mailer, Blood Counting Chamber, Test Tube, Tube Stopper, Tube Rack, Centrifuge Tube and Box, Pipette Tips and Box, Freezing Tube and Box, Measuring Cup, Specimen Cup, Urine Container, Stool Container, Sputum Container, Hitachi Cup, Medicine Cup, Petri Dish, Culture Plate, Transfer Pipette, Swab Stick, Plastic Storage Box, Measuring Cylinder, Beaker, Funnel, Glass Capillary Tube, Glass Culture Tube, Pasteur Pipette, Flask, Centrifuge Tube, Reagent Bottle, Vacuum Blood Collection Tube, Inoculation Loop, Embedding Cassette, Beckman cup, Staining Rack

Type: See Annex of details

Classification: IVDD Other

We confirm our product can meet the requirement of In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive (98/79EC) and the following harmonized standards.

EN ISO 14971:2012

EN ISO 18113-1:2011

EN ISO 18113-3:2011

EN ISO 835:2000

Signature

Date: May 27, 2011



Deklaracja zgodności WE
Zgodna z Dyrektywą dot. Diagnostyki In vitro (98/79/WE)

Wytwórca:

Wytwórca: Jiangsu Benoy Lab Instrument Co.,Ltd.

Adres: No.16 Wer'er Road, Shanggang Industrial Zone, Jianhu District, Yancheng City,
Jiangsu Province, Chiny

Upoważniony przedstawiciel europejski:

Nazwa: SUNGO Europe B.V.

Adres: Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

Produkt:

Szkiełka mikroskopowe, szkiełka nakrywkowe, pojemnik na przeźrocza, komora do liczenia krwi, probówka, zatyczka do probówek, stojak na probówki, probówka wirówkowa i pudełko, końcówki do pipet i pudełko, probówka do zamrażania i pudełko, miarka, kubek na próbki, pojemnik na mocz, pojemnik na kał, pojemnik na plwocinę, kubek Hitachi, kubek na lekarstwa, szalka Petriego, [...]

Typ: zobacz załącznik

Klasyfikacja: pozostałe produkty do diagnostyki in vitro

My, wytwórca, potwierdzamy, że nasze produkty spełniają wymagania Dyrektywy dot. Diagnostyki In vitro (98/79/WE) oraz następujące normy zharmonizowane:

EN ISO 14971:2012

EN ISO 18113-1:2011

EN ISO 18113-3:2011

EN ISO 835:2007

Podpis /nieczytelny podpis, pieczętka/

Data: 27 maja 2019

Utrwalacz cytologiczny CYTOFIX 150ml



CYTOFIX jest aerozolowym preparatem do utrwalania pobranych na szkiełka rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną.
Pobrany materiał po użyciu CYTOFIX zostaje pokryty cienką, przezroczystą powłoką ochronną.
Posiada atesty PZH oraz Instytutu Medycyny Pracy

Producent: SAMKO



STAZA BEZLATEKSOWA

TD-05-I.2.c-1.2

wydanie I

data: 2021-07-01

zmiana z dnia: 2021-12-22

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób przeznaczony do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia.

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer)
- bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry
- wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- jednorazowe opaski ograniczają możliwość przenoszenia drobnoustrojów zmniejszając ryzyko zakażeń szpitalnych
- długość całkowita rolki 11,25 m
- dostępna w kolorach: niebieskim i różowym
- opakowanie jednostkowe typu dyspenser, umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 3 lata



NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE	
S001	25 x 450 mm	niebieski	jednostkowe transportowe	25 szt. (papier) 100 x 25 szt. (karton)
S002	25 x 450 mm	różowy	jednostkowe transportowe	25 szt. (papier) 100 x 25 szt. (karton)

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: G.K. – Specjalista ds. Sprzętu Medycznego ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

Żadna część niniejszego dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

rev.2021.01

Urządzenie do usuwania zszywek

WYTWÓRCA: Ningbo Advan Electrical Co., Ltd

ZASTOSOWANIE

- Szerokie zastosowanie w każdej dziedzinie chirurgii
- Przeznaczony do wygodnego, bezbolesnego usuwania zszywek

WŁAŚCIWOŚCI:

- Anatomiczny kształt ułatwiający operowanie
- Bezbolesne usuwanie zszywek
- Łatwy w użyciu
- Jednorazowego użytku
- Rękojeść wykonana z ABS-u
- Część metalowa wykonana z komponentu 1Cr18Ni9Ti (stal nierdzewna klasy medycznej)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 szt papier/folia
- Zgodny z normami UE



Numer katalogowy	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
C-W	20 szt.	10 x 20 szt.	1 szt.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE: materiałów marketingowych firmy: Ningbo Advan Electrical Co., Ltd




Standardowe ostrza chirurgiczne i uchwyty - mocowanie nr 3

Ostrza chirurgiczne nr 6, 9, 10, 10A, 11, E/11, 12, 12D, 14, 15, 15A, 15C, 16 mocowane w uchwytach nr 3, 3L, 5, 7, 9 oraz B3. Uchwyty są wykonane z niklu, niektóre są wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty pakowane są pojedynczo. Uchwyt B3, wykonany jest z lekkiej stali nierdzewnej, pakowany indywidualnie w plastikowe etui.



nr 6 (0216 / 0316)



nr 13 (0239 / -)



nr 9 (0217 / 0317)



nr 14 (0219 / 0319)



nr 10 (0201 / 0301)



nr 15 (0205 / 0305)



nr 10A (0202 / 0302)



nr 15A (0220 / 0320)



nr 11 (0203 / 0303)



nr 15C (0221 / 0321)




nr 11P (0291 / 0391)



nr 15T (0292 / 0392)



nr E/11 Sabre (0263 / -)



nr D/15 Sabre (0265 / -)



nr E11 (0225 / 0325)



nr 16 (0222 / 0322)



nr 12 (0204 / 0304)



nr 40 (0240 / -)



nr 12D (0218 / 0318)



nr SG3

Standardowe ostrza chirurgiczne i uchwyty - mocowanie nr 4

Ostrza chirurgiczne nr 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 36 mocowane w uchwytach nr 4, 4L oraz 6. Uchwyty są wykonane z niklu, niektóre wykonane są ze stali nierdzewnej. Wszystkie uchwyty są pakowane pojedynczo.

Standardowe ostrza chirurgiczne ze stali węglowej (sterylne lub niesterylne) lub ze stali nierdzewnej – odporne na działanie soli fizjologicznej (sterylne). Pakowane w pudełkach po 100 sztuk (noże sterylne są pakowane pojedynczo w folię), schemat ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym; noże niesterylne pakowane są w folii hermetycznie po 5 sztuk). Ostrza niesterylne dostępne są również w pudełkach po 100 sztuk, pakowane pojedynczo. Ostrza Sabre E/11 oraz D/15 produkowane są ze stali węglowej, tylko w wersji sterylnej w pudełku po 100 sztuk. Oznaczenie numeru i producenta bezpośrednio na ostrzu.




nr 18 (0223 / 0323)



nr B23 Sabre (0190 / -)



nr 19 (0224 / 0324)



nr 24 (0211 / 0311)



nr 20 (0206 / 0306)



nr 25 (0212 / 0312)



nr 21 (0207 / 0307)




nr 25A (0215 / 0315)



nr 22 (0208 / 0308)



nr 26 (0213 / 0313)



nr 22A (0209 / 0309)



nr 27 (0214 / 0314)



nr 23 (0210 / 0310)




nr 36 (0236 / -)

NUMER KATALOGOWY: (STAL WĘGLOWA / STAL NIERDZEWNA)



Skalpele jednorazowe

Skalpele standardowe, a także z dodatkową osłoną z tworzywa sztucznego oraz sterylne skalpele jednorazowe z rękojeścią wykonaną z polistyrenu Sabre zapewniają łatwość w użytkowaniu w wielu przypadkach - na oddziałach szpitalnych, izbach przyjęć czy też podczas akcji ratunkowych wykonywanych przez zespoły ratunkowe. Skalpele z osłoną z tworzywa sztucznego, jak również noże jednorazowego użytku typu 'Minor', są dostępne w niesterylnych opakowaniach zbiorczych i bardzo często wchodzi w skład wyposażenia wózków i zestawów ratownictwa medycznego.



Jednorazowe skalpele sterylne są pakowane indywidualnie w opakowaniach po 10 sztuk i wyposażone w następujące ostrza:

- Nr 6 – nr kat. 0516,
- Nr 9 – nr kat. 0517,
- Nr 10 – nr kat. 0501,
- Nr 10A – nr kat. 0502,
- Nr 11 – nr kat. 0503,
- Nr E/11 – nr kat. 0563,
- Nr 11P – nr kat. 0591,
- Nr 12 – nr kat. 0504,
- Nr 12D – nr kat. 0518,
- Nr 14 – nr kat. 0519,
- Nr 15 – nr kat. 0505,
- Nr 15A – nr kat. 0520,
- Nr 15C – nr kat. 0521,
- Nr 15T – nr kat. 0592,
- Nr 16 – nr kat. 0522,
- Nr 18 – nr kat. 0523,
- Nr 19 – nr kat. 0524,
- Nr 20 – nr kat. 0506,
- Nr 21 – nr kat. 0507,
- Nr 22 – nr kat. 0508,
- Nr 22A – nr kat. 0509,
- Nr 23 – nr kat. 0510,
- Nr 24 – nr kat. 0511,
- Nr 25 – nr kat. 0512,
- Nr 25A – nr kat. 0515,
- Nr 26 – nr kat. 0513,
- Nr 27 – nr kat. 0514.

Prześcieradło papierowe 50/50 2 warstwowe



- 100% celulozy
- gramatura 2 x 17 g/m²
- dwuwarstwowe, gofrowane, perforowane, super białe
- szerokość roli 50 cm
- długość 50 m, perforacja co 37,5 cm
- przeznaczone do gabinetów lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych itp.
- wyrób medyczny
- nr katalogowy 1.06.005

Producent:

Flesz Sp. z o. o.

ul. Cieślowskich 25F

03-017 Warszawa



 **medprox**® *comfort*

Higieniczne podkłady ochronne, wykonane są z dwóch warstw chłonnej bibuły i warstwy folii.

1. szerokość 33cm, perforacja co 50cm
2. długość 20m
3. kolor biały

Nr katalogowy: POCOS33-P50-D20B



*Istnieje możliwość zmiany rozmiaru perforacji oraz długości wstęgi na rolce

Producent: F.P.H. MUSTAF s.c.



Fartuch medyczny, z mankietami, włókninowy, niejałowy

TD-30-I.2.c-2.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania przez personel medyczny na oddziałach szpitalnych i izbach przyjęć podczas wykonywania procedur medycznych nie wymagających rozwiązań jałowych, jako bariera w celu ograniczenia przenoszenia zanieczyszczeń lub/i potencjalnych czynników infekcyjnych mogących stanowić zagrożenie dla pacjenta, ze względu na jego stan zdrowia

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m² lub 40 g/m²
- wiązany na troki w talii oraz na szyi
- rękawy długie zakończone mankietami
- przewiewny
- kolor: niebieski, zielony
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-015-20G3-L	20 g/m ²	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-20G4-XL	20 g/m ²	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-25B3-L	25 g/m ²	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-25B4-XL	25 g/m ²	XL	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-25G3-L	25 g/m ²	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-25G4-XL	25 g/m ²	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-30B3-L	30 g/m ²	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-30G3-L	30 g/m ²	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-30G4-XL	30 g/m ²	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-30G5-XXL	30 g/m ²	XXL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-40B3-L	40 g/m ²	L	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-40B4-XL	40 g/m ²	XL	niebieski	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-40G3-L	40 g/m ²	L	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-015-40G4-XL	40 g/m ²	XL	zielony	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.



Spodenki do kolonoskopii, włókninowe SMS, niejałowe

TD-30-I.2.c-5.2.2

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku noszony przez pacjentów podczas zabiegu kolonoskopii

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z włókniny SMS 35 g/m²
- krótkie spodenki z rozcięciem
- przewiewne
- kolor: niebieski
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-0023-35B-SMS	35 g/m ²	-	niebieski	włóknina SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BT-0023-35B-SMS-XL	35 g/m ²	XL	niebieski	włóknina SMS	10 szt.	10 x 10 szt.



Majtki do badań, jednorazowego użytku, niejałowe

TD-30-I.2.c-5.3.2

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 2/1 69 91, fax. +48 32 2/4 /2 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)**PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE**

- wyrób medyczny jednorazowego użytku noszony przez pacjentów podczas badań diagnostycznych

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²
- przewiewne
- zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów
- kolor: granatowy
- jednorazowego użytku
- niesterylne
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BI-0074-401DB	10 g/m ²	granatowy	włóknina polipropylenowa	10 szt.	20 x 10 szt.



Koszula pacjenta, włókninowa, z wycięciem Y, niejałowa

TD-30-I.2.c-5.1.4

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołoperacyjnej/okołoporodowej

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m²
- wkładana przez głowę
- z wycięciem Y pod szyją
- rękawy krótkie
- przewiewna
- kolor: granatowy
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-0022-40DB-PP	40 g/m ²	uniwersalny	granatowy	włóknina polipropylenowa	10 szt.	10 x 10 szt.



Koszula pacjenta, położnicza, włókninowa, niejałowa

TD-30-I.2.c-5.1.6

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 2/1 69 91, fax. +48 32 2/4 /2 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku przeznaczony do noszenia przez pacjentów podczas badań diagnostycznych oraz opieki okołoperacyjnej/okooporodowej

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
- wiązana na troki w talii oraz przy szyi
- wkładana przez głowę
- przewiewna
- kolor: niebieski
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAL	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BI-0022-35B-SMS-IDM-001-S	35 g/m ²	S	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BI-0022-35B-SMS-IDM-001-M	35 g/m ²	M	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BI-0022-35B-SMS-IDM-001-L	35 g/m ²	L	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BI-0022-35B-SMS-IDM-001-XL	35 g/m ²	XL	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.
BI-0022-35B-SMS-IDM-001-XXL	35 g/m ²	XXL	niebieski	SMS	10 szt.	10 x 10 szt.



Ubranie operacyjne, bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe

TD-30-I.2.c-4.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: 2022-08-01

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 2/1 69 91, fax. +48 32 2/4 /2 84; www.zarys.pl

KLASYFIKACJA wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku używany, przeznaczony i wskazany w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczone naskórek pochodzący ze skóry osób noszących

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
- bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- spodnie z trokami
- kolor niebieski, zielony lub fioletowy
- zgodność z normą techniczną: EN 13795-2 (spełnia wymagania wysokiej skuteczności)
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	ROZMIAR	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) FOLIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BI-017-S35B1-S-SMS	35 g/m ²	S	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35B2-M-SMS	35 g/m ²	M	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35B3-L-SMS	35 g/m ²	L	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35B4-XI-SMS	35 g/m ²	XL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35B5-XXI-SMS	35 g/m ²	XXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35B6-XXXI-SMS	35 g/m ²	XXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35B7-XXXXI-SMS	35 g/m ²	XXXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35B8-XXXXXI-SMS	35 g/m ²	XXXXXL	niebieski	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35G1-S-SMS	35 g/m ²	S	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35G2-M-SMS	35 g/m ²	M	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35G3-L-SMS	35 g/m ²	L	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35G4-XI-SMS	35 g/m ²	XL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35G5-XXI-SMS	35 g/m ²	XXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35G6-XXXI-SMS	35 g/m ²	XXXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35G7-XXXXI-SMS	35 g/m ²	XXXXL	zielony	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35V1-S-SMS	35 g/m ²	S	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35V2-M-SMS	35 g/m ²	M	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35V3-L-SMS	35 g/m ²	L	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35V4-XI-SMS	35 g/m ²	XL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35V5-XXI-SMS	35 g/m ²	XXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35V6-XXXI-SMS	35 g/m ²	XXXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.
BI-017-S35V7-XXXXI-SMS	35 g/m ²	XXXXL	fioletowy	włóknina SMS	1 szt.	50 x 1 szt.

Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

Opracowanie: A.K. – Product Manager /ARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

Żadna część dokumentu nie może być zmieniana lub kopiowana bez zgody /ARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

strona 1 / 1

ver.2021/01



Czepek medyczny typu beret włókninowy

TD-30-I.2.c-1.1.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 2/1 69 91, fax. +48 32 2/4 /2 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczone naskórek pochodzący od osób noszących

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 18 g/m²
- ściągany gumką
- średnica ok. 53 cm
- zapewnia przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- kolor: niebieski, zielony
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAL	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTON K	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BI-008-18B	18 g/m ²	niebieski	włóknina polipropylenowa	100 szt.	10 x 100 szt.
BI-008-18G	18 g/m ²	zielony	włóknina polipropylenowa	100 szt.	10 x 100 szt.



Czepek medyczny z trokami SOL

TD-30-I.2.c-1.2.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczone naskórek pochodzący od osób noszących

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej 25 g/m²
- kształt furażerki
- wiązany na troki
- zapewnia przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- kolor: niebieski lub zielony
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-007-25B-T1-V	25 g/m ²	niebieski	włóknina wiskozowa	100 szt.	6 x 100 szt.
BT-007-25G-T1-V	25 g/m ²	zielony	włóknina wiskozowa	100 szt.	6 x 100 szt.



Maska medyczna jednorazowego użytku

TD-30-I.2.c-3.1

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku okrywający usta i nos, zapewniający barierę w celu zminimalizowania bezpośredniego przenoszenia czynników infekcyjnych pomiędzy personelem a pacjentem

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonana z trzech warstw włókniny
- posiada wkładkę modelującą na nos
- skuteczność filtracji bakterii BFE \geq 98%
- wymiary: 175 mm x 95 mm
- mocowana na gumki lub troki
- pakowana w kartonik podajnik z możliwością pojedynczego wyjmowania
- kolor: zielony, niebieski, biały, różowy
- zgodność z normą techniczną: EN 14683 typ II
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	KOLOR	RODZAJ	TYP ZGODNIEZ NORMA EN 14683	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-046-31B	niebieski	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31G	zielony	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31P	różowy	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-31W	biały	z gumkami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32B	niebieski	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32G	zielony	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32P	różowy	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.
BT-046-32W	biały	z trokami	typ II	50 szt.	20 x 50 szt.



Zarękawki foliowe



- Wykonane z polietylenu
- Zakończone gumką z dwóch stron
- Kolor: niebieski
- Dopuszczone do kontaktu z żywnością
- Nie zawierają lateksu
- Jednorazowego użytku

ROZMIAR I KOD:	KOD	WYMIRAY	WAGA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
	BS-ZF01	22 x 40 cm	2,6 g	100 szt.
WYTWÓRCA:	ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa			

Stabilizator kończyn - szyna Kramera

Producent: Kryst

Uniwersalny stabilizator kończyn górnych i dolnych (szyna Kramera) - metalowy.

Właściwości:

- może być dowolnie profilowany - dlatego dopasowuje się do każdej kończyny
- doskonale unieruchamia kończynę w przypadku zwichnięć, złamań itp.
- występuje w wielu rozmiarach (można dowolnie skracać długość stabilizatora)
- rozmiary na zamówienie: np. 500 x 70, 600 x 80, 600 x 50, 700 x 70, 1000 x 100, 1000 x 70, 1500 x 100, 800 x 80, 1500 x 70, 1500 x 80, 1500 x 120



Nr katalogowy nie jest stosowany.


JKMED Mariusz Kopel
ul. Grunwaldzka 12/23
41-800 Zabrze

SZYNY PALCOWE

- Aluminiowe szyny unieruchamiające wykonane z cienkiego aluminium pokrytego pianką polietylenową.
- Szyny są plastyczne, łatwe do uformowania.
- Skutecznie zastępują opatrunki gipsowe.
- Niealergiczne, nietoksyczne.
- Przeznaczone są do unieruchomienia palców.
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarowej wg życzenia klienta m.in.

200x10, 200x15, 200x20, 200x25, 230x13, 230x15, 230x18, 230x20, 250x18, 250x20,
250x25, 250x40, 260x20, 280x20, 300x 25, 300x20 (S), 400x20 (M), 400x40, 420x20, 450x20,
450x25, 460x13, 460x20, 500x20 (L), 500x25, 500x40, 600x20, 600x25, 600x50

Nr kat. nie jest stosowany





RI.MOS.
*Disposable
Medical Products*

Haczyk do przebijania błon płodowych, prosty



Do zamierzonego pęknięcia błon owodniowych podczas porodu.

Wyposażona jest w ostry i atraumatyczny haczyk umożliwiający zaczepienie membrany.

Jej anatomiczny kształt i ergonomiczny uchwyt pozwalają na bezpieczne i wygodne użytkowanie.

Dorsz.	Opis	Szt./opak
720193	Długość 25 cm	250 szt.

Dostarczane w pojedynczych opakowaniach - jednorazowe - sterylizacja EtO - oznakowanie CE 0051



SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA special sterylna

TD-35

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2020-03-02

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do pobierania wymazu komórek z szyjki macicy (kanału i tarczy) oraz strefy transformacji

WŁAŚCIWOŚCI:

- Typ wachlarzyk
- Miękkie zakończenia włosków zapobiegające przed zniszczeniem komórek
- Wykonana z polipropylenu (uchwyt) oraz LDPE (włosie)
- Daleki zasięg dzięki długiej ręczce
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	TYP	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
SC-002	special	100 szt.	10 x 100 szt.



WZIERNIK GINEKOLOGICZNY sterylny TD-26

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2020-04-21

zmiana z dnia: 2022-03-14

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do badania ginekologicznego pochwy i szyjki macicy

WŁAŚCIWOŚCI:

- łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu
- szpilka blokująca wykonana z polietylenu
- blokada położenia łyżek poprzez wykonanie ćwierć obrotu szpilki blokującej (bez konieczności wkręcania śruby)
- idealnie gładkie i opływowe brzegi łyżek
- kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 szt./ folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	SZEROKOŚĆ	KOLOR	ROZMIAR	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WG-XXS	16 mm	żółty	XXS	100 szt.
WG-XS	20 mm	biały	XS	100 szt.
WG-S	24 mm	niebieski	S	100 szt.
WG-M	26 mm	czerwony	M	100 szt.
WG-L	30 mm	zielony	L	100 szt.
WG-XL	32 mm	czarny	XL	100 szt.

Endoretka-pipette biopsja aspiracyjna endometrium



Specyfikacja

Opis

Endoretka-pipette biopsja aspiracyjna endometrium, sterylna. 4 otwory. Długość 26,5 cm. Płaska rękojeść 3 cm.

Specyfikacja

Opis

Opakowanie zbiorcze zawiera	1 szt.
Cena jednostkowa dotyczy	1 szt.
Rozmiar	70 mm
Jednostka miary rozmiaru	mm

Producent: ALBIS

Kod: G0066



RURKA USTNO-GARDŁOWA GUEDEL sterylna TD-40

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3
wydanie I
data: 2016-06-02
zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Podczas zabiegów sztucznej wentylacji płuc w celu zapewnienia drożności górnych dróg oddechowych
- Zapewnia ratownikowi komfort prowadzenia zabiegów oraz podnosi skuteczność prowadzonej akcji
- Ułatwia stabilizację rurki intubacyjnej oraz zabezpiecza ją przed przygryzieniem

WŁAŚCIWOŚCI:


- Rurka ustno – gardłowa wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów
- Charakterystyczne anatomiczne wygięcie rurki pozwala na udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych, powietrza
- Polipropylenowy (PP) bloker zgryzu, zabezpiecza przez zamknięciem światła rurki
- Rozmiary kodowane kolorami
- Numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia




ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
RG-40	000	40 mm	różowy	50 szt.	10 x 50 szt.
RG-50	00	50 mm	ciemnoniebieski		
RG-60	0	60 mm	czarny		
RG-70	1	70 mm	biały		
RG-80	2	80 mm	zielony		
RG-90	3	90 mm	żółty		
RG-100	4	100 mm	czerwony		
RG-110	5	110 mm	niebieski		
RG-120	6	120 mm	pomarańczowy		

Rurka intubacyjna z mankietem

WYTWÓRCA:	Conall Health Co., Limited, Room 112, Building 2, No. 561 Hangnan Road, 200137 Shanghai			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> Wyrób przeznaczony do wprowadzenia do tchawicy w celu bezpośredniego zabezpieczenia i podtrzymania drożności dróg oddechowych oraz w celu prowadzenia sztucznej wentylacji 			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> Wykonana z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki Znacznik RTG na całej długości rurki Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego Skalowanie co 1 cm Znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki – 2 pierścienie Wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) Nazwa producenta umieszczona na wyrobie Balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm Opakowanie typu „banan”, utrzymujące anatomiczny kształt rurki Nie zawiera lateksu Nie zawiera ftalanów Jednorazowego użytku Sterylizowana tlenkiem etylenu Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia 			
ROZMIAR I KOD:	NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	ETTC25	ID 2,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC30	ID 3,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC35	ID 3,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC40	ID 4,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC45	ID 4,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC50	ID 5,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC55	ID 5,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC60	ID 6,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC65	ID 6,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC70	ID 7,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC75	ID 7,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC80	ID 8,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC85	ID 8,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETTC90	ID 9,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
ETTC95	ID 9,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.	
ETTC100	ID 10,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Conall Health Co., Limited, Room 112, Building 2, No. 561 Hangnan Road, 200137 Shanghai			

Rurka intubacyjna bez mankietu

WYTWÓRCA:	Conall Health Co., Limited, Room 112, Building 2, No. 561 Hangnan Road, 200137 Shanghai			
ZASTOSOWANIE:	<ul style="list-style-type: none"> Wyrób przeznaczony do wprowadzenia do tchawicy w celu bezpośredniego zabezpieczenia i podtrzymania drożności dróg oddechowych oraz w celu prowadzenia sztucznej wentylacji 			
WŁAŚCIWOŚCI:	<ul style="list-style-type: none"> Wykonana z termoplastycznego PVC, zapewniającego dużą elastyczność rurki Znacznik RTG na całej długości rurki Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego Skalowanie co 1 cm Znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki – 2 pierścienie Informacja o rozmiarze rurki w trzech miejscach (na łączniku oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki) Nazwa producenta umieszczona na wyrobie Odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm Opakowanie typu „banan”, utrzymujące anatomiczny kształt rurki Nie zawiera lateksu Nie zawiera ftalanów Jednorazowego użytku Sterylizowana tlenkiem etylenu Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia 			
ROZMIAR I KOD:	NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	ETT20	ID 2,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT25	ID 2,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT30	ID 3,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT35	ID 3,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT40	ID 4,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT45	ID 4,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT50	ID 5,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT55	ID 5,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT60	ID 6,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT65	ID 6,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT70	ID 7,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT75	ID 7,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT80	ID 8,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
	ETT85	ID 8,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.
ETT90	ID 9,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.	
ETT95	ID 9,5 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.	
ETT100	ID 10,0 mm	10 x 1 szt.	10 x 10 szt.	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Conall Health Co., Limited, Room 112, Building 2, No. 561 Hangnan Road, 200137 Shanghai			



RURKA INTUBACYJNA ZBROJONA
z mankietem i prowadnicą,
sterylna
TD-40

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data: 2019-01-31

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Rurka intubacyjna wprowadzana do tchawicy w celu zapobiegania niedrożności dróg oddechowych i niewydolności oddechowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z elastycznego PVC
- Zbrojenie na całej długości rurki
- Zawiera prowadnicę
- Znacznik RTG na całej długości rurki
- Wyposażona w boczny otwór Murphy'ego
- Skalowanie co 1 cm
- Podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki
- Informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki)
- Uniwersalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowa
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
RIMZP-30	I.D. (mm) 3,0	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-35	I.D. (mm) 3,5	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-40	I.D. (mm) 4,0	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-45	I.D. (mm) 4,5	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-50	I.D. (mm) 5,0	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-55	I.D. (mm) 5,5	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-60	I.D. (mm) 6,0	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-65	I.D. (mm) 6,5	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-70	I.D. (mm) 7,0	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-75	I.D. (mm) 7,5	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-80	I.D. (mm) 8,0	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-85	I.D. (mm) 8,5	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-90	I.D. (mm) 9,0	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-95	I.D. (mm) 9,5	10 szt.	10 x 10 szt.
RIMZP-100	I.D. (mm) 10,0	10 szt.	10 x 10 szt.



RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z MANKIETEM sterylna TD-40

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data: 2019-12-18

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Służy do sterowania drogami oddechowymi u osób po tracheotomii
- Wprowadzany do dróg oddechowych w wyniku chirurgicznego nacięcia przedniej ściany tchawicy w celu umożliwienia wentylacji
- Zapewnia swobodne oddychanie z pominięciem nosa, gardła i krtani

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z medycznego, elastycznego PCV
- Obrotowy łącznik o średnicy 15mm
- Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę
- Miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankieta
- Balonik kontrolny w kontrastującym kolorze wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankieta
- 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią
- Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach
- Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta
- Widoczna w promieniowaniu RTG
- Wyposażona w obturator
- Jednorazowego użytku
- Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
RTM-40	4.0	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-45	4.5	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-50	5.0	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-55	5.5	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-60	6.0	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-65	6.5	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-70	7.0	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-75	7.5	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-80	8.0	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-85	8.5	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-90	9.0	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-95	9.5	10 szt.	10 x 10 szt.
RTM-100	10.0	10 szt.	10 x 10 szt.



MASKA KRTANIOWA, PVC, jednorazowego użytku, sterylna

TD-40

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 5

data: 2021-02-10

zmiana z dnia: 2023-01-04

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

Wyrób wprowadzany przez jamę ustną, aż do tylnej ściany gardła, tworzy uszczelnienie na szczycie głośni w celu:

- bezpośredniego zabezpieczenia drożności dróg oddechowych
- prowadzenia sztucznej wentylacji
- podtrzymania drożności dróg oddechowych:
 - w zabiegach operacyjnych krótkotrwałych, bez konieczności zwiótczenia mięśni, gdy nie jest konieczna intubacja dotchawicza
 - znieczuleniu do zabiegów diagnostycznych
 - podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, gdy niemożliwa jest intubacja pacjenta

WŁAŚCIWOŚCI:


- Wykonana z medycznego PVC
- Kompatybilna z rezonansem magnetycznym (MR), brak metalowych elementów
- Przezroczysty, elastyczny mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, zapewnia bezpieczną kontrolę oddechu
- Anatomicznie wyprofilowany korpus maski z oznaczeniem przedziału wagowego pacjenta, objętości mankieta, ciśnienia wypełnienia mankieta oraz rozmiaru
- Uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- Przezroczysty balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru maski, maksymalnej objętości mankieta oraz kompatybilności z (MR) rezonansem magnetycznym
- Barwione kolorystycznie zabezpieczenie zastawki
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR ZABEZPIECZENIA ZASTAWKI	PRZEDZIAŁ WAGOWY PACJENTA	MAX OBJĘTOŚĆ MANKIETU	MAX CIŚNIENIE WYPEŁNIENIA MANKIETU	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
MKPJ-10	1,0	Różowy	≤ 5 kg	4 ml	60 cm H ₂ O	5 x 1 szt.	10 x 5 szt.
MKPJ-15	1,5	Pomarańczowy	5-10 kg	7 ml	60 cm H ₂ O	5 x 1 szt.	10 x 5 szt.
MKPJ-20	2,0	Ciemnozielony	10-20 kg	10 ml	60 cm H ₂ O	5 x 1 szt.	10 x 5 szt.
MKPJ-25	2,5	Brązowy	20-30 kg	14 ml	60 cm H ₂ O	5 x 1 szt.	10 x 5 szt.
MKPJ-30	3,0	Zielony	30-50 kg	20 ml	60 cm H ₂ O	5 x 1 szt.	10 x 5 szt.
MKPJ-40	4,0	Fioletowy	50-70 kg	30 ml	60 cm H ₂ O	5 x 1 szt.	10 x 5 szt.
MKPJ-50	5,0	Granatowy	70-100 kg	40ml	60 cm H ₂ O	5 x 1 szt.	10 x 5 szt.

Prowadnica do trudnych intubacji




- materiał o właściwościach poślizgowych
- elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości
- skalowana co 1 cm
- zagięty koniec ułatwiający wprowadzanie
- dostępna jednorazowa w kolorze zielonym lub wielorazowa w kolorze niebieskim
- w sztywnym futerale
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa

rozmiar O.D. [mm]	długość [mm]	nr katalogowy	
		jednorazowa	wielorazowa
3,3	600	09-3617	09-3627
3,3	700	09-3717	09-3727
3,3	800	09-3817	09-3827
3,3	1000	09-3117	09-3127
5,0	600	09-5617	09-5627
5,0	700	09-5717	09-5727
5,0	800	09-5817	09-5827
5,0	1000	09-5117	09-5127



Prowadnica do trudnych intubacji dla niemowląt



- materiał o właściwościach poślizgowych
- elastyczna
- miękki koniec
- znaczniki głębokości wprowadzania
- zastosowanie do rurek w rozmiarach 2,0; 2,5; 3,0
- w sztywnym futerale
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

rozmiar O.D. [mm]	długość [mm]	nr katalogowy
1,6	600	09-1610
2,0	600	09-2010

