

# MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM

**PRODUCENT:  
NINGBO HI-TECH UNICMED  
IMP. & EXP. CO., LTD.**

**STERYLNA**

---

## **ZASTOSOWANIE:**

- dostarczenie w głąb układu oddechowego wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego leku w postaci aerozolu

## **WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, dren antyzłamaniowy, elastyczny
- Do średniej koncentracji tlenu, możliwa praca w pozycji siedzącej i leżącej
- Nie zawiera lateksu
- Posiada gumkę umożliwiającą dopasowanie do każdego kształtu głowy oraz regulowaną blaszkę na nos
- Dwa boczne otwory
- Dren dł. 2,1m
- Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), wielkość rozpylanych cząsteczek 2 - 3  $\mu\text{m}$
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Jednorazowego użytku (pakowana indywidualnie)
- Dostępna w rozmiarach: S, M (dzieci) oraz L, XL (dorośli)
- Opakowanie: 100 szt.



**INTERGOS Sp. z o.o.**

43-300 Bielsko-Biała; ul. Legionów 55    Tel.: 033 822 70 52    Fax: 033 822 70 51    e-mail: [intergos@intergos.com.pl](mailto:intergos@intergos.com.pl)