

	10- dezynfekcja myjni endoskopowej Wassenburg							
L.p	ASORTYMENT	j.m	Il	Proponowany produkt, producent, nr katalogowy	Cena jedn netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych na bazie 11,5% kwasu nadoctowego, skuteczny wobec: B, Tbc, V, F, S w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. Wartość pH ok. 2,7 Opakowanie - 4,75 l. Preparat rekomendowany przez producenta posiadanej myjni firmę WASSENBURG wymagane oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta.	Szt.	80	WASSENBURG EndoHigh PAA – 4,75l DR WEIGERT 951425	860,00 zł	68 800,00 zł	8%	74 304,00 zł
2	Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej w temp. do 40oC, stężenie 0,5-3%. Opakowanie - 5l. Preparat rekomendowany przez producenta posiadanej myjni firmę WASSENBURG wymagane oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta.	Szt.	25	WASSENBURG EndoHigh Detergent – 5l DR WEIGERT 70017001	425,00 zł	10 625,00 zł	8%	11 475,00 zł
	<u>SUMA</u>					79 425,00 zł		85 779,00 zł