

Łyżki światłowodowe do laryngoskopu plastikowy z oświetleniem światłowodowym-zimnym zapewniającym jaśniejsze oświetlenie . Zabudowany moduł światłowodu zapewnia lepsze oświetlenie i redukuje straty emisji światła współpracujący z wyrobami / rękojeściami i łyżkami / wiodących producentów mających oznaczenie zieloną obwódka. Na stopce łyżki podana marka rozmiar, typ łyżki, jednorazowego użytku -graficznie oraz wolne od lateksu i ftalanów, pakowane folia-papier lub folia- folia .Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, brak refleksów świetlnych, 2 zatrzaski kulowe , szerokość mocowania 13 mm, zgodne z normą ISO 7376:2009- zielony standard mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo, dostępne w rozmiarach: i typach

- | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. HJGA 95 | rozmiar 95 mm , zakrzywiona | MacIntosh nr 1 |
| 2. HJGA 120 | rozmiar 120 mm , zakrzywiona | MacIntosh nr 2 |
| 3. HJGA 140 | rozmiar 140 mm , zakrzywiona | MacIntosh nr 3 |
| 4. HJGA 160 | rozmiar 160 mm , zakrzywiona | MacIntosh nr 4 |
| 5. HJGA 75 | rozmiar 75 mm , prosta | Miler nr 0 |
| 6. HJGA 100 | rozmiar 100 mm , prosta | Miler nr 1 |
| 7. HJGA 130 | rozmiar 130 mm , prosta | Miler nr 2 |



Łyżki i rękojeść mogą być łączone z wyrobami oznaczonymi zieloną obwódką zgodnie ze standardem ISO 7376

Jednorazowe łyżki do laryngoskopu dostępne są jako

–jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu w rozmiarach, MacIntosh 4,3,2 1 i: Miller 0,1,2

- **mikrobiologicznie czyste** -aseptyczna procedura produkcji w powyższych rozmiarach

Do rękojeści z oświetleniem światłowodowym zapewniającymi lepsze i intensywniejsze oświetlenie oraz stratom światła **mikrobiologicznie czyste** -aseptyczna procedura produkcji, pakowane pojedynczo

Wytwórca: Ningbo HuaKun, CHRL



MEDBAR

Chirurgiczny marker skórny



WYTWÓRCA: Medbar Tibii Malzemeler Turizm Sanayi ve Ricaret Ltd., Sti.
DYSTRYBUTOR: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

KONTAKT: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Szerokie zastosowanie w chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, naczyniowej oraz w pracowniach dermatologicznych, rentgenowskich i radiologii
- Przeznaczony do oznaczeń miejsc dla łatwej identyfikacji



WŁAŚCIWOŚCI:

- sterylny
- nietoksyczny
- szybko schnący
- nieplamiący
- doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry
- odporny na środki dezynfekujące
- fioletowy atrament
- skala pomiarowa na korpusie pisaka - 5 cm
- dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15 cm lub 6 cali

KOD I ROZMIAR

KOD

**OPAKOWANIE
JEDNOSTKOWE**

**OPAKOWANIE
ZBIORCZE**

241 01

folia/papier

50 szt./opak. foliowe



OSŁONA NA PRZEWODY z perforacją i dwoma taśmami samoprzylepnymi jałowa

TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-09-08

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Z folii PE
- Nieprzemakalna na całej powierzchni
- Na jednym końcu kartonowy sztywniak z oznaczeniem kierunku rozwijania osłony
- Na drugim końcu perforacja umożliwiająca wysunięcie przewodu
- Na obu końcach osłony po jednym przylepcu umożliwiające fiksację folii
- Składana teleskopowo
- Stanowiąca barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylna, jednorazowego użytku
- Niepalna
- Niepyląca
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



14x250cm



16x200cm



16x250cm



16x300cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 3	14cm x 250cm	1 szt.	160 szt.
AT-SP-S 4	16cm x 200cm	1 szt.	200 szt.
AT-SP-S 5	16cm x 250cm	1 szt.	160 szt.
AT-SP-S 6	16cm x 300cm	1 szt.	200 szt.



ZESTAW OSŁON NA RAMIĘ C jąłowy TD-11

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2017-10-19

zmiana: 2022-09-08

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Obłożenie pola operacyjnego
- Przeznaczone do stosowania w obrębie sali operacyjnej
- Przeznaczone do stosowania podczas procedur chirurgicznych
- Jako nieprzemakalna bariera dla płynów oraz drobnoustrojów

WŁAŚCIWOŚCI:

- Osłona na ramię z folii PE, taśma samoprzylepna z włókniny typu spunlace
- Zestaw zawiera osłonę na ramię C w formie trzech elementów składowych
- Zestaw wyposażony w dwie taśmy samoprzylepne
- Duża wytrzymałość na rozciąganie i wypychanie
- Nieprzemakalny na całej powierzchni
- Stanowiący barierę przed przenikaniem drobnoustrojów
- Sterylny, jednorazowego użytku
- Niepalny
- Niepylący
- Nie zawiera lateksu
- Opakowanie folia - papier
- Etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy



100x160cm



80x150cm



3x100cm

ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
AT-SP-S 17	100cm x 160cm 80cm x 150cm 3cm x 100cm	1 zestaw	32 zestawy



ZACISKACZ DO PĘPOWINY

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data 2017-02-14

TD-10

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Do zaciśnięcia pępowiny noworodka na sali porodowej w celu zamknięcia światła pępowinowych naczyń krwionośnych po odcięciu od łóżyska

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z polipropylenu
- Bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodują przecinania pępowiny
- Ząbkowane ramiona stabilizują zaciskacz na pępowinie, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza
- Podwójna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza
- Rozmiar uniwersalny
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia dziecka ftalanów
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
ZDPB	uniwersalny	biały	1 szt.	50 szt.	50 x 50szt.