

Cewnik (HSG) do histerosalpingografii

Cewnik typu HSG został zaprojektowany z myślą o stosowaniu w procedurach histerosonografii lub histerosalpingografii.

- Bez zawartości lateksu, miękki, koncentrycznie umieszczony balon zapewnia bezpieczne umiejscowienie w macicy lub jej kanale i szczelnemu jej uszczelnieniu aby zapobiec wstecznemu wyciekowi soli fizjologicznej lub kontrastu.
- Otwarty koniec, zaokrąglona i miękka końcówka distalna zapobiega traumatyzacji kanału macicy i jamy macicy
- Distalny otwór końcowy pozwala na podanie soli fizjologicznej lub środka kontrastującego i akceptuje prowadnik w rozmiarze .035 lub .038 cala w zależności od rozmiaru cewnika podanego w skali French.
- Plastikowa koszulka wprowadzająca zachowuje swoją krzywiznę w celu ułatwienia umieszczenia w kanale macicy.
- Kolorowo oznaczone kraniki na obu końcach światła cewnika: niebieski kranik służy do napełnienia balona, biały do podania infuzji z soli fizjologicznej lub środka kontrastującego.
- Stała objętość strzykawki zapobiega zbyt dużemu wypełnieniu balona. Strzykawka z ogranicznikiem zapobiegający nadmiernemu napompowaniu miękkiego balonu bezlateksowego.



Cewnik HSG (1 karton/10 szt.)

NUMER KATALOGOWY I OPIS

660005040	5,5F x 40 cm, akceptuje prowadnik .035"
660007040	7F x 40 cm, akceptuje prowadnik .038"