




Akcesoria dla noworodków
do nieinwazyjnego wsparcia oddechu nCPAP metoda Infant Flow


Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego Jednorazowy układ oddechowy do CPAP, z podgrzewanym ramieniem wdechowym, przystosowany do nawilżacza Fisher&Paykel model MR 850, z podłączeniem grzałki nawilżacza oraz czujnika temperatury; zawiera pomiarowy dren ciśnieniowy oraz generator z końcówkami donosowymi silikonowymi w trzech rozmiarach: małym – 4 mm, średnim – 4,5 mm, dużym – 5 mm; średnica wewnętrzna rur wynosi 10 mmmiarka.












Producent: VYAIRE /AH032+7772020LP

Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym do nawilżacza Fisher&Paykel MR850

Cechy charakterystyczne:

- samo napełniająca się z automatyczną regulacją poziomu wody,
- pływak konwekcyjny,
- dren do wody dł. 1,2 m,
- zacisk na drenie do wody,
- uniwersalna
- czas napełniania < 60 sek.,
- mikrobiologicznie czysta,
- jednorazowego użytku.




Producent: Besmed HC-7313

Maska nosowa łącząca generator z noworodkiem, kompatybilna z układem oddechowym oferowanym w poz. 1

Maska jest miękka i bardzo delikatna dla skóry noworodka, wykonana z silikonu. Jej kształt umożliwia właściwe dopasowanie do anatomii twarzy. Dostępne są cztery rozmiary oznaczone kolorami. Do ustalenia prawidłowego rozmiaru maski służy miarka.

Zalety stosowania maski nosowej:

- wywiera niewielki ucisk na skórę,
- ma małą przestrzeń martwą,
- zapewnia skuteczną eliminację CO₂, a więc także wentylację,
- umożliwia karmienie dziecka bez przerywania wentylacji,
- pozwala kontrolować stan i drożność nosa.



Maski nosowe	
777002XS	Maska nosowa mała XS, czerwona
777002S	Maska nosowa średnia S, zielona
7777002M	Maska nosowa średnia M, niebieska
777002L	Maska nosowa duża L, fioletowa
777002XL	Maska nosowa b. duża XL, biała


Producent: VYAIRE





Mocowanie/Czapeczka do zamocowania generatora

Czapeczka wykonana jest z bawełny, posiada trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży, można rozwiązać bez zdejmowania uzyskując dostęp do ciemiączka, z miarką.
Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały.






Czapeczka		Kolor	Długość cm	Szerokość cm	Obwód głowy
777010	Rozmiar 000	Biały	16	8,5	16-18 cm
777012	Rozmiar 00	Szary	16	9,5	18-20 cm
777014	Rozmiar 0	Różowy	16	10,5	20-22 cm
777016	Rozmiar 1	Brązowy	17	11,5	22-24 cm
777018	Rozmiar 2	Żółty	18	12,5	24-26 cm
777020	Rozmiar 3	Niebieski	19	13,5	26-28 cm
777022	Rozmiar 4	Złoty	20	14,5	28-30 cm
777024	Rozmiar 5	Zielony	21	15,5	30-32 cm
777026	Rozmiar 6	Burgund	22	16,5	32-34 cm
777028	Rozmiar 7	Pomarańczowy	23	17,5	34-36 cm


Producent: VYAIRE

Czujnik brzuszny oddechów do Viasys CPAP Infant Flow SiPAP

Brzuszny czujnik oddechów, do użytku z przetwornikiem, umożliwia monitorowanie bezdechu i wspomaganie wyzwalania w trybie BiPhasic. Pracuje na zasadzie kapsuły Gresby. Wyposażony jest w membranę do prowadzenia pomiarów oddechów pacjenta i przylepiec ułatwiający zamocowanie czujnika na stałe. Zakończony z jednej strony łącznikiem do interfejsu brzuszego czujnika oddechów. Długość drenu 1 m.




Producent: VYAIRE / V46734



Filtr bakteryjno-wirusowy

Filtr eliminuje drożdżki emitowane w trakcie terapii. Zakładany na rurę wydechową odchodzącą od generatora. Ma właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i wyciszające.

Opór przy przepływie 20L/min.	Przestrzeń martwa	Wydajność filtracji	Waga
0,9 cm H ₂ O/90 Pa	31 ml	>99,99%	13g



Producent: SUMI



