



designed for scientists



DT-50-M-gamma Komora homogenizująca, sterylna

/// Karta charakterystyki

Części składowe: Naczynie, jednostka homogenizująca, korek

Pojemność: 15 - 50 ml

Zastosowanie: Dyspergowanie, homogenizacja, rozrabianie zawiesin Inne zastosowania:

- podczas użytkowania można uzupełniać zawartość
- możliwość poboru próbek podczas pracy
- możliwość przygotowywania próbek w warunkach sterylnych
- konserwacja próbek (tkanek, krwi itd.) bez zakażenia drobnoustrojami



designed for scientists

Opakowanie zbiorcze: 10 szt.



designed for scientists

Dane techniczne

Ciężar [kg]	0.47
-------------	------