



DETRO® CID ENZYM

WYRÓB MEDYCZNY
KL.IIB CE 2195

**TRÓJENZYMATYCZNY PREPARAT DO JEDNOCZESNEGO
MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI MEDYCZNYCH,
ENDOSKOPÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH**

- ✓ Innowacyjne połączenie enzymów myjących z substancją dezynfekującą
- ✓ Aktywność wobec spor – 15 minut
- ✓ Wysoka kompatybilność materiałowa
- ✓ Do stosowania manualnego oraz w myjkach

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
LUB ETYKIETĄ. ULOTKA INFORMACYJNA PRZEZNACZONA
DLA UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO.**



PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Preparat Detro@cid Enzym przeznaczony jest do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, w tym endoskopów oraz wyrobów medycznych. Zalecany do stosowania w procesach manualnych oraz maszynowych. Dzięki innowacyjnemu połączeniu enzymów oraz substancji dezynfekujących zalecany jest do mycia i dezynfekcji endoskopów wszystkich marek. Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak krew, ropa, białka, tłuszcze. Jednocześnie zapobiega tworzeniu się biofilmu. Wykazuje szeroką kompatybilność materiałową z wyrobami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, polistyrenem, PVC, polikarbonem, ABS, silikonem, gumą, szkłem, porcelaną.

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Zakres skuteczności	Czas działania
bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy - 0.5%	15 min
bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy - 1%	15 min

STANDARDY BADAŃ

EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563, EN 14476, EN 13704

OPAKOWANIA

Produkt	REF	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Butelka 1l z dozow.	S-M.DET.1.0033	1000ml	6	8680097102546
Butelka 2l	S-M.DET.1.0024	2000ml	6	8680097100719
Kanister 5l	S-M.DET.1.0008	5000ml	4	8680097100511

PRODUCENT

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mah. Cemal Gürsel Cad. No:8,
34522 Kiraç, 34522 Esenyurt/İstanbul, Turcja

SKŁAD

Enzymy (amylaza, proteaza, lipaza),
Chlorek didecyldimetyloamoniowy,
N-(3-aminopropyl)-Ndodecylopropano-
1,3-diamina, BAC. Inhibitory korozji,
substancje pomocnicze

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Do pojemnika z czystą wodą dodać preparat Detro@cid Enzym.
2. Dla uzyskania 1L roztworu o stężeniu 0,5% dodać 5 ml koncentratu (tabela dozowania).
3. Dezynfekowane wyroby zanurzyć całkowicie w roztworze Detro@cid Enzym. Pozostawić w roztworze na czas 15 minut.
4. Po dezynfekcji narzędzia wyciągnąć oraz opłukać czystą wodą.
5. Osuszyć i przekazać do dalszej obróbki.
6. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki preparatu

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL.IIB CE 2195

Jesteśmy do Państwa dyspozycji,
aby udzielić kompleksowych informacji
na temat naszych produktów.

Prosimy o skontaktowanie się
z naszym działem handlowym w celu
uzyskania szczegółów.

Zadzwoń: 22 811 03 22
lub napisz: biuro@medilab.warszawa.pl



Medilab Sp. z o.o. Siedziba
ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa
☎ +48 22 811 03 22
✉ biuro@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl

Medilab Sp. z o.o. Magazyn
ul. Kłuszyńska 48, 30-499 Kraków
☎ +48 12 264 94 46
✉ logistyka@medilab.warszawa.pl
medilab.warszawa.pl