

ZESTAWIENIE BADAŃ – DETRO® CID ENZYM

Skuteczność bibójcza	Norma EN	Szczepy testowe	Warunki	Stężenie	Czas kontaktu
Bakteriobójczość	13727 14561	<i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>	brudne	0,5%	15 minut
Grzybobójczość	13624 14562	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus niger</i>	brudne	0,5%	15 minut
Prątkobójczość	14348 14563	<i>Mycobacterium terrae</i> <i>Mycobacterium avium</i>	brudne	0,5%	15 minut
Wirusobójczość	EN 14476 + A1	<i>Noro (MNV)</i> <i>Adeno</i> <i>Polio</i>	brudne	0,25%	15 minut
Sporobójczość	EN 13704	<i>Bacillus subtilis</i>	brudne	1%	15 minut