

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PIELUCHOMAJTKI

1. **Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar S** obwód pas/biodra od 55 cm do 80 cm (+/- 5 cm) o podwyższonej chłonności (minimum 2000g wg ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału.

2. **Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar M** obwód pas/biodra od 75 cm do 110 cm (+/- 5 cm) o podwyższonej chłonności (minimum 2850g wg ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału.

3. **Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar L** obwód pas/biodra od 105 cm do 150 cm (+/- 5 cm) o podwyższonej chłonności (minimum 3150g wg ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału.

4. **Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar XL** obwód pas/biodra od 130 cm do 170 cm (+/- 5 cm) o podwyższonej chłonności (minimum 3200g wg ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału.

5. **Pieluchomajtki tzw. nocne rozmiar XXL** obwód pas/biodra od 160 cm do 210 cm (+/- 5 cm) o podwyższonej chłonności (minimum 3200g wg ISO 11948-1), do stosowania u pacjentów z wysoką diurezą przy długiej przerwie między zmianami np. w nocy. Przeznaczone dla osób z inkontynencją moczu i kału.

Wymagane cechy i funkcje pieluchomajtek (dotyczy I poz. 1- 5):

- warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni produktu, minimalizująca ryzyko odparzeń skóry,
- podwójny anatomiczny wkład chłonny z superabsorbentem wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z dala od skóry.
- falbanki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom,
- dwa ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu) pozwalające na optymalne dopasowanie produktu,
- dwa wskaźniki wilgotności (nadrukowany tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, wskaźnik paskowy zmieniający kolor pod wpływem cieczy) pozwalające na optymalne kontrolowanie potrzeby zmiany produktu,
- oznaczenia umożliwiające szybką i jednoznaczną identyfikację poziomu chłonności-kolorem i oznaczenie rozmiaru indywidualnie na każdym produkcie.

- cztery elastyczne przyłepcorzepy, pozwalające na wielokrotne mocowanie i optymalne dopasowanie produktu.
- opakowanie po 30 sztuk (poz.1-4) , po 10 sztuk (poz. 5)

II.MAJTKI ELASTYCZNE CHŁONNE

1. **Majtki elastyczne chłonne rozmiar S** obwód pasa/bioder od 55 cm do 85 cm (+/- 5 cm) zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu, przeznaczone dla osób aktywnych ze średnią i ciężką inkontynencją moczu i kału o chłonności minimalnej 1200g wg ISO 11948-1
2. **Majtki elastyczne chłonne rozmiar M** obwód pasa/bioder od 80 cm do 110 cm (+/- 5 cm) zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu, przeznaczone dla osób aktywnych ze średnią i ciężką inkontynencją moczu i kału o chłonności minimalnej 1300g wg ISO 11948-1.
3. **Majtki elastyczne chłonne rozmiar L** obwód pasa/bioder od 100 cm do 135 cm (+/- 5 cm) zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu, przeznaczone dla osób aktywnych ze średnią i ciężką inkontynencją moczu i kału o chłonności minimalnej 1450g wg ISO 11948-1.
4. **Majtki elastyczne chłonne rozmiar XL** obwód pasa/bioder od 120 cm do 160 cm (+/- 5 cm) zakładane jak bielizna, rozrywane szwy boczne ułatwiające ściąganie zużytego produktu, przeznaczone dla osób aktywnych ze średnią i ciężką inkontynencją moczu i kału o chłonności minimalnej 1550g wg ISO 11948-1.

Wymagane cechy i funkcje majtek elastycznych chłonnych (dotyczy II poz. 1-4):

- elastyczne na całym obwodzie optymalnie dopasowująca się do kształtu ciała,
- wkład chłonny z superabsorbentem wiążącym wilgoć wewnątrz wkładu chłonnego utrzymując ją z daleka od skóry, warstwą rozpraszającą wilgoć po wkładzie chłonnym, optymalizując chłonność produktu.
- wskaźnik wilgotności informujący o potrzebie zmiany produktu,
- oznaczenie umożliwiające identyfikację produktu i rozmiaru indywidualnie na każdym produkcie.
- warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna na całej powierzchni minimalizująca ryzyko odparzeń skóry.
- pakowane po 10/30 sztuk.

III. WKŁADKI UROLOGICZNE

1. Wkładki urologiczne (anatomiczne), chłonność minimum 450g wg ISO 11948-1, przeznaczone dla kobiet z lekką i średnią inkontynencją. Anatomiczny kształt, warstwa izolacyjna zewnętrzna paroprzepuszczalna , superabsorbent wiążący wilgoć i neutralizujący

zapach, pasek z klejem do mocowania na bieliźnie. Rozmiar – długość wkładki 30 cm (+/- 3 cm). Opakowania po 10/15 sztuk.

2. Wkładki urologiczne (anatomiczne), chłonność minimum 750g wg ISO 11948-1, przeznaczone dla kobiet z lekką i średnią inkontynencją. Anatomiczny kształt, warstwa zewnętrzna izolacyjna paroprzepuszczalna, hydrofobowe falbanki boczne zapobiegające wyciekom, superabsorbent wiążący wilgoć i neutralizujący zapach, pasek z klejem do mocowania na bieliźnie. Rozmiar – długość wkładki 39 cm (+/- 3 cm). Opakowanie po 10/15 sztuk.

IV. PODPASKI

1. Podpaski – podpaski tradycyjne o regularnym kształcie, pokryte miękką włókniną zapewniającą skuteczną ochronę bielizny, jednocześnie umożliwiającą swobodny przepływ powietrza i nie podrażniającą skóry. Grubość 6,5 – 8 mm. Produkt o wysokiej chłonności, stabilny pasek klejący uniemożliwiający przesuwanie podpaski. Rozmiar Normal. Opakowanie po 20 sztuk.