



# Zgłębnik gastrostomijny danumed® GastroTube



ENSwivel



90° danuPlate



danuClip\*

**Nowy zoptymalizowany projekt produktu**

## Zgłębnik gastrostomijny z balonem retencyjnym do długotrwałego żywienia dojelitowego

Zapewnia najwyższy komfort dla pacjenta i jeszcze większą łatwość użytkowania:

- Nowość!** Innowacyjne złącze obrotowe ENSwivel® do łatwego łączenia i rozłączania połączeń ENFit® bez skręcania zgłębnika.
- Nowość!** 90° danuPlate – miękka zewnętrzna płytką z kątem 90° dla bezpiecznego i dyskretnego mocowania.
- Nowość!** danuClip – zacisk do rurki, zapobiega cofaniu się treści pokarmowej/żołądkowej\*. (\*Dostępny jako osobny produkt, sprawdź kod produktu na ostatniej stronie.)

### KOMFORT

- Zapewnia najwyższy komfort dla pacjenta dzięki miękkiemu, elastycznemu silikonowi
- Złącze obrotowe ENSwivel® we wszystkich zakończeniach ENFit®
- 90° danuPlate – strukturalna konstrukcja zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza w obszarze stomii
- danuClip – praktyczny, prosty i szybki w użyciu\*
- Szeroki wybór rozmiarów od CH 12 do CH 24 dla indywidualnego i idealnego dopasowania
- Zawór do napełniania balonu ze złączem Luer, z kodowaniem kolorystycznym zgodnie z rozmiarem Fr.
- Oznaczenie długości w cm wzdłuż zgłębnika
- Objętość balonu oznaczona na trzonie zgłębnika
- Dodatkowe akcesoria dołączane do każdego zgłębnika: opakowanie lubrykantu ułatwiającego zakładanie oraz strzykawka Ballon danumed® 10ml luer do napełniania balonika retencyjnego



### BEZPIECZEŃSTWO

- Rurka zgłębnika do żywienia zastępczego wykonana z wysokiej jakości silikonu klasy medycznej
- Nie zawiera: LATEKSU, PVC, FTALANÓW (DEHP), BISFENOLU A (BPA)
- Płaska, zaokrąglona końcówka umożliwia atraumatyczne wprowadzanie
- Zagłębione ujście balonu zapobiega urazom
- Wewnętrzny balon retencyjny charakteryzuje się wysoką stabilnością dla długiego użytkowania, bezpiecznego mocowania i uniknięcia wycieków
- Złącza ENFit® zgodne z normą EN ISO 80369-3 zapobiegają błędnym połączeniom przewodów z innymi systemami
- Dostępne z połączeniami ENFit® i Y-ENFit®
- Widoczny w promieniach RTG pasek wzdłuż całego trzonu

## Łatwa obsługa i bezpieczne, dyskretne mocowanie zgłębnika za pomocą płytki danuPlate 90°:



Zgłębnik danumed® GastroTube dostępny jest ze złączem ENFit® oraz Y-ENFit®  
Dostarczany w zestawie z lubrykantem i strzykawką Ballon danumed® 10 ml luer.



| Kod produktu | Opis produktu  | Rozmiar w skali Fr | Sztuk/opakowanie | Nie zawiera LATEKSU | Nie zawiera PVC | Nie zawiera DEHP | Nie zawiera BPA |
|--------------|--|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| DA 1044 0112 | danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®   | 12                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0114 | danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®   | 14                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0116 | danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®   | 16                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0118 | danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®   | 18                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0120 | danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®   | 20                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0122 | danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®   | 22                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0124 | danumed® GastroTube ze złączem ENFit® i systemem ENSwivel®   | 24                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0212 | danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel® | 12                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0214 | danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel® | 14                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0216 | danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel® | 16                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0218 | danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel® | 18                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0220 | danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel® | 20                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0222 | danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel® | 22                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0224 | danumed® GastroTube ze złączem Y-ENFit® i systemem ENSwivel® | 24                 | 1 sztuka         | ●                   | ●               | ●                | ●               |
| DA 1044 0700 | zacisk danuClip  | --                 | 15 sztuk         | ●                   | ●               | ●                | ●               |

Każdy zgłębnik danumed® GastroTube jest pakowany pojedynczo, sterylnie. Zgłębnik danumed® GastroTube jest pakowany w sterylnym opakowaniu typu peel-pouch. Każdy zgłębnik zapakowany jest w osobnym pudełku wraz z lubrykantem i sterylną strzykawką Ballon danumed® 10 ml luer. 10 sztuk w kartonie zbiorczym.

## Produkty powiązane z danumed® GastroTubes:



Strzykawki enteralne danumed®, jednorazowe i dla jednego pacjenta



zestawy danumed® do żywienia metodą grawitacyjną (Gravity Spike, Gravity Universal) oraz worek danumed® do żywienia metodą grawitacyjną (Gravity FeedBag)

danumed Medizintechnik GmbH – Indywidualne rozwiązania są naszym standardem.



danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany  
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81  
info@danumed.com • www.danumed.com