

SZWY CHIRURGICZNE  
**KATALOG**

D E M E T E C H Corporation USA 2018



Autoryzowany dystrybutor w Polsce:

**Bialmed \***

[www.bialmed.com](http://www.bialmed.com)



D E M E T E C H Corporation USA




„Firma godna zaufania w medycynie”

DemeTech Corporation jest światowej sławy liderem w dziedzinie szwów i ostrzy chirurgicznych, który dąży do umocnienia relacji lekarz-pacjent poprzez ciężką pracę, poświęcenie i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i innowacji.

Główna siedziba znajduje się w Miami na Florydzie, a oddziały firmy można znaleźć na całym świecie.

DemeTech to wyjątkowa korporacja, która wykorzystuje technologię nowej generacji, aby sprostać rosnącym wymaganiom współczesnego świata. Nasza jakość jest stale potwierdzana przez: wysoki popyt i wysoki współczynnik wykorzystania na całym świecie, rejestrację i infrastrukturę na wszystkich kontynentach oraz certyfikację wydaną przez trzy główne władze medyczne FDA, CE i ISO. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu w efektywne działanie DemeTECH jest w stanie zapewnić szwy najwyższej jakości przy niższych i bardziej rozsądnych kosztach. Tak więc, mając przed sobą kwitnącą przyszłość, DemeTECH nie widzi granic swojego sukcesu i pragnie włączyć Was w tę podróż ku lepszej przyszłości.



## DemeTech Corporation

14175 NW 60th Ave.

Miami Lakes, FL, 33014

Stany Zjednoczone Ameryki

Telefon: (305) 824 1048


Faks: (305) 437 7607


email: [info@demetech.us](mailto:info@demetech.us)

Strona internetowa: [www.demetech.us](http://www.demetech.us)

## INDEKS

- 2 Informacje o firmie
- 3 Certyfikaty jakościowe
- 4 DemeTRACK
- 5 Quick Release
- 6 Warunki techniczne
- 7 Przewodnik po kodzie produktu
- 8 **DemeSORB™**  
Kwas Poliglikolowy
- 25 **DemeDIOX™**  
Polidioksanon
- 36 **DemeCRYL™**  
Poliglaktyna 910
- 55 **DemeGUT PLAIN™**  
Zwykły katgut
- 62 **DemeQUICK™**  
Nici Szybkowchłaniające
- 70 **DemeGUT™**  
Katgut chromowy
- 81 **DemeCAPRONE™**  
Poliglekapon 25
- 91 **DemeLON™**  
Nylon Monofilament
- 103 **DemeLENE™**  
Polipropylen
- 119 **DemeLON MULTI™**  
Nylon Multifilament
- 123 **DemeBOND™**  
Poliester Pleciony
- 133 **DemeDAC™**  
Poliester Pleciony niepowlekany
- 136 **DemeSILK™**  
Jedwab
- 148 **DemeSTEEL™**  
Stal chirurgiczna
- 153 **DemeWAX™**  
Wosk kostny
- 154 **DemeMESH™**  
Siatka polipropylenowa








**DemeTech Corporation  
jest światowej sławy liderem  
w dziedzinie szwów chirurgicznych**

Firma DemeTECH Corporation wykorzystuje wysokiej jakości igły ze stali nierdzewnej, aby zapewnić wyjątkową wytrzymałość i plastyczność każdego szwu.


Każda partia szwów DemeTECH przechodzi rygorystyczne testy, gwarantujące najwyższą jakość produktów.

DemeTECH Corporation jest to firma produkująca szwy z możliwością wytwarzania milionów niestandardowych kombinacji materiałów, dzięki czemu jest w stanie w pełni dostosować się do indywidualnych potrzeb.

DemeTECH może dostosować niemal każdy produkt, dając użytkownikom końcowym ogromną elastyczność podczas projektowania własnych niestandardowych szwów specyficznych dla potrzeb klienta.




# Certyfikaty jakościowe przyznane firmie DemeTech.



# DemeTRACK®




Przedstawiamy innowacyjne opakowanie firmy DemeTECH



Opakowanie DemeTRACK firmy DemeTECH jest dostępne dla:

- ▲ szwów monofilamentowych,
- ▲ szwów multifilamentowych,
- ▲ szwów krótszych niż 150 cm,
- ▲ szwów z pojedynczą igłą,
- ▲ szwów z podwójnymi igłami.



Opakowanie DemeTRACK redukuje efekt pamięci nici występujący w przypadku szwów monofilamentowych.



DemeTRACK  
w papierowej saszetce



Otwórz saszetkę  
i przenieś DemeTRACK  
na sterylne podłoże

Powyższa ilustracja przedstawia porównanie zredukowanego efektu pamięci nici standardowego szwu zapakowanego w opakowanie DemeTRACK firmy DemeTECH oraz takiego samego szwu zapakowanego w konwencjonalne opakowanie.



Swobodnie wyjmij igłę za pomocą  
imała chirurgicznego




Delikatnie wyjmij szew  
z opakowania DemeTRACK

## QUICK RELEASE




*Pozwala na błyskawiczne odłączenie igły od nici.*

Iglę należy mocno trzymać w imadle, a szew mocno uchwycić tuż poniżej igły, naciągając nić.



Igła jest uwalniana prostym pociągnięciem imadła chirurgicznego.




Chirurdzy uważają, że ta technika jest prostsza niż przecięcie nici nożyczkami po każdym przejściu. Jednakże czas potrzebny na nawlekanie powoduje znaczne straty drogiego czasu na sali operacyjnej.

Gama produktów QUICK RELEASE firmy DemeTech oferuje następujące zalety:


- ▲ Proste pociągnięcie imadła powoduje odłączenie igły.
- ▲ Możliwe zastosowanie do szerokiej gamy procedur, takich jak przerywane techniki szycia.
- ▲ QUICK RELEASE skraca czas szycia, co może skrócić całkowity czas zabiegu.
- ▲ Można zamówić dla dowolnego materiału do szycia/kombinacji.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


### TYPY IGIEŁ




Igła okrągła




Igła okrągła Plus (rozwarstwiająca)




Igła tnąca zakrzywiona




Igła odwrotnie tnąca




Odwrotnie tnąca kosmetyczna PRIME  
\* Kosmetyczna konwencjonalnie tnąca PRIME




Igła okrągło-tnąca




Igła odwrotnie tnąca  
typu Micropoint




Szpatułka z mikroostrzem




CC - V



Szpatułka CSU




Igła tępą Blunt Point




Igła czarna DemeBlack

### DŁUGOŚĆ IGIEŁ


KOŁA




KOŁA



KOŁA



KOŁA



PROSTA



HACZYKOWATA



# PRZEWODNIK PO KODZIE PRODUKTU


Typ nici	Długość nici	Kolor nici	Średnica nici	Długość igły	Zakrzywienie igły	Przekrój
<b>DemeSORB™</b> Kwas Poliglikolowy	45 cm	Srebrny	11/0	3,5	Prosta	Okrągła
<b>DemeDIOX™</b> Polidloksan	75 cm	Brazowy	10/0	4	Prosta LOOP (pętla)	Okrągła wzmocniona
<b>DemeCRYL™</b> Poliglaktyna 910	100 cm	Beżowy	9/0	5	Prosta (podwójna)	Tnąca zakrzywiona
<b>DemeGUT PLAIN™</b> Zwykły katgut	125 cm	Zielony	8/0	6	1/2 kola	Tnąca zakrzywiona wzmocniona
<b>DemeQUICK™</b> Nici Szybkowchłaniające	150 cm	Biały	7/0	6,5	1/2 kola LOOP (pętla)	Odwrotnie tnąca
<b>DemeGUT™</b> Katgut chronowy	60 cm	Czarny	6/0	7	1/2 kola (podwójna)	Odwrotnie tnąca wzmocniona
<b>DemeCAPRONE™</b> Poliglekapon 25	13 cm	Bezbarwny	5/0	8	1/4 kola	Okrągło-tnąca
<b>DemeLENE™</b> Polipropylen	30 cm	Fioletowy	4/0	9	1/4 kola LOOP (pętla)	Szpatulka z mikroostrzem
<b>DemeLON™</b> Nylon Monofilament	50 cm	Niebieski	3/0	10	1/4 kola (podwójna)	Szpatulka SBR
<b>DemeBOND™</b> Poliolester Pleciony	90 cm	Kość słoniowa	2/0	11	3/8 kola	Szpatulka konwencjonalna
<b>DemeSTEEL™</b> Stal chirurgiczna	70 cm	Różowy	0	12	3/8 kola LOOP (pętla)	Szpatulka CSU
	120 cm	Biały/Niebieski	1	13	3/8 kola (podwójna)	Kosmetyczna konwencjonalnie tnąca PRIME
	180 cm		2	14	5/8 kola	Kosmetyczna odwrotnie tnąca PRIME
	20 cm		3	15	5/8 kola LOOP (pętla)	Odwrotnie tnąca z precyzyjnym ostrzem
	200 cm		4	16	5/8 kola (podwójna)	Odwrotnie tnąca z mikroostrzem
	135 cm		5	17	Pętla okrągła	Tępa Blunt Point
	76 cm		6	18	Igła haczykowata	SLIM BLADE
	140 cm		7	19	Progresywnie zakrzywiona	Okrągła SLIM BLADE
	250 cm		8	20	Progresywnie zakrzywiona (podwójna)	Odwrotnie tnąca SLIM BLADE
	80 cm		9	22	Igła laparoskopowa	Okrągło-tnąca wzmocniona
	25 cm		10	23		Tnąca Prime
	300 cm		11	24		CC
	500 cm		12	25		Tępa Blunt Point wzmocniona
	40 cm		13	26		Okrągła PLUS (rozwarstwiająca)
	185 cm		14	27		Okrągła PLUS (rozwarstwiająca) wzmocniona
	68 cm		15	28		Okrągła PLUS (rozwarstwiająca) SLIM BLADE
	8 cm		16	29		Igła okrągła super wzmocniona
	220 cm		17	30		Igła czarna DemeBlack VB
	15 cm		18	VB		

**CC1122036B0P**  
Kod produktu (Przykład)

# DemeBOND™

Pleciony poliester

## Szwy poliestrowe DemeTech



Szew poliestrowy DemeTech to niewchłaniały sterylny szew chirurgiczny wykonany z poli (tereftalanu etylenu). DemeTech równomiernie powleka szwy poliestrowe silikonem, zapewniając poprawę właściwości fizycznych szwu. Wysokiej jakości materiały, w połączeniu z precyzyjnymi mechanizmami splotu prawie całkowicie eliminują pooperacyjne występowanie fragmentów szwu w tkance.

### Charakterystyka szwów poliestrowych DemeTech:

- powlekany poliester pozwala na łatwiejsze przejście splecionych pasm przez tkankę powodując bardziej płynne użytkowanie i mniej podrażnień,
- występują jedynie minimalne pęknięcia, co eliminuje konieczność usuwania po operacji drażniących fragmentów szwów,
- zapewniają doskonałą giętkość (plastyczność),
- doskonałe właściwości manipulacyjne,
- dobre właściwości ściągające,
- barwione dla dobrej widoczności w polu operacyjnym.

Niezmienna

Wytrzymałość

Multifilament



zielony

biały

Materiał

Szew

niewchłaniały

Profil absorpcji

# DemeBOND™









## Okragła 1/2 koła

Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	3/0	4/0
26 mm	DSH	zielony	75 cm	PB240126B0P	PB240026B0P	PB242026B0P	PB243026B0P	<u>Poz. 1</u> PB244026B0P
			90 cm	PB1040126B0P	PB1040026B0P	PB1042026B0P	PB1043026B0P	PB1044026B0P
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	3/0	
30 mm	DSH	zielony	75 cm	PB240130B0P	PB240030B0P	<u>Poz. 2</u> PB242030B0P	PB243030B0P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0		
36 mm	DCT-1	zielony	75 cm	PB240136B0P	PB240036B0P	PB242036B0P		
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2	1	0		
40 mm	DCT	zielony	75 cm	PB240240B0P	PB240140B0P	PB240040B0P		
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0			
48 mm	DCTX	zielony	75 cm	PB240148B0P	PB240048B0P			
Okragła 1/2 koła (podwójna)								
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	4/0	5/0			
13 mm	DRB-2	zielony	60 cm	PB644013C0P	PB645013C0P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	3/0	4/0	5/0	
17 mm	DRB-1	zielony	60 cm		PB643017C0P		PB645017C0P	
			75 cm	PB242017C0P	PB243017C0P	PB244017C0P	PB245017C0P	
			90 cm	PB1042017C0P	PB1043017C0P	PB1044017C0P	PB1045017C0P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	4/0			
20 mm	DSH-2	biały	75 cm	PB252020C0P				
		zielony	75 cm	PB242020C0P	PB244020C0P			
			90 cm	PB1042020C0P	PB1044020C0P			



**DemeTECH** "A Trusted Name in Medicine"

















DemeBOND™

















Bez igły												
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	5	3	2	1	0	2/0	3/0	4/0	5/0
		zielony	6x45 cm					PB6x1400				
			12x45 cm						PB12x1420	PB12x1430	PB12x1440	PB12x1450
			13x60 cm			PB13x6402	PB13x6401	PB13x6400	PB13x6420	PB13x6430	PB13x6440	
			6x75 cm					PB6x2400				
			12x75 cm						PB12x2420	PB12x2430	PB12x2440	
			150 cm			<u>PB5402</u>	PB5401	PB5400	PB5420	PB5430		
			180 cm	PB13405	PB13403	PB13402	PB13401	PB13400	PB13420	PB13430		
			250 cm		PB19403	PB19402	PB19401	PB19400	PB19420	PB19430		
CC 3/8 koła (podwójna)												
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	5/0					6/0			
 13 mm	DCC-1 	zielony	75 cm	PB245013G22M					PB246013G22M			
			90 cm	PB1045013G22M					PB1046013G22M			
Szpatułka konwencjonalna 1/4 koła (podwójna)												
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	4/0				5/0		6/0		
 8 mm	DS-14 	biały	45 cm	PB15400,8E9P				PB15500,8E9P				
		zielony						PB14500,8E9P		PB14600,8E9P		
Tnąca zakrzywiona 1/2 koła												
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	5								
 48 mm	DCCS 	zielony	4x75 cm	PB4x240548B2P								
Tnąca zakrzywiona 3/8 koła												
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1					2/0			
 90 mm  *Nie zachowano skali	DCKP-3 	zielony	2x50 cm	PB2x940190F2P								
			100 cm	PB340190F2P					PB342090F2P			



**DemeTECH** "A Trusted Name in Medicine"









Pleciony poliester

Odwrótnie tnąca 3/8 koła							
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0			
26 mm 	DFS 	zielony	45 cm	PB142026F4P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	5	2		
75 mm  <small>*Nie zachowano skali</small>	DLR 	zielony	50 cm	PB940575F4P	PB940275F4P		
Odwrótnie tnąca 3/8 koła (podwójna)							
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	5	2		
75 mm  <small>*Nie zachowano skali</small>	DLR 	zielony	75 cm	PB240575G4P	PB240275G4P		
Odwrótnie tnąca prosta							
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	3/0		
60 mm 	DKS 	zielony	75 cm	PB242060A4P	PB243060A4P		
Okrągła 1/2 koła							
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	4/0	6/0	
13 mm 	DRB-2 	zielony	75 cm	PB242013B0P	PB244013B0P	PB246013B0P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	3/0	4/0	5/0
17 mm 	DRB-1 	zielony	45 cm		PB143017B0P	PB144017B0P	PB145017B0P
			75 cm	PB242017B0P	PB243017B0P	PB244017B0P	PB245017B0P
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	3/0		
20 mm 	DSH-2 	zielony	75 cm	PB242020B0P	PB243020B0P		
			90 cm	PB1042020B0P	PB1043020B0P		
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0			
22 mm 	DSH-1 	zielony	75 cm	PB242022B0P			

Okragła 1/2 koła								
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	3/0	4/0
 26 mm	 DSH	zielony	75 cm	PB240126B0P	<u>Poz. 3</u> PB240026B0P	PB242026B0P	<u>Poz. 14</u> PB243026B0P	PB244026B0P
			90 cm	PB1040126B0P	PB1040026B0P	PB1042026B0P	PB1043026B0P	PB1044026B0P
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	3/0	
 30 mm	 DSH	zielony	75 cm	PB240130B0P	PB240030B0P	<u>Poz. 18</u> PB242030B0P	<u>Poz. 17</u> PB243030B0P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	3/0	
 36 mm	 DCT-1	zielony	75 cm	PB240136B0P	PB240036B0P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2	1	0		
 40 mm	 DCT	zielony	75 cm	PB240240B0P	PB240140B0P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0			
 48 mm	 DCTX	zielony	75 cm	PB240148B0P				
Okragła 1/2 koła (podwójna)								
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	4/0	5/0			
 13 mm	 DRB-2	zielony	60 cm	PB644013C0P	PB645013C0P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	3/0	4/0	5/0	
 17 mm	 DRB-1	zielony	60 cm		PB643017C0P		PB645017C0P	
			75 cm	PB242017C0P	PB243017C0P	PB244017C0P	PB245017C0P	
			90 cm	PB1042017C0P	PB1043017C0P	PB1044017C0P	PB1045017C0P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	4/0			
 20 mm	 DSH-2	biały	75 cm	PB252020C0P				
		zielony	75 cm	PB242020C0P		PB244020C0P		
			90 cm	PB1042020C0P		PB1044020C0P		






Długość igły	Przekrój	Zakrzywienie igły	Długość nici	USP	Kod
Bez igły					
			10x60 cm	3/0	por. 1 PB10x6430
			5x45 cm	4/0	por. 5 PB5x1440
			5x45 cm	3/0	por. 6 PB5x1430
			3x45 cm	2/0	por. 7 PB3x1420
			5x45 cm	2/0	por. 8 PB5x1420
			3x45 cm	0	por. 9 PB3x1400
			2x75 cm	0	por. 10 PB2x2400
			10x60 cm	2/0	por. 12 PB10x6420
Okrągła wzmocniona (odczepiana) 1/2 koła					
 26 mm		1/2 koła	4x45 cm	0	por. 4 PB4x140026B1QR
Okrągła 1/2 koła					
 22 mm		1/2 koła	75 cm	3/0	por. 13 PB243022B0P
 26 mm		1/2 koła	120 cm	0	por. 16 PB1240026B0P
Okrągło-tnąca 1/2 koła					
 45 mm		1/2 koła	4x75 cm	2	por. 2 PB4x240245B6P







Pakiet 3

# DemeBOND™

Pleciony poliester



**DemeTECH**  
"A Trusted Name in Medicine"

Długość igły	Przekrój	Zakrzywienie igły	Długość nici	USP	Kod
Okrągło-tnąca progresywnie zakrzywiona					
 24 mm		Progresywnie zakrzywiona	120 cm	2/0	<i>por. 19</i> PB1242024L6P
Odwrotnie tnąca wzmocniona 1/2 koła					
 40 mm		1/2 koła	75 cm	2	<i>por. 20</i> PB240240B5P
Odwrotnie tnąca 1/2 koła					
 48 mm		1/2 koła	75 cm	2	<i>por. 21</i> PB240248B4P

DEMETECH CORPORATION USA

5980 Miami Lakes Dr. Miami Lakes, FL 33014  
Phone: (305) 824 1048 - Fax: (305) 437-7607  
Email: [info@demetech.us](mailto:info@demetech.us)  
Website: [www.demetech.us](http://www.demetech.us)

All rights reserved, technical alterations are possible. No part may be copied or reproduced in any form. In case of misuse we retain the right to recall our catalogues and pricelists and to take legal action.

# DemeCRYL™

Poliglaktyna 910


## Szwy z Poliglaktyny 910 DemeTech



Szew Poliglaktyna 910 DemeTECH jest syntetycznym, wchłanialnym, sterylnym szwem chirurgicznym złożonym z kopolimerów wykonanych z 90% glikolidu i 10% L-laktydu. Wzór chemiczny Poliglaktyny 910 DemeTECH to  $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$ . Badania kliniczne wykazały, że po dwóch tygodniach pozostało około 75% wytrzymałości początkowej Poliglaktyny 910 DemeTECH, a po czterech tygodniach pozostało około 25% wytrzymałości Poliglaktyny 910 DemeTECH. Stwierdzono również, że Poliglaktyna 910 firmy DemeTECH jest nieantygenowa i wywołuje jedynie łagodną reaktywność tkanek podczas procesu absorpcji. Szwy DemeTECH Poliglaktyna 910 są dostępne w wersji bezbarwnej oraz w kolorze fioletowym.

### Charakterystyka szwów DemeTech Poliglaktyna 910:

- Poliglaktyna 910 jest powlekana w celu uzyskania gładszego syntetycznego wchłanialnego szwu, który przejdzie łatwo przez tkankę.
- Szwy powlekane Poliglaktyna 910 zapewniają:
  - łatwe przejście przez tkankę,
  - precyzyjne umiejscowienie węzła,
  - płynne wiązanie,
  - zmniejszoną tendencję do podrażniania tkanki,
  - większą wytrzymałość na rozciąganie,
  - dłuższy okres wchłaniania.
- Po 3 tygodniach po operacji, według badań klinicznych, szwy DemeTECH Poliglaktyna 910 nadal zachowują około 50% swojej wytrzymałości na rozciąganie.



Wytrzymałość

#### Multifilament



fioletowy    bezbarwny











Materiał















Całkowita  
absorbpcja

56 ► 70 dni

Profil absorpcji

Poliglaktyna 910

Bez igły										
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2	1	0	2/0	3/0	4/0	5/0
		bezbarwny	3x45 cm			G3x1700	G3x1720	G3x1730	G3x1740	
		fiolet	3x45 cm	G3x1802	G3x1801	G3x1800	G3x1820	G3x1830	<u>G3x1840</u>	
			6x45 cm	G6x1802	G6x1801	G6x1800	G6x1820	G6x1830	G6x1840	
		bezbarwny	6x45 cm		G6x1701	G6x1700				
		fiolet	12x45 cm	G12x1802	G12x1801	G12x1800	G12x1820	G12x1830	G12x1840	
		bezbarwny	12x45 cm		G12x1701	G12x1700	G12x1720	G12x1730	G12x1740	
		fiolet	135 cm	G16802	G16801	G16800	G16820	G16830	G16840	
		bezbarwny	135 cm			G16700	G16720	G16730	G16740	G16750
		fiolet	150 cm	G5802	G5801	G5800	G5820	G5830	G5840	G5850
Tępa Blunt Point 1/2 koła										
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0			3/0			
26 mm 	DSHB 	bezbarwny	75 cm	G272026B16P			G273026B16P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0						
31 mm 	DMHB-1 	fiolet	75 cm	G282031B16P						
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	3/0			
36 mm 	DCTB-1 	fiolet	75 cm	G280136B16P	G280036B16P	G282036B16P	G283036B16P			
		bezbarwny		G270136B16P	G270036B16P	G272036B16P	G273036B16P			
			90 cm	G1070136B16P	G1070036B16P	G1072036B16P	G1073036B16P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1			0			
40 mm 	DCTB 	fiolet	75 cm	G280140B16P			G280040B16P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2			1			
45 mm 	DBT-3 	fiolet	75 cm	G280245B16P			G280145B16P			
			90 cm	G1080245B16P			G1080145B16P			

Okrągło-tnąca 1/2 koła							
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0		3/0	
26 mm 	DV-7 	fiolet	75 cm	G282026B6P		G283026B6P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	
30 mm 	DV-30 	fiolet	75 cm	G280130B6P	G280030B6P	G282030B6P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	3/0
36 mm 	DV-34 	fiolet	75 cm	G280136B6P	G280036B6P	G282036B6P	G283036B6P
			90 cm	G1080136B6P	G1080036B6P	G1082036B6P	G1083036B6P
		bezbarny				G1072036B6P	G1073036B6P
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1	0	2/0	
40 mm 	DV-37 	bezbarny	75 cm		G270040B6P	G272040B6P	
		fiolet	75 cm	G280140B6P	G280040B6P	G282040B6P	
			90 cm	G1080140B6P	G1080040B6P	G1082040B6P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2	1	0	2/0
45 mm 	DV-39 	fiolet	75 cm	G280245B6P	G280145B6P	G280045B6P	G282045B6P
			90 cm	G1080245B6P	G1080145B6P	G1080045B6P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2	1	0	
48 mm 	DV-40 	fiolet	75 cm		G280148B6P	G280048B6P	
			90 cm	<u>Poz. 4</u> G1080248B6P	G1080148B6P	G1080048B6P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1		0	
80 mm 	DV-80 	fiolet	75 cm	G280180B6P		G280080B6P	
* Nie zachowano skali							

\*Nie zachowano skali







Pakiet 6

# DemeCRYL™

Poliglaktyna 910



**DemeTECH®**  
"A Trusted Name in Medicine"

Długość igły	Przekrój	Zakrzywienie igły	Długość nici	USP	Kod
Okragła 3/8 koła					
22 mm 		3/8 Koła	75 cm	2/0	<i>poz. 2</i> G282022F0P
18 mm 		3/8 Koła	75 cm	4/0	<i>poz. 3</i> G284018F0P

DEMETECH CORPORATION USA

DemeTECH™ Corporation

5980 Miami Lakes Dr, Miami Lakes, FL 33014

Phone: (305) 824 1048 - Fax: (305) 437-7607

Email: [info@demetech.us](mailto:info@demetech.us)

Website: [www.demetech.us](http://www.demetech.us)

All rights reserved, technical alterations are possible. No part may be copied or reproduced in any form. In case of misuse we retain the right or recall our catalogues and pricelists and to take legal action.

# DemeLON™

Szew nylonowy (Monofilament)

## Szwy nylonowe DemeTech



Szew nylonowy DemeTech jest niewchłaniałym, sterylnym szwem chirurgicznym wykonanym z długołańcuchowego polimeru alifatycznego Nylon 6.6. Szwy nylonowe DemeTech są dostępne w kolorze czarnym lub niebieskim, barwione barwnikiem wymienionym na liście FDA [Agencja Żywności i Leków USA]. Po tym procesie następuje zwykle stopniowe zamykanie szwu przez włóknistą tkankę łączną.



### Charakterystyka szwów nylonowych DemeTech:

- łatwe przechodzenie przez tkanki dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia,
- minimalna reaktywność tkanek,
- doskonała elastyczność,
- znakomite do zamykania skóry,
- mała średnica USP została przewidziana specjalnie do zabiegów mikrochirurgicznych i okulistycznych

Stopniowa utrata  
wytrzymałości  
w czasie

Wytrzymałość

Monofilament

















czarny bezbarwny niebieski













Materiał

Szew  
niewchłaniający

Profil absorpcji

Szew nylonowy

Odwrotnie tnąca 1/2 koła								
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2	1	0		
 40 mm	 DCP	czarny	75 cm	NL260240B4P	NL260140B4P	NL260040B4P		
			100 cm			NL360040B4P		
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0				
 45 mm	 DCP45	niebieski	90 cm	NL1092045B4P				
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	1				
 48 mm	 DCPX	czarny	100 cm	NL360148B4P				
Odwrotnie tnąca 3/8 koła								
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	5/0	6/0			
 12 mm	 DC-2	niebieski	45 cm	NL195012F4P	NL196012F4P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	4/0	5/0	6/0		
 13 mm	 DC-3	czarny	25 cm			NL2166013F4P		
		niebieski	45 cm	NL164013F4P	NL165013F4P	NL166013F4P		
					NL195013F4P			
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	3/0	4/0	5/0	6/0	
 16 mm	 DFS-3	niebieski	45 cm			NL195016F4P	NL196016F4P	
		czarny			NL164016F4P	NL165016F4P	NL166016F4P	
		niebieski	75 cm	NL293016F4P	NL294016F4P	NL295016F4P	NL296016F4P	
		czarny			NL264016F4P	NL265016F4P	NL266016F4P	
				90 cm		NL1064016F4P	NL1065016F4P	NL1066016F4P
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
 19 mm	 DFS-2	niebieski	45 cm		NL193019F4P	<u>NL194019F4P</u>	NL195019F4P	
		czarny		NL162019F4P	NL163019F4P	NL164019F4P	NL165019F4P	
		niebieski	75 cm	NL262019F4P	NL263019F4P	NL264019F4P	NL265019F4P	NL166019F4P
				<u>NL1092019F4P</u>	<u>NL293019F4P</u>	NL294019F4P		NL296019F4P
		czarny	90 cm		NL1063019F4P	NL1064019F4P	NL1065019F4P	

Odwrotnie tnąca 3/8 koła								
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	3/0	4/0		
 24 mm	DFS-1 	niebieski	45 cm		NL193024F4P			
		czarny		NL162024F4P	NL163024F4P	NL164024F4P		
		niebieski	75 cm	NL262024F4P <i>por. 7</i> <u>NL292024F4P</u>	NL263024F4P <i>por. 4</i> <u>NL293024F4P</u>	NL264024F4P <i>por. 1</i> <u>NL294024F4P</u>		
		czarny	90 cm	NL1062024F4P	NL1063024F4P	NL1064024F4P		
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2/0	3/0	4/0		
 26 mm	DFS 	niebieski	45 cm		NL193026F4P			
		czarny		NL162026F4P	NL163026F4P	NL164026F4P		
		niebieski	75 cm	NL262026F4P	NL263026F4P	NL264026F4P		
		czarny	90 cm	NL1062026F4P	NL1063026F4P	NL1064026F4P		
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	0	2/0	3/0	4/0	
 30 mm	DFSXL 	czarny	45 cm		NL162030F4P	NL163030F4P	NL164030F4P	
		niebieski	75 cm		NL292030F4P	NL293030F4P		
		czarny		NL260030F4P	NL262030F4P	NL263030F4P	NL264030F4P	
			90 cm	NL1060030F4P	NL1062030F4P	NL1063030F4P		
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2	1	0	2/0	3/0
 40 mm	DFSXLX 	czarny	45 cm				NL162040F4P	NL163040F4P
		niebieski	75 cm		NL290140F4P	NL290040F4P	NL292040F4P	NL293040F4P
		czarny		NL260240F4P	NL260140F4P	NL260040F4P	NL262040F4P	NL263040F4P
			90 cm	NL1060240F4P	NL1060140F4P	NL1060040F4P	NL1062040F4P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	2	1	0	2/0	3/0
 45 mm	DLS-1 	czarny	90 cm	NL1060245F4P	NL1060145F4P	NL1060045F4P	NL1062045F4P	
		niebieski	100 cm				NL392045F4P	
Długość igły	Kod igły	Kolor	Długość nici	0				
 60 mm	DLR-60 	niebieski	100 cm	NL390060F4P				







Pakiet 10

# Demelon

Szew nylonowy



**DemeTECH**  
"A Trusted Name in Medicine"

Długość igły	Przekrój	Zakrzywienie igły	Długość nici	USP	Kod
Odwrotnie tnąca 3/8 koła					
24 mm 		3/8 Koła	45 cm (niebieska)	2/0	por. 6 NL192024F4P
Okrągła 3/8 koła					
6 mm 		3/8 Koła	15 cm (czarna)	9/0	por. 8 NL296900,6F0P

DEMETECH CORPORATION USA

Phone: (305) 824 1048 - Fax: (305) 437-7607

Email: [info@demetech.us](mailto:info@demetech.us)

Website: [www.demetech.us](http://www.demetech.us)

All rights reserved, technical alterations are possible. No part may be copied or reproduced in any form. In case of misuse we retain the right or recall our catalogues and pricelists and to take legal action.