



























Kod SAP produktu dostawcy	Kod Referencyjny produktu dostawcy	Opis produktu (opakowanie zbiorcze)	Gramatura opakowanie jednostkowe = sztuka	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	ZDJĘCIE	Ilość jednost. w opak. zbior. (karton)	Minimalna wielkość zamówienia	VAT	Kod EAN jednostk. (sztuka)
94570	594570	FLOCARE ZGŁĘBNIK PUR CH10/110 CM	1 szt	co 1 cm ułatwiająca kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójkątą prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH16/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 10/130cm, 12/110 cm.		10	KARTON	8%	8716900566615
112929	612929	FLOCARE ZGŁĘBNIK PUR CH10/130 CM	1 szt	co 1 cm ułatwiająca kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójkątą prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH16/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 10/130cm, 12/110 cm.		10	KARTON	8%	8716900555756
94571	594571	FLOCARE ZGŁĘBNIK PUR CH12/110 CM	1 szt	co 1 cm ułatwiająca kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójkątą prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH16/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 10/130cm, 12/110 cm.		10	KARTON	8%	8716900566639
124856	624856	FLOCARE PUR CH14-110 SUCTION/GW	1 szt	Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika CH 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaśnikami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Blizszy koniec zgłębnika zakończony łączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podażi diet oraz drugi port zakończony łączem uniwersalnym do odbarczania. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać częściej niż co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójkątą prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada trzy nieprzerzyte linie dla lepszej widoczności w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pepli z nici ułatwiający podciągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu.		10	KARTON	8%	8716900556494
94825	594825	FLOCARE ZGŁĘBNIK BENCHMARK CH10-145CM	1 szt	Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar Zgłębnika CH 10/145 cm. Blizszy koniec zgłębnika zakończony łączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podażi diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzerzytego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójkątą prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pepli z nici ułatwiający podciągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy przynajmniej sprężyna kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddzielnik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.		3	KARTON	8%	8716900567032

Kod SAP produktu dostawcy	Kod Referencyjny produktu dostawcy	Opis produktu (opakowanie zbiorcze)	Gramatura opakowanie jednostkowe = sztuka	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	ZDJĘCIE	Ilość jednost. w opak. zbior. (karton)	Minimalna wielkość zamówienia	VAT	Kod EAN jednostk. (sztuka)
40409	35682	POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO INFINITY	1 szt	Pompa do żywienia enteralnego, o małych rozmiarach 140x95x35mm, waga 392 g, wyświetlacz LCD, do stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego (zasilana z sieci lub akumulatora). Posiada mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny. Możliwość do ustawienia przepływu 1-400 ml/h, co 1 ml. Odporność na zalanie wodą klasa IPX5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą). Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów. Zaciśk do mocowania do stojaka w zestawie.		5	SZTUKA	8%	8712400856829
94820	594820	FLOCARE ZESTAW PEG CH10		Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch. 10, 14, 18, 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodyjną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromorową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiająca trwałe umieszczenie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznym oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznym pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 placki końcowymi cieniodyjne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zaciśk do regulacji przepływu, zaciśk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nid oraz nie trąkający do przeciągania zgłębnika. Blizszy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFT służącym do łączenia z zestawami do podżyty diet lub strzykawkami ENFT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.		5	KARTON	8%	8716900566936
94821	594821	FLOCARE ZESTAW PEG CH14	1 szt			5	KARTON	8%	8716900566950
94822	594822	FLOCARE ZESTAW PEG CH18				5	KARTON	8%	8716900566974
94815	594815	FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH14		Flocare® zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch. 18/23 i Ch. 20/23 cm, wypełnienie balonu 15 ml sterylnej wody, rozmiar Ch. 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga usztywnienia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodyjną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony, jednym centralnym otworem przelotowym, blizszy koniec zgłębnika umożliwia podłączenie zestawu żywienia dożołądkowego lub strzykawki żywienia, dodatkowo posiada szczerne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zaciśk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną etykietę mocowaną z silikonu.			KARTON	8%	8716900566837
94817	594817	FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH18	1 szt			2	KARTON	8%	8716900566875

Kod SAP produktu dostawcy	Kod Referencyjny produktu dostawcy	Opis produktu (opakowanie zbiorcze)	Gramatura opakowanie jednostkowe = sztuka	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	ZDJEĆIE	Ilość jednost. w opak. zbior. (karton)	Minimalna wielkość zamówienia	VAT	Kod EAN jednostk. (sztuka)
94818	594818	FLOCARE G-TUBE ZGŁĘBNIK GASTROSTOM CH20 <i>pak. 4 por. 2</i>		umożliwiająca trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznicy oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznicy pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.			KARTON	8%	8716900566899
91397	591397	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH10	1 szt	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH10 - metalowy wkład zapewniający większą średnicę przepływu		10	KARTON	8%	8716900566127
91395	591395	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH14	1 szt	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH 14,18		10	KARTON	8%	8716900566080
91396	591396	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH18	1 szt			10	KARTON	8%	8716900566103
89740	589740	FLOCARE ZŁĄCZE BOLUS	1 szt	Złącze bolus do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawką EnFit		30	KARTON	8%	8716900564093
89738	589738	TRANSIT CONNECTOR ORAL/LUER SYRINGE 6X5	5 szt	Konektor do połączenia zestawu do żywienia EnFit ze strzykawką EnLock. 6x5 szt.		6	KARTON	8%	8716900564017
89732	589732	TRANSIT CONNECTOR TO ENLOCK/FUNNEL TUBE	5 szt	Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. 6x5 szt.		6	KARTON	8%	8716900563874

Kod SAP produktu dostawcy	Kod Referencyjny produktu dostawcy	Opis produktu (opakowanie zbiorcze)	Gramatura opakowanie jednostkowe = sztuka	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	ZDJĘCIE	Ilość jednost. w opak. zbior. (karton)	Minimalna wielkość zamówienia	VAT	Kod EAN jednostk. (sztuka)
90082	590082	FLOCARE ZESTAW DO POMPY 800, DO BUTELEK	1 szt	Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia diety w opakowaniu typu butelka ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego za pomocą pompy Flocare® 800 (wersja do pompy). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. W zestawie plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku.		30	KARTON	8%	8716900564611
90084	590084	FLOCARE ZESTAW DO POMPY INFINITY, DO BUTELEK	1 szt	Flocare zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia butelki z dietą ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. W zestawie plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku.		30	KARTON	8%	8716900564659
86460	586460	<i>pak. 4 por. 6</i> FLOCARE ZESTAW GRAM., DO WORKÓW	1 szt	Flocare® zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (za pomocą łącznika ENPlus) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. Kompatybilne z butelkami typu Optri.		30	KARTON	8%	8716900563614
86512	586512	FLOCARE ZESTAW DO POMPY 800, DO WORKÓW	1 szt	Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta za pomocą pompy Flocare® 800 (wersja do pompy). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. Kompatybilne z butelkami typu Optri.		30	KARTON	8%	8716900563652

Kod SAP produktu dostawcy	Kod Referencyjny produktu dostawcy	Opis produktu (opakowanie zbiorcze)	Gramatura opakowanie jednostkowe = sztuka	CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	ZDJĘCIE	Ilość jednost. w opak. zbior. (karton)	Minimalna wielkość zamówienia	VAT	Kod EAN jednostk. (sztuka)
86514	586514	<i>pak. 4 po. 5</i> FLOCARE ZEST. DO POMPY INFINITY, DO WORKÓW	1 szt	Flocare zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (za pomocą łącznika ENPlus) ze zglębniakiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. Kompatybilne z butelkami typu Optri.		30	KARTON	8%	8716900563690
86484	586484	FLOCARE ZEST. MOB. DO POM. INFINITY, DO WORKÓW	1 szt	Flocare zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (za pomocą łącznika ENPlus) ze zglębniakiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity, do zastosowań mobilnych jest przeznaczony dla pacjentów poruszających się, chodzących. Zestaw ze złączem medycznym ENFit™. Kompatybilne z butelkami typu Optri.		30	KARTON	8%	8716900563850
89823	589823	<i>pak. 4 po. 4</i> FLOCARE ZEST DO POMP800, DO WORKÓW, BUT	1 szt	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (za pomocą łącznika ENPlus) lub butelki z dietą, ze zglębniakiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare® Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. W zestawie plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku.		30	KARTON	8%	8716900564253
89825	589825	FLOCARE ZEST DO POM. INFINITY, WORK, BUTEL	1 szt	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zglębniakiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare® Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™. W zestawie plastikowy koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku.		30	KARTON	8%	8716900564291