


## POMPY DO PODAWANIA ŻYWIENIA DOJELITOWEGO






### Pompa Amika®



- waga: 610 g
- czas pracy – zasilanie bateryjne: 24h (125 ml/h)
- czas ładowania baterii: 6 h
- duży, czytelny wyświetlacz
- zakres przepływu: 1÷600 ml/h
- zakres objętości: 1-5000 ml
- historia podawania: 250 rekordów
- historia alarmów: 250 rekordów
- tryb pracy nocnej
- system wizualnych i akustycznych alarmów
- ochrona przed wilgocią: IP35

Kod produktu: Z044193  
Dostępność: 1/1






### Zestawy do podaży diet przez pompę Amika® i przez pompę Applix®











	Opis produktu	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
Amika® / Applix® Pump Set EasyBag, ENFit	 Zestaw do podawania diet dojelitowych, w opakowaniach miękkich typu worek przez pompę Amika® /Applix®, z komorą kropłową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem typu ENFit.	1/30	Applix 7751995 Amika 7751900
Amika® / Applix® Pump Set Varioline, ENFit	 Zestaw do podawania diet dojelitowych, uniwersalny do opakowań miękkich typu worek lub butelka przez pompę Amika® /Applix®, z komorą kropłową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem typu ENFit.	1/30	Applix 7751924 Amika 7751902
Amika® / Applix® Pump Set Bag, ENFit	 Zestaw do podawania diet dojelitowych przez pompę Amika® /Applix®, z pustym workiem o pojemności 1500 ml, komorą kropłową, zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem typu ENFit.	1/30	Applix 7751923 Amika 7751956
Amika® / Applix® Pump Set EasyBag mobile, ENFit	 Zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu worek przez pompę Amika® /Applix®, bez komory kropłowej, z zamykanym kranikiem do podawania leków, zakończony portem typu ENFit, kompatybilny z plecakiem do pompy Amika® /Applix®.	1/30	Applix 7751927 Amika 7751905
Akcesoria do pompy Amika plecak	 Plecak dla dorosłych. Plecak dla dzieci. Plecak do zastosowań mobilnych umożliwiający wygodne przenoszenie oraz korzystanie z pompy Amika.	1/1	7752323 7752343

# Aksesoria

## Sprzęt dojelitowy


### ZESTAWY DO PODAŻY DIET METODĄ GRAWITACYJNĄ

	Opis produktu	Opakowanie zbiorcze	Kod produktu
 <p>Strzykawka Freka Connect ENFit/ProNap</p>	<p>Strzykawka enteralna jednorazowego użytku do zastosowania wyłącznie w żywieniu drogą pokarmową, z systemem złączy ENFit niezgodnym z systemem złączy Luer / EnLock /inne w celu zapobiegania omyłkowego połączenia różnych systemów, trzyczęściowa, z zakończeniem zlokalizowanym centrycznie, sterylna, pakowana pojedynczo*, nie zawiera lateksu oraz DEHP, dostępne pojemności: 10ml, 60 ml, 100 ml. Oryginalne opakowanie typu blister-pack, okres ważności 60 miesięcy. Kompatybilna z dostępnymi na rynku zgłębnikami nosowo-żołądkowymi oraz nosowo-jelitowymi wyposażonymi w port typu ENFit. Zapewnia łatwość w podawaniu diety, leków i płynów. *nazwa handlowa, data ważności i nr serii na opakowaniu indywidualnym, opis w języku polskim na opakowaniu zbiorczym.</p>	<p>Rozmiary: 10 ml 60 ml 100 ml</p>	<p>9000784 9000786 9000787</p>
 <p>Freka Medi Adapter ENFit-LL</p>	<p>Złącze umożliwiające połączenie strzykawki typu Luer-lock z portem typu ENFit, pakowane po 15 sztuk.</p>	<p>1/1</p>	<p>7981377</p>
 <p>Easy Bag Bolus Adapter</p>	<p>Adapter umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit.</p>	<p>1/1</p>	<p>7755694</p>
 <p>ENFit/ENLock Step Adapter</p>	<p>Złącze umożliwiające połączenie zestawu do podaży diet z końcówką ENFit z dostępem do przewodu pokarmowego typu ENLock.</p>		<p>7981376</p>
 <p>Złącze Belly Button, ENFit</p>	<p>Złącze umożliwiające połączenie Freka Button ze strzykawką enteralną w systemie ENFit. Długość 30 cm.</p>	<p>1/10</p>	<p>7981397</p>

624856	124856	FLOCARE PUR TUBE CH14	Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez konieczności odłączania zestawu do żywienia. Blizszy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podażi diet Flocare® ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać częściej niż co 6 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójokrętą prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie petli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu.		Krotkotermirowe żywienie dożołądkowe lub dojelitowe, z możliwością odbarczania.	Nutricia	8%	Opakowanie zbiorcze 10 szt. Sterylny. Wazność 5 lat.	
18	594825	94825	Bengmark PUR	Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Blizszy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podażi diet Flocare®. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6-8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójokrętą prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory i na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie petli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu przewodnik przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddzielnik do jelita i dopasowuje swój kształt do przewodu pokarmowego, tworząc w jelicie pętlę mocującą. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.		Krotkotermirowe żywienie dojelitowe, dodwunastnicze.	Nutricia	8%	Opakowanie zbiorcze 3 szt. Sterylny. Wazność 5 lat.
19	624823	124823	strykawka enfit	Strykawka 3częściowa, enteralna ENFit, 60 ml ENFit. Końcówka niecentryczna.		Strykawka enteralna EnFit	Gbuk	8%	opakowanie zbiorcze 30 szt. Wazność 5 lat.
20	591421	91421	strykawka enfit	Strykawka 3częściowa, enteralna ENFit, 10 ml. Końcówka centryczna. Dwustronna skala.		Strykawka enteralna EnFit	Gbuk	8%	opakowanie zbiorcze 30 szt. Wazność 5 lat.
21	591397	91397	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH10.	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH10.		Łącznik PEG	Nutricia	8%	Opakowanie zbiorcze 10 szt. Sterylny. Wazność 5 lat.
22	591395; 664099	91395, 164099	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH14,18	FLOCARE ŁĄCZNIK PEG CH14,18		Łącznik PEG	Nutricia	8%	Opakowanie zbiorcze 10 szt. Sterylny. Wazność 5 lat.
23	589732	89732	Transition Connector to ENLock/Funnel	Konektor do połączenia strzykawki EnFit ze zgłębnikiem, gastrostomią EnLock. 6x5 szt.		Konektor do strzykawki EnLock	Cedic	8%	W kartonie 6x5szt w blisterze. Wazność 3 lata
24	589738	89738	Transit Connector to Oral/Luer	Konektor do połączenia zestawu do żywienia EnFit, ze strzykawką EnLock		Konektor nakreany na złącza EnFit	Cedic	8%	W kartonie 6x5szt w blisterze. Wazność 3 lata
25	589740	89740	FLOCARE Bolus adpiter	Złącze bolus do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawka EnFit		Złącze bolus do pobierania diety dojelitowej z worka strzykawka EnFit	Nutricia	8%	Opakowanie zbiorcze 30 szt. Wazność 3 lata
26	611572	111572	DASH 3- EnFit Drawing Up Straw 100mm	Złącze do pobierania płynów przy użyciu strzykawki EnFit, z drenem 100mm		Złącze do pobierania płynów przy użyciu strzykawki EnFit, z drenem 100mm	Nutricia	8%	Opakowanie zbiorcze 30 szt. Wazność 3 lata

# Bialmed


## Szczoteczka Cytologiczna (typ miotełka - wachlarz)



- Szczoteczka cytologiczna sterylnie, pakowana pojedynczo.
- Długość całkowita: 190mm
- Długość włosia: 30mm
- umożliwia pobieranie wymazów z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji
- Szerokość włosia: 20mm
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu
- pakowane w opakowanie foliowe-papier
- nie używać, jeśli opakowanie otwarte lub uszkodzone
- końcówka (wachlarzyk) wykonany z LDPE Polietylen niskiej gęstości
- uchwyt wykonany z PP Polipropylen
- opakowanie 100 szt.

Producent: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.

Numer katalogowy: BRAK



**Bialmed Sp. z o.o.**  
ul. Marii Konopnickiej 11a  
12-230 Biała Piska

sprzedaż:  
tel. 87 424 11 77,  
fax 87 424 11 85

sprzet j.u.:  
tel. 87 424 11 89  
tel. 87 424 11 63


dezynfekcja:  
tel. 87 424 11 92  
tel. 87 424 11 94

plyny, zywienie, leki:  
tel. 87 424 11 70  
te. 87 424 11 95

dzp@bialmed.com ; www.bialmed.com

# Bialmed

## WZIERNIK GINEKOLOGICZNY



- typu Cusco (Francuskiego)
- jednorazowego użytku
- niepirogenny
- możliwość regulacji za pomocą plastikowego trzpienia
- kolorystyczne oznaczenie rozmiaru
- sterylne
- pakowany pojedynczo
- rozmiary: XXS, XS, S, M, L

Producent: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.

**Bialmed Sp. z o.o.**  
ul. Marii Konopnickiej 11a  
12-230 Biała Piska

sprzedaż:  
tel. 87 424 11 77,  
fax 87 424 11 85

sprzęt j.u.:  
tel. 87 424 11 89  
tel. 87 424 11 63

dezynfekcja:  
tel. 87 424 11 92  
tel. 87 424 11 94

plyny, zywienie, leki:  
tel. 87 424 11 70  
te. 87 424 11 95