

MATERIAŁY ZUŻYWALNE – jednorazowego użytku.

Dwugłowicowe pompy wstrzykujące do Rezonansu Magnetycznego Accutron MR Firmy
Medtron AG.

Zestaw jednorazowy (tylko na 1 pacjenta)



OPIS TECHNICZNY

Zestaw jednorazowy o wytrzymałości do 21 barów/305 psi składający się z:
Dwóch strzykawek z naniesioną miarką o pojemności 65 ml.
Systemu rurek (długość złącza Y od jednego do drugiego wkładu 45 cm) z zintegrowanym wężykiem pacjenta 180 cm.
Dwóch ostrzy do napełniania wkładów.
Wszystkie składowe zestawu znajdują się w jednym opakowaniu (1 zestaw=1 pacjent).