

Załącznik nr 6 do SWZ **po zmianach z dnia 21.11.2023**

Załącznik nr 1 do umowy LA.261.41.5.2023

Formularz cenowy - zadanie nr 5

1. Wykonawca oświadcza, że oferowany wyrób medyczny w ramach niniejszego zadania posiadają ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów zostaną przekazane zamawiającemu niezwłocznie na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

2. Zamawiający wymaga umieszczenia obowiązkowo nazwy proponowanego produktu(kolumna nr 10)

3. Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@molnycke.com

4. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych: zamowienia@molnycke.com

I.p	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa brutto 5=6/4	Wartość brutto 6=9+7	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 9=4x8	Nazwa handlowa, producent, kod produktu oraz wielkość opakowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonową warstwą kontaktową, umożliwiającą atraumatyczną zmianę opatrunku. Opatrunek do ran z cechami infekcji. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany aby minimalizować nieprzyjemny zapach z rany. Przekazujący wysięk do opatrunku wtórnego. Zapewniający optymalne środowisko rany poprzez przekazanie nadmiaru wysięku do opatrunku wtórnego. Działanie bójące w 14 dobie potwierdzone badaniami in vitro. Opatrunek o wielkości 15cm x 20cm z możliwością docinania.	szt	200	72,78	14 556,24	8%	67,39	13 478,00	Mepilex Transfer Ag (15x20) Mölnlycke Health Care 394800 10 szt.
2	Pięciowarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 10cm x 10cm.	szt	240	28,92	6 941,38	8%	26,78	6 427,20	Mepilex Border Ag (10x10) Mölnlycke Health Care 395300 5 szt

3	<p>Pięciowarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 10cm x 25cm.</p>	szt	240	48,97	11 752,13	8%	45,34	10 881,60	<p>Mepilex Border Ag (10x25) Mölnlycke Health Care 395700 5 szt</p>
4	<p>Pięciowarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozprowadzającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 10cm x 20cm.</p>	szt	240	44,29	10 629,79	8%	41,01	9 842,40	<p>Mepilex Border Ag (10x20) Mölnlycke Health Care 395800 5 szt</p>
5	<p>Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu i siarczanem srebra na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Z węglem aktywowanym w celu pochłonięcia nieprzyjemnego zapachu z rany. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 10cm x 21cm.</p>	szt	240	24,84	5 961,60	8%	23,00	5 520,00	<p>Mepilex Ag (10x21) Mölnlycke Health Care 287221 5 szt</p>
6	<p>Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu i siarczanem srebra na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Z węglem aktywowanym w celu pochłonięcia nieprzyjemnego zapachu z rany. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 15cm x 15cm.</p>	szt	240	39,83	9 559,30	8%	36,88	8 851,20	<p>Mepilex Ag (15x15) Mölnlycke Health Care 287310 5 szt</p>

7	<p>Pięciowarstwowy opatrunek piankowy z obramowaniem, wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozpraszającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek dedykowany na piętę i łokieć, dopasowujący się do kształtu tej części ciała. Wielkość opatrunku 22cm x 23cm.</p>	szt	200	39,23	7 845,12	8%	36,32	7 264,00	<p>Mepilex Border Heel (22x23) Mölnlycke Health Care 282750 6 szt</p>
8	<p>Pięciowarstwowy, przeciwbakteryjny opatrunek piankowy z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. W kształcie serca. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozpraszającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Dedykowany na rany z cechami infekcji w okolicach kości krzyżowej. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 23cm x 23cm.</p>	szt	160	89,60	14 335,49	8%	82,96	13 273,60	<p>Mepilex Border Sacrum Ag (23x23) Mölnlycke Health Care 382400 5 szt</p>
9	<p>Pięciowarstwowy, przeciwbakteryjny opatrunek piankowy z obramowaniem. Zawierający siarczan srebra i węgiel aktywowany. W kształcie serca. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozpraszającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Dedykowany na rany z cechami infekcji w okolicach kości krzyżowej. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 18cm x 18cm.</p>	szt	80	58,42	4 673,38	8%	54,09	4 327,20	<p>Mepilex Border Sacrum Ag (18x18) Mölnlycke Health Care 382000 5 szt</p>
10	<p>Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wyspie opatrunkowej. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk. Opatrunek o wielkości 6cm x 8cm.</p>	szt	240	11,33	2 719,01	8%	10,49	2 517,60	<p>Mepilex Border Post-OP (6x8) Mölnlycke Health Care 496100 10 szt</p>

11	Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wypie opatrunkowej. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliaktylanu, wchłaniający krew i wysięk. Opatrunek o wielkości 10cm x 30cm.	szt	240	44,25	10 619,42	8%	40,97	9 832,80	Mepilex Border Post-OP (10x30) Mölnlycke Health Care 496600 10 szt
12	Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wypie opatrunkowej. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk. Opatrunek o wielkości 10cm x 15cm.	szt	240	19,34	4 642,27	8%	17,91	4 298,40	Mepilex Border Post-OP (10x15) Mölnlycke Health Care 496300 10 szt
13	Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne z przezroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Cechujący się wyjątkową elastycznością dzięki ponacinanej wypie opatrunkowej. Z warstwą superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk. Opatrunek o wielkości 9cm x 10cm.	szt	240	13,28	3 188,16	8%	12,30	2 952,00	Mepilex Border Post-OP (9x10) Mölnlycke Health Care 496200 10 szt
14	Emolient do leczenia i pielęgnacji skóry suchej w formie kremu. Opakowanie z dozownikiem w postaci pompki. Posiadający właściwości zmiękczające i myjące. Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Zapewniający barierę ochronną i pozwalający zachować wilgoć w skórze. Zawierający w składzie min. wosk emulgujący, parafinę żółtą, miękką; parafinę ciekłą. Do stosowania bez ograniczeń wiekowych. Wielkość opakowania 500g.	szt	48	56,13	2 694,12	8%	51,97	2 494,56	Epaderm Cream (500g) Mölnlycke Health Care 99400820 6szt
15	Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku. Wykazujący się wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Możliwość łączenia z innymi preparatami stosowanymi miejscowo. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 17,5cm x 17,5cm. Z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru.	szt	80	32,18	2 574,72	8%	29,80	2 384,00	Mepilex (17,5x17,5) Mölnlycke Health Care 294310 5 szt

16	<p>Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem.</p> <p>Szczególnie w końcowych fazach gojenia - ziarninowanie, naskórkowanie. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 7,5cm x 8,5cm z możliwością docinania do oczekiwanego rozmiaru i kształtu.</p>	szt	80	7,61	609,12	8%	7,05	564,00	<p>Mepilex EM (7,5x8,5) Mölnlycke Health Care 284022 5 szt</p>
17	<p>Opaska mocująca opatrunki, umożliwiająca pełen zakres ruchów. Rozciągliwa w dwóch kierunkach. Posiadająca różnokolorową linię określającą szerokość stokinетки. Z możliwością wielokrotnego prania i stosowania. Pakowana pojedynczo. Posiadająca w składzie wiskozę, elastan, poliamid. Opaska o wielkości 7,5cm x 10m.</p>	szt	10	48,91	489,13	8%	45,29	452,90	<p>Tubifast Stokinетка Blue (7,5cmx10m) Mölnlycke Health Care 2438 1 szt</p>
18	<p>Opaska mocująca opatrunki, umożliwiająca pełen zakres ruchów. Rozciągliwa w dwóch kierunkach. Posiadająca różnokolorową linię określającą szerokość stokinетки. Z możliwością wielokrotnego prania i stosowania. Pakowana pojedynczo. Posiadająca w składzie wiskozę, elastan, poliamid. Opaska o wielkości 10,75cm x 10m.</p>	szt	10	71,32	713,23	8%	66,04	660,40	<p>Tubifast Stokinетка Yellow (10,75cmx10m) Mölnlycke Health Care 2440 1 szt</p>
19	<p>Trójaktywny emolient do leczenia i pielęgnacji skóry suchej w postaci maści w tubie. Posiadający właściwości zmiękczone i myjące. Może być stosowany jako dodatek do kąpieli. Wolny od substancji zapachowych, barwników, dodatków i laurylosiarczanu sodu (SLS), innych konserwantów. Zapewniający barierę ochronną i pozwalający zachować wilgoć w skórze. Zawierający w składzie min. wosk emulgujący, parafinę żółtą, miękką; parafinę ciekłą. Do stosowania bez ograniczeń wiekowych. Wielkość opakowania 125g.</p>	szt	12	16,99	203,86	8%	15,73	188,76	<p>Epaderm Ointment (125g) Mölnlycke Health Care 99400816 6 szt</p>

20	<p>Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu i siarczanem srebra na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Z węglem aktywowanym w celu pochłonięcia nieprzyjemnego zapachu z rany. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 10cm x 10cm.</p>	szt	240	21,78	5 228,06	8%	20,17	4 840,80	<p>Mepilex Ag (10x10) Mölnlycke Health Care 287110 5 szt</p>
21	<p>Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Opatrunek w kształcie odpowiednim do aplikacji na łokieć lub piętę. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Możliwość łączenia z innymi preparatami stosowanymi miejscowo. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 13cm x 21cm.</p>	szt	80	21,98	1 758,24	8%	20,35	1 628,00	<p>Mepilex Talon (13x21) Mölnlycke Health Care 288200 5 szt</p>
22	<p>Czterowarstwowy, wodoodporny opatrunek z obramowaniem do ran suchych lub z małym wysiękiem. Warstwa silikonowa na całej wielkości opatrunku zapewniająca dobre przyleganie do rany, a jednocześnie atraumatyczną wymianę. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Opatrunek o wielkości 15cm -17,5cm x 15cm - 17,5cm.</p>	szt	80	37,67	3 013,63	8%	34,88	2 790,40	<p>Mepilex Border Flex (15 x 15) Mölnlycke Health Care 595400 5 szt</p>
23	<p>Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem i z cechami infekcji. Z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu i siarczanem srebra na całej powierzchni opatrunku, z cienkim filmem poliuretanowym w górnej warstwie opatrunku z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru. Wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością. Z węglem aktywowanym w celu pochłonięcia nieprzyjemnego zapachu z rany. Pakowany pojedynczo. Wielkość opatrunku 17,5cm x 17,5cm.</p>	szt	60	36,23	2 174,04	8%	33,55	2 013,00	<p>Mepilex Ag (17,5x17,5) Mölnlycke Health Care 287321 5 szt</p>

Zadanie_nr_5

24	Pięciowarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny ze srebrem i węglem aktywowanym. Wchłaniający i zatrzymujący duże ilości wysięku. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Z warstwą rozpraszającą wysięk w całej strukturze opatrunku. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 10cm x 30cm.	szt	60	53,09	3 185,57	8%	49,16	2 949,60	Mepilex Border Ag (10x30) Mölnlycke Health Care 395900 5 szt
25	Cieńki, czterowarstwowy opatrunek z obramowaniem do ran z niewielką ilością wysięku. Do stosowania w trudno dostępnych miejscach, które wymagają pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, szyja, kolano, łokieć). Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 7,5cm x 7,5cm.	szt	60	5,28	316,87	8%	4,89	293,40	Mepilex Border Flex Lite (7,5 x 7,5) Mölnlycke Health Care 581200 5 szt
26	Cieńki, czterowarstwowy opatrunek z obramowaniem do ran z niewielką ilością wysięku. Do stosowania w trudno dostępnych miejscach, które wymagają pełnego dopasowania i elastyczności (również doły pachowe, szyja, kolano, łokieć). Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej wielkości opatrunku aby umożliwić atraumatyczną wymianę. Wodoodporny, a jednocześnie paro i gazo przepuszczalny. Ponacinana wyspa opatrunkowa. Może pozostać na ranie do siedmiu dni. Wielkość opatrunku 15cm x 15cm	szt	60	21,14	1 268,14	8%	19,57	1 174,20	Mepilex Border Flex Lite (15 x 15) Mölnlycke Health Care 581500 5 szt
Razem - Cena oferty					131 652,02			121 900,02	