



KOSZULKI ROZRYWALNE TYPU „PEEL-AWAY”



Numery ref.

F47505/F47506/ F47507/ F47508/ F47509/ F47510/ F47511/F47512

Zestaw zawiera:

1. *Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczanu baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).*
2. *Prowadnik \varnothing 0,38", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.*
3. *Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.*
4. *Strzykawka, pojemność 10 ml.*
5. *Dostępne rozmiary 5 – 12 F*

Introduktory do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Sterylne i dostępne w różnych rozmiarach. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne.

Dystrybutor: AGENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

SYMICO sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 54A/2, 53-333 Wrocław

Tel: +48 71 783 62 01 Fax: +48 71 783 62 00

e-mail: biuro@symico.pl