

MASKA DO PODAWANIA TLENU Z REZERWUAREM TLENU (WORKIEM) O WYSOKIEJ KONCENTRACJI

Pakiet 12 poz. 2

Opis produktu:

- Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego PCV (polichlorek winylu), nie zawiera lateksu.
- Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze względu na anatomiczny kształt maski, wysoką plastyczność materiału maski i metalowego klipsa nosowego
- Dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; „no-crush”. (tzw. Przekrój gwiazdkowy)
- Dren o długości między 200 a 220 cm
- Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie z źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa)
- Maską posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Występuje w rozmiarach:



Rozmiar:	REF:
XL – dla dorosłych	1003XLS11
L - młodzieżowa	1003LS11
M - pediatryczna	1003MS11
S - niemowlęca	1003SS11

- Rezerwuar tlenu (worek) z zastawką zapobiega dostawaniu się do worka powietrza wydechanego, natomiast zapewnia wdychanie tylko czystego tlenu z worka
- Pojemność worka 1000 ml
- Zastawki jednokierunkowe w portach wydechowych zapobiegają dostawaniu się powietrza do wnętrza maski w trakcie wdechu tlenu z worka
- Stężenie tlenu od 80% do 100 %
- Pakowane pojedynczo, opakowanie foliowe z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu



**Gepard
Biznesu
2011**

**CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA
CEZETEL - POZNAŃ Sp. z o.o.**

ul. Szczepankowo 189 61-313 Poznań

NIP 782-23-94-425 REGON 300594800

KRS 0000283195 Kapitał zakładowy 110000PLN BDO:000085458

Tel. +48 61 667 51 62 Fax. +48 61 667 51 63

E-mail: cezetel@cezetel.poznan.pl

Strona internetowa: www.cezetel.poznan.pl

- Jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu). Termin ważności 5 lat

Producent: Hangzhou Rollmed Co., Ltd.