

Zgrzew z tworzywa sztucznego stericlin® Solo / Duo i Multi

Bezpieczna plomba do ochrony przed manipulacją

NEW

Zgrzewy z tworzywa sztucznego stericlin® wykonane są z odpornego na sterylizację polipropylenu i są dostępne w różnych kolorach. Prostym ruchem ręki można bezpiecznie zaplombować wszystkie popularne systemy kontenerów z uchwytyami zamykającymi.

Do kontenerów Aesculap szczególnie odpowiednie są zgrzewy stericlin® Solo - do kontenerów Wagner rekomendowane są zgrzewy stericlin® Duo, a dla różnych innych wariantów zgrzewy stericlin® Multi. Specjalna konstrukcja wszystkich przykładów wykonania zgrzewów z tworzywa sztucznego stericlin® z dużym kątem otwarcia umożliwia proste umieszczanie na kontenerze i zamykanie przez zahaczenie.

Otwieranie kontenera jest możliwe tylko poprzez zerwanie zgrzewu. W ten sposób zapewnione jest, że kontener do sterylizacji po jego dostarczeniu na miejsce zastosowania nie podlegał manipulacjom. Otwieranie zgrzewu z tworzywa sztucznego stericlin® następuje poprzez zagięcie w zadanym miejscu pęknięcia przy pomocy lekkiego obrotu płyty do chwytania. Następnie można bez wysiłku zerwać zgrzew z tworzywa sztucznego stericlin®.



Art. 3FCZB460304



Art. nr 3FCZB460418 ze wskaźnikiem STEAM

Nr art.	Opis	Kompatybilność kontenera	Kolor	Wskaźnik	Zawartość kartonu (szt.)
3FCZB460302	MultiSeal	Różne	ciemnoniebieski	Nie	1000
3FCZB460303	MultiSeal	Różne	żółty	Nie	1000
3FCZB460304	MultiSeal	Różne	czerwony	Nie	1000
3FCZB460306	MultiSeal	Różne	zielony	Nie	1000
3FCZB460308	MultiSeal	Różne	biały	Nie	1000
3FCZB460310	MultiSeal	Różne	ciemnoniebieski	STEAM	1000
3FCZB460312	MultiSeal	Różne	czerwony	STEAM	1000
3FCZB460313	MultiSeal	Różne	żółty	STEAM	1000
3FCZB460314	MultiSeal	Różne	zielony	STEAM	1000
3FCZB460316	MultiSeal	Różne	biały	STEAM	1000
3FCZB460402	SoloSeal	Aesculap	ciemnoniebieski	Nie	1000
3FCZB460404	SoloSeal	Aesculap	zielony	Nie	1000
3FCZB460406	SoloSeal	Aesculap	biały	Nie	1000
3FCZB460408	SoloSeal	Aesculap	czerwony	Nie	1000
3FCZB460410	SoloSeal	Aesculap	żółty	Nie	1000
3FCZB460412	SoloSeal	Aesculap	pomarańczowy	Nie	1000
3FCZB460414	SoloSeal	Aesculap	fioletowy	Nie	1000
3FCZB460416	SoloSeal	Aesculap	jasnoniebieski	Nie	1000
3FCZB460418	SoloSeal	Aesculap	ciemnoniebieski	STEAM	1000
3FCZB460420	SoloSeal	Aesculap	zielony	STEAM	1000
3FCZB460422	SoloSeal	Aesculap	biały	STEAM	1000
3FCZB460424	SoloSeal	Aesculap	czerwony	STEAM	1000
3FCZB460426	SoloSeal	Aesculap	żółty	STEAM	1000
3FCZB460428	SoloSeal	Aesculap	pomarańczowy	STEAM	1000
3FCZB460430	SoloSeal	Aesculap	fioletowy	STEAM	1000
3FCZB460432	SoloSeal	Aesculap	jasnoniebieski	STEAM	1000