



Brněnská 1246,  
Rosice u Brna, 665 01  
Czech Rep.

## Karta danych technologicznych

### **ZADANIE NR 6, POZYCJA 1**

**Producent: PANEP s.r.o.**

**Numer katalogowy: PNP/OST/6/1**

**Nazwa: Zestaw do usuwania szwów**

**Skład:**

- 2 x rękawica lateksowa rozm. M z wywiniętymi mankietami
- 6 x tupfer kula z gazy 17-nitkowa 20 x 20 cm
- 1 x pęseta metalowa 13 cm jednorazowego użytku
- 1 x nożyczki chirurgiczne metalowe oczne 11 cm jednorazowego użytku

Zestaw do usuwania szwów jałowy zapakowany w torebkę typu papier folia i miskę pełniącą funkcję blistra zawierający etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, dokładny opis składu zestawu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji.



Brněnská 1246,  
Rosice u Brna, 665 01  
Czech Rep.

## Karta danych technologicznych

### **ZADANIE NR 7, POZYCJA 1**

**Producent: PANEP s.r.o.**

**Numer katalogowy: PNP/OST/7/1**

**Nazwa: Zestaw kompresów i serwet**

#### **Skład:**

- 10 x kompres włókninowy 8-warstwowy 17-nitkowy 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 x serweta o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup> 50 x 80 cm
- 1 x serweta o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup> 50 x 80 cm

Zestaw kompresów i serwet jałowy zapakowany w torebkę typu papier folia i miskę pełniącą funkcję blistra zawierający etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, dokładny opis składu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji.



Brněnská 1246,  
Rosice u Brna, 665 01  
Czech Rep.

## Karta danych technologicznych

### **ZADANIE NR 9, POZYCJA 1**

**Producent: PANEP s.r.o.**

**Numer katalogowy: PNP/OST/9/1**

**Nazwa: Zestaw do cewnikowania**

**Skład:**

- 6 x tupfery (kule) 17-nitkowe, 20x20 cm
- 1 x serweta z laminatu 2 warstwowego polietylenowo-polipropylenowy 50x60cm
- 1 x serweta z laminatu 2 warstwowego polietylenowo-polipropylenowy 50x60cm, nacięta z otworem o średnicy 6x8cm
- 1 x pęseta plastikowa
- 1 x miska 2-komorowa pełniącą funkcję blistra
- 2 rękawiczki lateksowe z wywiniętymi mankietami.

Jałowy zestaw do cewnikowania zapakowany torebkę typu papier folia i miskę 2 komorową pełniącą funkcję blistra zawierający etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, dokładny opis składu zestawu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji