

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 12

| Lp. | Przedmiot Zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy* |
|-----|--|--------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|--|---|
| 1 | <p>Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji RD 900 NEOPUFF Ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min.145cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna,19mm średnica zewnętrzna.</p> <p>Układ ze złączką T przeznaczony jest do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min.Układ przeznaczony jest o podłączenia do resuscytatora dla niemowląt F&P Neopuff</p> <p>Maska do resuscytacji noworodków maski neonatologiczne do resuscytacji zapewniające komfortowe dopasowanie do twarzy noworodka przy równoczesnym umożliwieniu uzyskania stopnia szczelności wymaganej przy resuscytacji. Materiał z jakiego wytwarzane są maski, powinien być miękki, przezroczysty i nie powinien zawierać plastyfikatorów DEHP</p> | 30 | 65,00 | 1 950,00 | 8% | 2 106,00 | Armstrong Medical Ltd., Układ do resuscytacji z maską | AMVC1871/165 AMFM4100, AMVC1871/165 AMFM4105, AMVC1871/165 AMFM4115, AMVC1871/165 AMFM4125 |

*Numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację. W przypadku braku nr katalogowego wpisać taką informację.

Bydgoszcz, 07.08.2024.