



Informujemy, iż złożone w przedmiotowym postępowaniu ulotki produktowe stanowią materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny.

CZĘŚĆ NR 14, poz. 1

Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego II

Skład zestawu*:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm
- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 ml
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

Opakowanie:

Opakowanie typu sztywne blister.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.



Formy sprzedaży

Nazwa produktu	Numer artykułu	Jednostka miary	Opakowanie zbiorcze
MediSet® Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego II	479 027	1 szt.	30 szt.

CZĘŚĆ NR 30, poz. 1

Cosmopor® I.V.

Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniuli z wcięciem



Zastosowanie:

Do stabilnego mocowania kaniuli.

Charakterystyka:

- Miękka włóknina przepuszcza powietrze i parę wodną;
- Zaokrąglone rogi zapobiegają uciążliwemu zwijaniu się włókniny;
- Niezawodna ochrona przed zanieczyszczeniami dzięki obwodowo rozmieszczonej, szczelnie zamykającej opatrunek warstwie przylepnej;
- Warstwa przylepna z przezroczystego, powlekanego paskami kleju na bazie kauczuku syntetycznego;
- Dodatkowo miejsce wkłucia jest zabezpieczone przy pomocy poduszeczki wyściełającej, która chroni pacjenta przed uciskiem spowodowanym przez kaniulę lub może być zastosowana jako tupferek;
- Warstwa przylepna z przezroczystego, powlekanego paskami kleju na bazie kauczuku syntetycznego;
- W opakowaniach jałowych po 1 szt.

Rozmiar	Jednostka miary	Numer artykułu	Opakowanie zbiorcze
6 cm x 8 cm	50 szt.	900 805	8