


yavo

MEDICAL SUPPLIES MANUFACTURER




SZWY CHIRURGICZNE


CE 1434

MADE IN POLAND


II. CHARAKTERYSTYKA OPAKOWANIA




Wypustka i wytłoczenia umożliwiają bardziej ergonomiczne otwieranie saszetki aluminiowej



Podwójne sterylne opakowanie jednostkowe jest standardem dla nici wchłaniających. W przypadku nici niewchłaniających należy zmienić kod poprzez dodanie "-/2" np.: DKO66PA/2




Wskaźnik procesu sterylizacji EO jest bardzo dobrze widoczny na każdym opakowaniu jednostkowym



Standardowa ilość sztuk w opakowaniu to 12 saszetek, możliwe są opakowania po 10, 24, 36 saszetek - zmiana kodu: 10DKO66PA, 24DKO66PA, 36DKO66PA,





Metryczki usprawniają prowadzenie dokumentacji medycznej, a tym samym pozwalają oszczędzić czas personelowi medycznemu



Banderola ułatwia otwieranie opakowania zbiorczego



Każde opakowanie jest oznakowane za pomocą kodu kreskowego i matrycowego w celu dokładnej identyfikacji produktu



Materiał nici	Poliester (Poli(tereftalan etylenu))
Budowa nici	Wielowłókienkowe (plecione)
Powleczenie	Silikon
Wskazania	Szycie powięzi, mięśni, otrzewnej Chirurgia ogólna Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa Kardiochirurgia Okulistyka Ginekologia/położnictwo Urologia Neurochirurgia Ortopedia Chirurgia plastyczna
Właściwości	Gładkość powierzchni Wytrzymałość na rozciąganie Dobre właściwości wiążące
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	Nić syntetyczna Występuje w kolorze zielonym lub bezbarwna
Rozmiar	USP: 7/0 - 5

POLIESTER

nici chirurgiczne, niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3
22 mm 1/2	5x45 cm	zielony					RS430PE			
	75 cm	zielony	RS376PE	RS32PE	RS33PE	RS34PE	RS183PE	RS169PE		
	90 cm	zielony		RS396PE	RS395PE	RS359PE				
22 mm 1/2 podwójna	90 cm	zielony		RS357PE	RS173PE	RS174PE	RS176PE			
22 mm mocna 1/2	75 cm	zielony		RS35PE	RS36PE	RS37PE		RS38PE		
22 mm mocna 1/2 podwójna	75 cm	zielony							RS461PE	
24 mm cienka 1/2	75 cm	zielony			RS156PE					
25 mm 1/2	75 cm	zielony		RS87PE	RS39PE	RS40PE	RS83PE	RS41PE		
	2x75 cm	zielony				RS107PE				
	6x75 cm	zielony				RS356PE				
	90 cm	zielony			RS350PE	RS42PE	RS43PE	RS341PE		
25 mm 1/2 podwójna	75 cm	zielony		RS44PE	RS45PE	RS46PE	RS47PE			
	90 cm	zielony		RS85PE	RS48PE	RS49PE				
	100 cm	zielony			RS451PE					
25 mm mocna 1/2	75 cm	zielony				RS224PE		RS433PE	RS412PE	
26 mm 1/2	45 cm	zielony				RS221PE				
	75 cm	zielony		RS50PE	RS51PE	RS52PE	RS53PE	RS149PE	RS432PE	
	90 cm	zielony				RS368PE				
	100 cm	zielony			RS214PE					
	120 cm	zielony					RS447PE			
26 mm cienka 1/2	75 cm	zielony		RS139PE	RS345PE	RS140PE	RS157PE			
26 mm super 1/2 mocna	75 cm	zielony							RS377PE	


POLIESTER

nici chirurgiczne, niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3
26 mm mocna 1/2	75 cm	zielony				RS405PE	RS202PE	RS391PE		
	75 cm	bezbarwna						RS478PE		
	4x45 cm	zielony					RS456PE			
26 mm 1/2 podwójna	75 cm	zielony			RS401PE	RS402PE				
	90 cm	zielony		RS54PE	RS55PE	RS56PE	RS57PE			
	4x90 cm	zielony				RS390PE				
	100 cm	zielony		RS58PE	RS59PE	RS60PE	RS61PE			
26 mm 1/2 2 winylowe tuby 40 mm	75 cm	zielony			RS374PE					
27 mm 1/2	45 cm	zielony					RS136PE			
	75 cm	zielony			RS239PE	RS192PE	RS127PE	RS188PE		
27 mm mocna 1/2	75 cm	zielony					RS464PE	RS525PE		
30 mm 1/2	75 cm	zielony			RS62PE	RS63PE	RS64PE	RS65PE	RS92PE	
	90 cm	zielony			RS190PE	RS187PE	RS413PE			
30 mm 1/2 podwójna	75 cm	zielony			RS352PE			RS440PE		
	90 cm	zielony				RS500PE	RS367PE			
30 mm cienka 1/2	75 cm	zielony			RS141PE	RS211PE	RS225PE			
30 mm mocna 1/2	75 cm	zielony				RS113PE	RS114PE	RS115PE	RS515PE	
	90 cm	zielony				RS476PE				
30 mm mocna 1/2 podwójna	75 cm	zielony								RS457PE
31 mm 1/2	75 cm	zielony			RS99PE	RS100PE	RS96PE			
32 mm 1/2	75 cm	zielony				RS347PE	RS217PE			



Materiał nici	Polidiodksanon
Budowa nici	Jednowłókienkowe
Podtrzymywanie tkankowe / wchłanianie	<p>Dla rozmiarów nici 4/0 i mniejszych:</p> <p>Okolo 75% po 14 dniach Okolo 65% po 28 dniach Okolo 55% po 43 dniach Okolo 40% po 57 dniach</p> <p>Dla rozmiarów nici 3/0 i większych</p> <p>Okolo 75% po 14 dniach Okolo 70% po 28 dniach Okolo 60% po 43 dniach Okolo 40% po 57 dniach</p> <p>Całkowite wchłanianie szwu 180 – 210 dni</p>
Wskazania	<p>Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Urologia Ortopedia Ginekologia/położnictwo Dziecięca chirurgia sercowo-naczyniowa Mikrochirurgia dziecięca Szycie powięzi i otrzewnej Zabiegi dentystyczne</p>
Właściwości	<p>Jednolita struktura Wysoka początkowa siła napięcia Wytrzymałość struktury</p>
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	<p>Niść syntetyczna Występuje w formie niebarwionej (beżowa) lub barwionej na kolor fioletowy</p>

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 180 do 210 dni jednowłókienkowe, fioletowe



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
27 mm 1/2	60 cm					RS133PD			
	75 cm				RS45PD	RS46PD	RS172PD	RS47PD	
27 mm 1/2 mocna	70 cm							RS265PD	
	75 cm					RS445PD	RS145PD	RS306PD	
	90 cm						RS218PD		
27 mm 1/2 cienka	75 cm					RS201PD			
30 mm 1/2	45 cm			RS54PD	RS55PD	RS56PD	RS57PD	RS58PD	
	70 cm			RS234PD	RS168PD	RS100PD	RS169PD	RS147PD	
	75 cm			RS49PD <i>p. 1</i>	RS50PD	RS51PD	RS52PD	RS53PD	RS395PD
	90 cm				RS216PD	RS273PD	RS362PD	RS390PD	
	150 cm					RS394PD			
30 mm 1/2 cienka	70 cm							RS271PD	
	75 cm						RS202PD		
30 mm 1/2 mocna	75 cm				RS340PD	RS357PD	RS250PD	RS230PD	
	150 cm						RS454PD		
30 mm 1/2 podwójna	75 cm			RS346PD	RS318PD	RS245PD			
	90 cm				RS59PD				
30 mm 1/2 pętla	180 cm				RS398PD				
31 mm 1/2	70 cm			RS156PD	RS150PD	RS152PD	RS113PD	RS200PD	
31 mm 1/2 podwójna	90 cm				RS114PD	RS137PD			
35 mm 1/2 podwójna	90 cm					RS221PD			
35 mm 1/2	75 cm						RS204PD	RS184PD	
	90 cm						RS239PD	RS240PD	



Materiał nici	Kopolimer poli(glikolidu-co-L-laktydu)
Budowa nici	Wielowłókienkowe (plecione)
Powleczenie	Mieszanina poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynian wapnia
Podtrzymywanie tkankowe / wchłanianie	Około 75% po 14 dniach Około 50% po 21 dniach Około 25% po 28 dniach Całkowite wchłanianie szwu 60-70 dni
Wskazania	Szycie tkanek miękkich (tkanka podskórna, śluzówka) Chirurgia ogólna Chirurgia dziecięca Chirurgia plastyczna Urologia Ortopedia Ginekologia/położnictwo Chirurgia oka Zabiegi dentystyczne
Właściwości	Jednolita struktura Mocne wiązanie węzłów Minimalna reakcja tkanek Wytrzymałość struktury
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	Nić syntetyczna Występuje w formie niebarwionej (beżowa) lub barwionej na kolor fioletowy

PGLA LACTIC poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 60 do 70 dni plecione, powlekane



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
17 mm 3/8 podwójna	75 cm	fioletowy		RS723PL						
18 mm 3/8	75 cm	fioletowy			RS488PL p.3	RS594PL				
20 mm 3/8	45 cm	fioletowy					RS466PL			
	75 cm	fioletowy		RS565PL		RS566PL				
22 mm 3/8	45 cm	fioletowy		RS411PL						
	75 cm	fioletowy			RS321PL	RS166PL	RS159PL p.2			
	75 cm	bezbarwna		RS724PL						
24 mm 3/8	75 cm	fioletowy					RS312PL			
26 mm 3/8	45 cm	fioletowy					RS580PL			
	75 cm	fioletowy				RS168PL	RS49PL			
	75 cm	bezbarwna					RS224PL			
31 mm 3/8	75 cm	fioletowy						RS499PL		
	90 cm	fioletowy				RS584PL				
31 mm cienka 3/8	75 cm	fioletowy					RS196PL			
32 mm 3/8	75 cm	fioletowy				RS215PL	RS360PL	RS286PL	RS469PL	
65 mm 3/8	100 cm	fioletowy							RS355PL	
10 mm 1/2	75 cm	fioletowy	RS605PL	RS634PL						
12 mm 1/2	45 cm	fioletowy	RS298PL	RS299PL	RS279PL					
	75cm	fioletowy		RS429PL						
	45 cm	bezbarwna	RS392PL	RS395PL						

PGLA LACTIC poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 60 do 70 dni plecione, powlekane



igła okrągła z tnącym ostrzem (przyostrzona)



długość, krzywizna igły	długość nici	koior nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
45 mm 1/2	75 cm	fioletowy					DS38PL	DS39PL	DS40PL	DS41PL
	90 cm	fioletowy							DS108PL	
45 mm 1/2 pętla	150 cm	fioletowy							DS221PL	
46 mm 1/2	75 cm	fioletowy								DS150PL
45 mm 1/2 mocna	75 cm	fioletowy					DS74PL	DS76PL	DS77PL	DS78PL
48 mm 1/2	75 cm	fioletowy					DS181PL	DS42PL	DS43PL	DS44PL
	90 cm	fioletowy						DS157PL	DS169PL	DS118PL
	150 cm	fioletowy							DS154PL	
48 mm 1/2 mocna	75 cm	fioletowy								DS109PL
	90 cm	fioletowy							DS126PL	DS213PL
48 mm 1/2 pętla	150 cm	fioletowy							DS124PL	DS142PL
50 mm 1/2	75 cm	fioletowy						DS123PL	DS122PL	
	90 cm	fioletowy							DS189PL	
50 mm 1/2 mocna	75 cm	fioletowy								DS56PL
80 mm 1/2	75 cm	fioletowy						DS53PL	DS107PL	
	90 cm	fioletowy							DS209PL	
80 mm 1/2 mocna	75 cm	fioletowy						DS130PL		
17 mm 5/8	75 cm	fioletowy			DS191PL					
30 mm haczyk	75 cm	fioletowy					DS219PL	DS218PL	DS21PL	
30 mm 1/2 mocna haczyk	70 cm	fioletowy							DS217PL	
	120 cm	fioletowy						DS180PL	DS200PL	

PGLA LACTIC poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 60 do 70 dni plecione, powlekane

PODWIAZKI

długość podwiązki	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
2 x 70 cm	fioletowy			P111PL	P114PL	P88PL	P66PL	P67PL	P89PL
2 x 75 cm	fioletowy				P45PL	P46PL	P47PL	P48PL	P75PL
3 x 45 cm	fioletowy		P90PL	P50PL p. 1	P01PL	P02PL	P03PL	P04PL	P53PL
3 x 45 cm	bezbarwna					P102PL			
3 x 70 cm	fioletowy					P125PL	P122PL	P123PL	P124PL
3 x 75 cm	fioletowy			P146PL	P15PL	P16PL	P17PL	P18PL	P19PL
4 x 90 cm	fioletowy					P164PL			
5 x 70 cm	fioletowy			P132PL	P68PL	P56PL	P57PL	P58PL	P126PL
5 x 75 cm	fioletowy				P69PL	P108PL	P105PL	P106PL	P107PL
6 x 45 cm	fioletowy			P49PL	P05PL	P06PL	P07PL	P08PL	P09PL
6 x 75 cm	fioletowy				P20PL	P21PL	P22PL	P23PL	P24PL
6 x 75 cm	bezbarwna				P74PL				
7 x 75 cm	fioletowy			P92PL	P51PL	P85PL	P91PL		
10 x 45 cm	fioletowy			P65PL	P64PL	P63PL	P62PL	P61PL	P121PL
10 x 50 cm	fioletowy				P54PL	P55PL			
10 x 60 cm	fioletowy				P135PL	P134PL			
12 x 45 cm	fioletowy			P44PL	P10PL	P11PL	P12PL	P13PL	P14PL
12 x 45 cm	bezbarwna				P73PL				P150PL
12 x 60 cm	fioletowy				P41PL	P42PL	P43PL	P97PL	
12 x 75 cm	fioletowy					P52PL			
45 cm	fioletowy			P142PL	P130PL	P131PL	P143PL	P144PL	



Materiał nici	Poliamid 6 lub 6/6
Budowa nici	Jednowłókienkowe
Wskazania	<p>Szycie tkanek miękkich – szycie śródskórne i skórne</p> <p>Chirurgia ogólna</p> <p>Chirurgia dziecięca</p> <p>Chirurgia plastyczna</p> <p>Chirurgia naczyniowa</p> <p>Urologia</p> <p>Okulistyka</p>
Właściwości	<p>Jednolita struktura o gładkiej powierzchni</p> <p>Giętkość i elastyczność przy dociąganiu węzła</p> <p>Dobre właściwości wiążące</p> <p>Duża trwałość węzła</p> <p>Wytrzymałość na rozciąganie</p>
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	Nić syntetyczna występuje w kolorze niebieskim, czarnym lub bezbarwnym
Rozmiar	<p>USP: 10/0 - 2</p> <p>USP: 5</p>

NYLON

nici chirurgiczne, niewchłaniające, jednowłókienkowe

● igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	10/0	9/0	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0
4 mm 130µm 3/8	13 cm	czarny	RS115PA	RS248PA						
	15 cm	czarny	RS77PA							
4 mm 3/8 podwójna	15 cm	czarny	RS120PA							
5 mm 3/8	13 cm	czarny	RS212PA	RS214PA	RS224PA					
	13 cm	niebieski			RS268PA					
	15 cm	czarny	RS130PA							
	45 cm	czarny	RS200PA							
	75 cm	niebieski		RS259PA						
5 mm 130µm 3/8	13 cm	niebieski			RS305PA					
5 mm mocna 3/8	15 cm	czarny	RS176PA	RS177PA						
6 mm 140µm 3/8	15 cm	czarny	RS324PA	RS355PA p. 3	RS356PA					
	15 cm	niebieski		RS308PA	RS254PA					
	45 cm	niebieski		RS274PA						
	75 cm	niebieski			RS303PA					
6 mm 3/8 podwójna	30 cm	czarny	RS270PA							
6,1 mm 3/8	30 cm	czarny	RS358PA							
6,4 mm 3/8	13 cm	czarny			RS245PA					
	15 cm	czarny		RS02PA	RS03PA					
6,4 mm 3/8 podwójna	45 cm	czarny	RS89PA	RS04PA	RS05PA					
6,5 mm 3/8	13 cm	czarny	RS211PA		RS210PA					
6,5 mm mocna 3/8	15 cm	niebieski			RS178PA					
8 mm 3/8	45 cm	niebieski			RS321PA					
	75 cm	niebieski			RS276PA					

NYLON

nici chirurgiczne, niewchłaniające, jednowłókiennkowe



igła odwrotnie tnąca

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
16 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski	DKO31PA	DKO32PA	DKO33PA	DKO333PA			
	75 cm	niebieski	DKO34PA	DKO35PA	DKO36PA				
16 mm cienka 3/8	75 cm	niebieski			DKO456PA				
16 mm 3/8 podwójna	45 cm	niebieski	DKO503PA						
	75 cm	niebieski	DKO387PA						
17 mm 3/8	75 cm	niebieski					DKO314PA		
18 mm 3/8	90 cm	niebieski			DKO607PA				
18 mm mocna 3/8	90 cm	niebieski			DKO608PA				
19 mm 3/8	45 cm	niebieski	DKO38PA	DKO39PA	DKO40PA p. 2	DKO41PA	DKO42PA	DKO358PA	
	45 cm	czarny	DKO376PA	DKO360PA	DKO483PA	DKO491PA			
	45 cm	bezbarwna			DKO516PA				
	75 cm	niebieski	DKO411PA	DKO43PA	DKO44PA	DKO45PA p. 3	DKO46PA	DKO331PA	
	75 cm	czarny		DKO377PA	DKO462PA	DKO463PA	DKO470PA		
	75 cm	bezbarwna			DKO517PA				
	90 cm	niebieski		DKO439PA	DKO47PA	DKO48PA	DKO49PA p. 5		
19 mm mocna 3/8	45 cm	niebieski			DKO223PA				
	75 cm	niebieski				DKO533PA			
	90 cm	niebieski			DKO580PA				
19 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski	DKO412PA	DKO50PA	DKO51PA	DKO52PA	DKO277PA		
	45 cm	czarny		DKO316PA					
	45 cm	bezbarwna			DKO482PA				
	75 cm	niebieski	DKO53PA	DKO54PA	DKO55PA	DKO56PA			
19 mm cienka 3/8	75 cm	niebieski		DKO455PA	DKO457PA				

NYLON

nici chirurgiczne, niewchłaniające, jednowłókienkowe



igła odwrótnie tnąca

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
19 mm kosmetyczna 3/8 mocna	45 cm	niebieski	DKO296PA	DKO297PA	DKO543PA				
20 mm 3/8	45 cm	niebieski		DKO248PA	DKO211PA	DKO610PA			
	75 cm	niebieski		DKO330PA	DKO311PA	DKO258PA			
21 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski			DKO353PA				
22 mm 3/8	45 cm	niebieski		DKO279PA	DKO321PA				
	75 cm	niebieski		DKO510PA	DKO276PA	DKO275PA	DKO263PA		
	90 cm	niebieski				DKO192PA			
22 mm kosmetyczna 3/8	75 cm	niebieski			DKO485PA				
22 mm kosmetyczna 3/8 mocna	45 cm	niebieski			DKO298PA				
24 mm 3/8	45 cm	niebieski	DKO234PA	DKO59PA	DKO60PA	DKO61PA	DKO62PA p. 6	DKO63PA	DKO301PA
	45 cm	czarny			DKO484PA	DKO490PA			
	75 cm	niebieski		DKO64PA	DKO65PA p. 1	DKO66PA p. 4	DKO67PA p. 2	DKO68PA	
	75 cm	czarny				DKO464PA	DKO465PA	DKO466PA	
	90 cm	niebieski			DKO69PA	DKO70PA	DKO71PA		
	100 cm	niebieski						DKO266PA	
24 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski		DKO236PA	DKO391PA	DKO72PA	DKO73PA		
	75 cm	niebieski				DKO74PA	DKO75PA		
25 mm 3/8	45 cm	niebieski		DKO193PA	DKO230PA	DKO212PA			
	75 cm	niebieski		DKO371PA		DKO229PA	DKO288PA		
	90 cm	niebieski			DKO257PA	DKO374PA	DKO394PA	DKO395PA	
25 mm mocna 3/8	90 cm					DKO572PA			
26 mm kosmetyczna 3/8 mocna	75 cm	niebieski				DKO542PA			