

BASEN PŁASKI 2I

- Stojący ze względu na płaską powierzchnię dna,
- Łatwy do przechowywania (produkt piętrowany),
- Nadaje się do łóżek pacjentów,
- Łatwy do przenoszenia, gdy jest pełny.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

Nr katalogowy: CU70022

Pojemność: 2000 ml

Materiał: Pulpa celulozowa

Wymiary produktu: 360dł. x 290szer. X 85wys. mm

Waga: 52g ± 4g

Odporność na przeciekanie: Brytyjskie Standardy: PAS 29: 1999

Płyn: woda

Odporność czas: > 4 godziny

Odporność temp: 35°C ± 3°C

Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999

PAKOWANIE

Ilość sztuk w kartonie: 100

Średnia waga kartonu: 5,63 kg

Wymiary kartonu: 368dł. x 305szer. X 623wys. mm

Objętość kartonu: 0.07m²

- poz. 1.

KACZKA TRADYCYJNA

Ilość sztuk w kartonie: 100

Średnia waga kartonu: 4,35 kg

Wymiary kartonu: 842dł. x 252szer. x 900wys. mm

Objętość kartonu: 0.19m²



- Stojąca ze względu na płaską powierzchnię dna,
- Większy komfort pacjenta i łatwe nalewanie dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz gładkiemu



wykończeniu otworu,

- Rozmiar uniwersalny - indywidualne dozowanie,
- Łatwa do przenoszenia, gdy jest pełna,
- Produkt jednorazowego użytku zmniejszający ryzyko zakażenia krzyżowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr katalogowy: CU71787

Pojemność: 875 ml

Materiał: Pulpa celulozowa

Wymiary produktu: 245dł. x 105szer. x 125wys. mm

Waga: 35g ± 4g

Odporność na przeciekanie: Brytyjskie Standardy: PAS 29: 1999

Płyn: woda

Odporność czas:> 4 godziny

Odporność temp: 35°C ± 3°C

Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999

- poz. 2

NERKA

Ilość sztuk w kartonie: 300

Średnia waga kartonu: 6,66 kg

Wymiary kartonu: 550dł. x 250szer. x 408wys. mm

Objętość kartonu: 0.06m²



- Stojąca ze względu na płaską powierzchnię dna,
- Łatwe przechowywanie (produkt piętrowany),
- Uniwersalny - może być stosowany do różnych funkcji,
- Łatwa do przenoszenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nr katalogowy: CU75250

Pojemność: 700ml

Materiał: Pulpa celulozowa

Wymiary produktu: 250dł. x 130szer. x 50wys. mm

Waga: 21g ± 4g

Odporność na przeciekanie: Brytyjskie Standardy: PAS 29: 1999

Płyn: woda

Odporność czas:> 4 godziny

Odporność temp: 35°C ± 3°C

Utylizacja: Do maceracji zgodnie z PAS 29: 1999



POKRYWKA BASENU – OP. 100 SZT

