

Część 22 - Sprzęt jednorazowy na potrzeby OTI 2

L.p	Asortyment	J.m	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Nazwa producenta i nr katalogowy	Uwagi
1	Uzupełniający zestaw do przeszkodejnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniule z igłą i strzykawkę do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz turke tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odysania z przestrzenią podgłośniową z mankiem niskociśnieniowym, posiadającą sztywy samoblokujacy się mandry z otworem na prowadnicę Seldingera, pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt.	40						
2	Rurka tracheostomijna z odysaniem z przestrzenią podgłośniową, z termoplastycznego PCW, z mankiem niskociśnieniowym, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu (plaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy manekietu, elastyczny, przezroczysty kohierz z oznaczeniem rozmiaru i długosci rurki, samoblokujacy się mandry z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylne, pakowane w opakowanie typu blisier, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm	szt.	30						
3	Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kohnerza posiadająca mechanizm blokujacy umożliwiający przesuwanie kohnerza wzduż osi rurki oraz obracanie o kat 360°, z miękkim, cienkościennym mankiem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnętrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyróżnie wskazującym na wypełnienie mankietu (plaski przed wypełnieniem), wykonana z mieszaniny silikonu i PCW. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm	szt.	10						
4	Miękką, szeroką opaską do rurki tracheostomijnej dla dorosłych, długość: 46cm plus rzep	szt.	50						

26-10-2010

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
i Administracji w Kielcach
74-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51
NIEG 290391139 NIP 657-18-13-51

	Rurka intubacyjna z mankiem zwanąjącym się ku dolowi, o potwierzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy'ego, balonik kontrolny z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rozdajru mankietu, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zainstalowaniu jak i na lażniku, linia Rig na całej długości rurki, skala centymetrowa, oznaczenie poziomu strun głosowych, oznaczenie miejsca cięcia korpusu rurki ustna/nosowa - linia przerywana, sterylna, jednorazowa, rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm.	szt. 40			
5	Rurka intubacyjna z mankiem zwanąjącym się ku dolowi, o potwierzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, posiadającą duży otwór usytuowany tuż nad mankiem pozwalający na efektywne i dokładne odessanie gromadzącej się wydzielinę, wbudowany w ściankę rurki przewód do odysania niezmnieszającej jej wewnętrznego świata z przy mocowanym kapturkiem w jaskrawym kolorze, z otworem Murphy'ego, o wyglądzie wszystkich krawędziach wewnętrznych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (plaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rozdajru mankietu. Rozmiary od 6,0 do 9,0 mm co 0,5 mm.	szt. 40			
6	Rurka intubacyjna nosowo-tchawicza polarna północna (wygięta do góry), wykonana z bardzo miękkiego materiału typu Ivery - nieprzeczczysta, z mankiem o potwierdzoną badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z opisem rozmiaru rurki i mankietu na baloniku kontrolnym. Rozmiar od 6,0 do 8,0 mm co 0,5 mm	szt. 6			
7	Uchwyt do stabilizacji rurek intubacyjnych z możliwością regulowania bądź wymiany rurki bez konieczności odklejania uchwytu. Wykonany z pianki polietylenowej pokrytej hypoalergiczną warstwą klejącą, posiadający sztywną częścię z unieruchamiającą rurkę oraz łatwe odpięcie uwalniające rurkę. Dostępny dla rurek w rozmiarach: 4,5-6,5mm 7,0-8,5mm 9,0-10,0mm	szt. 150			
8					

26-10-2016

Ma

Samodzielnego Publicznego
Zakład Opieki Zdrowotnej
i Administracji w Kielcach
25-375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51
Region 290391139 NIP 657-18-13-314

	Dwuświatłowy system do wielokrotnego odysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych, o powiedzonym czasie siodowania do 72 godzin, miękkiego a jednociennie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wiąziony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego saniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyty z oznaczeniem rozmianu, gładko wykonane krawędzie, przezroczysty łącznik „1” (komora płucażąca), w zestawie: łącznik obrotowy, rozciągliwa martwa przestrzeń, port MDI do podawania leków w aerosolu, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia, sterylny. Rozmiary: 12F/57cm, 14F/57cm, 16F/57cm	szt.	50				
9	Elastyczny łącznik karbowany „martwa przestrzeń” zespolygon z podwójnie obrotowym łącznikiem katowym, z pontem do odysania, długość 13cm + łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny	szt.	30				
10	Zestaw do szybkiej, bezpiecznej konikotomii z igłą Veressa, z nurką 6,0mm z mankiem, w zestawie dodatkowo skalpel, strzykawka 10 ml, miękką opaską, wymiennik ciepła i wilgotni typu Thermovent T oraz szew chirurgiczny z igłą łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny	szt.	5				
11	Zestaw do minitracheotomii metodą Seldingera, typu „Mini-Trach”, zawierający specjalnie zabezpieczony skalpel, cewnik do odysania 10F o bardzo dobrym poślizgu, igłę Tuohy 16G, 2 cm do przeklucia stożka sprząstnego krtani, strzykawka 10 ml, elastyczna prowadnica o długości 50 cm, zaoblone rozszerzadło o długości 7 cm, zaoblony prowadnik ułatwiający wprowadzenie kaniuli, kaniula wykonana z silikonowanego PCW o średnicy wewnętrznej 4 mm, łącznik 15mm, tasiemki do mocowania kaniuli do szzyi.	szt.	5				
12	Zestaw do znieszczenia zewnatrzponowego: igła Tuohy kodowana kolorem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, cewnik z trzema otworami bocznymi 90cm; filtr zewnatrzponowy płaski na 96h; strzykawka niskooporowa 10ml; zatraskowy łącznik do cewnika; prowadnik; zatraskowe mocowanie cewnika z przezroczystą, satynową, płaską częścią zatraskową i gąbkową częścią przyklepną, niskoprofilowy (wysokość do 5mm); etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, rozmiary: 16G/8cm, 18G/8cm	szt.	5				
13	Zestaw do znieszczenia zewnatrzponowego: igła Tuohy kodowana kolorem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”, cewnik z trzema otworami bocznymi 90cm; filtr zewnatrzponowy płaski na 96h; strzykawka niskooporowa 10ml; zatraskowy łącznik do cewnika; prowadnik; zatraskowe mocowanie cewnika z przezroczystą, satynową, płaską częścią zatraskową i gąbkową częścią przyklepną, niskoprofilowy (wysokość do 5mm); etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, rozmiary: 16G/8cm, 18G/8cm	szt.	8				
	RAZEM						

26-10-2020

Samodzielnny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

ul. 375 Kielce, ul. Wojska Polskiego 51
NIP 657-13-13-34,
REGON 290391139

