



## Kolec



Produkt może różnić się od przedstawionego na ilustracji

<b>Numer zamówienia:</b>	(artykuł wariantowy)
<b>Opis:</b>	Microspike do wycofywania i dodawania produktów leczniczych
<b>Szczegóły produktu:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konstrukcja kolca zapewniająca całkowite usunięcie roztworu</li><li>- Odporność na ciśnienie do 1 bara</li><li>- Samozamykające się złącze Luer-Lock dla bezpiecznego połączenia</li><li>- Wielokrotne wypłaty do 7 dni</li><li>- Sterylny EO</li></ul>
<b>Dane dotyczące działania:</b>	Urządzenie medyczne klasy Is zgodnie z dyrektywą MDD CE 0123
<b>Kraj pochodzenia:</b>	IN
<b>Trwałość:</b>	60 miesiące

**Opakowanie jednostkowe:** 100 szt./pudełko, 10 pudełek/karton

**Wymiary opakowania:** Karton: 85cm (dł.), 45cm (szer.), 23cm (wys.), KG

### Warianty

Numer zamówienia	Kolor	Filtr cieczy	Filtr powietrza	Dodatek
PMY13569	Zielony	nie dot	a	Zawór 2-
PMY13557	Zielony	yc	0,45 µm	drogowy
PMY13567	niebieski	zy	0,45 µm	
PMY13553	Niebieski	nie dot	0,45 µm	Zawór 2-
PMY13565	Niebieski	ycz	0,20 µm	drogowy
PMY13560	Niebieski	y	0,20 µm	
	Czerwony	5 µm		Zawór 2-
	Czerwony	5 µm		drożny
	Czerwony	5 µm 5 µm		



CE 0123