

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

ZP.271.28.2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie z załączonym zestawieniem dla ŚDS nr 2 sekcja „IRYS”.

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące znamion użytkowania, oryginalnie zapakowane.

Zamawiający, po wybraniu najkorzystniejszej umowy złoży zamówienie drogą mailową, bez zawierania umowy.

Płatność nastąpi po dostarczeniu urządzeń przez Wykonawcę i ich odbioru przez Zamawiającego - w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej na adres Zamawiającego faktury Vat.

Termin realizacji: do 3 tygodni od złożenia zamówienia

1. Bieżnia elektryczna – 1szt.:
 - ✓ Automatyczna regulacja kąta nachylenia pasa (min. 15 poziomów regulacji),
 - ✓ 8-punktowy system amortyzacji,
 - ✓ Maksymalne obciążenie 140 kg,
 - ✓ Moc maksymalna silnika 4,0 KM,
 - ✓ Prędkość 0,8 – 16 km/h,
 - ✓ Antypoślizgowy pas bieżni 126 x 45 cm,
 - ✓ Waga ok. 71 kg,
 - ✓ Wyświetlacz LCD pokazujący czas, prędkość, dystans, kalorie, puls,
 - ✓ Wejścia: MP3, USB,
 - ✓ Funkcja Physical Test (FAT) – można wprowadzić: płeć, wiek, wzrost, waga,
 - ✓ Pomiar pulsu: sensory dotykowe,
 - ✓ Zmiana prędkości w rączkach lub z panelu głównego,
 - ✓ System bezpieczeństwa: klucz magnetyczny,
 - ✓ 12 programów treningowych,
 - ✓ Teleskopowy system rozkładania/składania bieżni (siłownik gazowy),
 - ✓ Kółka transportowe,
 - ✓ Miejsce na bidon, telefon, itp.,
 - ✓ Certyfikaty CE, RoHS.
2. Rotor – 2 szt.:
 - ✓ Działanie: dwukierunkowe,
 - ✓ Regulacja oporu: ręczna,
 - ✓ Maksymalna waga użytkownika 100 kg.
3. Drabinka drewniana- 1szt.:
 - ✓ Wykonanie: lite drewno świerkowe,
 - ✓ Trwała i odporna,
 - ✓ Zdejmowany drążek do podciągania, który można przymocować do dowolnego szczebla,
 - ✓ Pokryta lakierem – bezbarwnym, bezwonnym, trwałym,
 - ✓ Wysokość: 250 cm,
 - ✓ Szerokość: 90 cm,
 - ✓ Głębokość: 11,5 cm,

- ✓ Szerokość boku: 4 cm,
 - ✓ Liczba szczebli: 9,
 - ✓ Profil szczebla: szer. 30 x wys. 40 mm,
 - ✓ Odstęp między szczeblami: 27,5 cm,
 - ✓ Nośność drabinki: 130 kg,
 - ✓ Nośność drążka do podciągania: 100 kg,
 - ✓ W zestawie śruby i kołki rozporowe.
4. Piłki rehabilitacyjne:
- a. Piłka rehabilitacyjna – klasyczna – 1szt.:
 - ✓ Wysoka jakość wykonania,
 - ✓ Możliwość wykorzystania do ćwiczeń oraz aktywnego siedzenia,
 - ✓ Średnica 75 cm,
 - ✓ Rekomendowana, maksymalna waga użytkownika 120 kg,
 - ✓ Produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I,
 - ✓ Preferowany kolor: żółty.
 - b. Fiolka do ćwiczeń – 1szt.:
 - ✓ Wysoka jakość wykonania,
 - ✓ Technologia BRQ – powolna utrata powietrza w przypadku pęknięcia,
 - ✓ Średnica 70 cm, długość 115 cm,
 - ✓ Rekomendowana, maksymalna waga użytkownika 120 kg,
 - ✓ Produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I,
 - ✓ Preferowany kolor: niebieski.
 - c. Fiolka do ćwiczeń z wypustkami – 1szt.:
 - ✓ Wysoka jakość wykonania,
 - ✓ Średnica 50 cm, długość 80 cm,
 - ✓ Rekomendowana, maksymalna waga użytkownika 120 kg,
 - ✓ Produkt sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I,
 - ✓ Preferowany kolor: zielony.
5. Rower stacjonarny – 1szt.:
- ✓ Typ: rower pionowy,
 - ✓ Długość 100 cm,
 - ✓ Wysokość 150 cm,
 - ✓ Szerokość 56 cm,
 - ✓ Waga koła zamachowego: 9 kg,
 - ✓ Pionowa i pozioma regulacja obciążenia,
 - ✓ System oporu: magnetyczny,
 - ✓ Wyświetlacz: puls, czas, dystans, prędkość, spalone kalorie, scan, watt, hrc, body fat,
 - ✓ Możliwość regulacji siodełka w pionie i poziomie.
6. Worek sacco – 2szt.:
- ✓ Materiał: ecoskóra,
 - ✓ Wysokość: 110 cm,
 - ✓ Podstawa: 80 cm,
 - ✓ Wypełnienie: 200 l,
 - ✓ Posiada atest PZH,
 - ✓ Kolor: wyraziste kolory, pufa jednokolorowa.
7. Podnośnik mobilny pacjenta - 1 szt.:
- ✓ Zawiesie stałe, czteropunktowe,
 - ✓ Podwieszka uniwersalna, podparcie pleców – wysokie, rozmiar - M,

- ✓ Długość: 128 cm,
- ✓ Szerokość: 61 cm,
- ✓ Wysokość: 136 cm,
- ✓ Min. Szerokość podstawy (wew./zew.): 49/61 cm,
- ✓ Maks. szerokość podstawy (wew./zew.): 100/112 cm,
- ✓ Zakres wysokości CMS: 72-194 cm,
- ✓ Wysokość nóg podstawy: 9,5 cm,
- ✓ Masa podnośnika: 45 kg,
- ✓ Maks. obciążenie podnośnika: 160 kg,
- ✓ Funkcje pilota: do góry/ na dół, elektryczny rozstaw nóg, stan naładowania baterii, wskaźnik,
- ✓ Instrukcja obsługi,
- ✓ Prędkość podnoszenia (bez obciążenia): 34 s,
- ✓ Prędkość opuszczania (bez obciążenia): 33 s,
- ✓ Poziom skrętu (min./maks.): 140/152 cm.