

# CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS

- **Sterylny**



*CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS*

**Producent: YINGMED**



## **ZASTOSOWANIE:**

- do podawania tlenu przez nos, do tlenoterapii biernej. Przy zgięciu przewodu nie ma możliwości zatrzymania przepływu tlenu.

## **WŁAŚCIWOŚCI:**

- Wykonany z medycznego PVC
- Uniwersalny łącznik
- składa się ze złącza, rurki połączonej z łącznikiem, trójkanałowego złącza, zacisku, rurki połączonej z odgałęzieniem, przyssawki do nozdrzy
- bezwonny, przezroczysty i miękki
- W 100% bez lateksu
- Dren o dł. 200 cm
- Przekrój gwiazdkowy odporny na zgięcia
- Dostępne w 2 rozmiarach: dla dorosłych, dla dzieci
- pojedyncza zrywalna torebka foliowa: 1 sztuka
- sterylne przez EO, jednorazowego użytku
- Zawiera ftalany
- Opakowanie zbiorcze: 100 sztuk
- Nr katalogowy: YM-A1006